



Glooko Transmitter

Návod k použití – pro uživatele řešení Glooko

Obsah

Vyhledání zařízení	4–5
Všeobecné informace.....	6
O řešení Glooko.....	6
Zamýšlené použití	6
Kontraindikace	6
Upozornění	6
Preventivní opatření.....	6
Požadavky zařízení	6
Začínáme	7
Čištění vysílače Glooko Transmitter.....	7
Pokyny k likvidaci.....	7
Rychlé tipy	7
Nastavení vysílače Glooko Transmitter	8
Nastavení bez použití kabelového boxu	8
Nastavení při použití kabelového boxu	8
Připojení zařízení pro diabetiky	9
Nahrání dat	9
Další informace.....	10
Nastavení Ethernetu.....	10
Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu	11

Vyhledání zařízení



Glukometr



Zařízení pro kontinuální monitorování glukózy




Inzulínová pumpa



Inzulínové pero


Abbott

	FreeStyle Freedom Lite.....	11
	FreeStyle InsuLinx	11
	FreeStyle Lite	11
	FreeStyle Optium Neo.....	11
	FreeStyle Precision Neo.....	11
	Precision Xtra	11
	Precision Xceed.....	11


Abbott

	FreeStyle Libre Reader	11
---	------------------------------	----

Acon Laboratories

	On Call® Advanced.....	12
	On Call® Express	12
	On Call® Express II	12
	On Call® Express Mobile.....	19
	On Call® Express Voice.....	12
	On Call® Extra	12
	On Call® Extra Mobile.....	19
	On Call® Extra Voice.....	12
	On Call® Plus.....	12
	On Call® Resolve	12
	On Call® Sure.....	12
	On Call® Sure Sync	12
	On Call® Vivid	12

AgaMatrix

	WaveSense Jazz™	12
	Ally BGK.....	12
	Ally BGM.....	12


Animas

	OneTouch Ping (meter)	12
---	-----------------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe.....	20
	Vibe Plus.....	20

Arkray

	GlucoCard 01	12
	GlucoCard Expression.....	12
	GlucoCard Shine.....	12
	GlucoCard Vital	12
	GlucoCard Shine Connex	12
	GlucoCard Shine Express	12
	GlucoCard Shine XL	12

Ascensia (Bayer)

	Breeze 2	13
	Contour.....	13
	Contour Care.....	13
	Contour Fit.....	13
	Contour Link.....	13
	Contour Next	13
	Contour Next (Bluetooth).....	13
	Contour Next Gen	13
	Contour Next One	13
	Contour Next EZ	13
	Contour Next Link.....	13
	Contour Next Link 2.4.....	13
	Contour Next USB.....	13
	Contour Plus	13
	Contour Plus Blue	13
	Contour Plus Elite.....	13
	Contour Plus One.....	13
	Contour TS.....	13
	Contour USB	13
	Contour XT.....	13

Beurer

	GL50 evo.....	13
	Beurer GL 44.....	13
	Beurer GL 48.....	13
	Beurer GL 49.....	13

Bionime

	GE100.....	13
	Rightest GM700SB.....	13


Biosys

	VTrust TD-4279D.....	19
---	----------------------	----


Bioseven

	lineaD ORO	13
---	------------------	----


Biochemical Systems

	Aria.....	14
---	-----------	----


Dexcom

	G4 Platinum.....	19
	G4 Platinum with S hare.....	19
	G5	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6)	19
	G6 Receiver.....	19
	G7 Receiver.....	19
	One Receiver.....	19
	One+ Receiver	19


Ekoweb

	GlucoX (TD-4183).....	14
	GlucoX Pro (TD-4183)	14


Embrace

	TALK	14
---	------------	----

Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	20
---	-----------------	----


Exacta

	Glance	14
---	--------------	----

ForaCare

	Diamond Mini DM30.....	19
	Diamond PRIMA.....	14
	FORA 6 Connect.....	19
	FORA GD40.....	19


GlucorX

	HCT.....	14
	Nexus.....	14
	Nexus Mini.....	14
	Nexus Blue.....	19
	Smart.....	14
	Q.....	14


Glucosmart

	Salsa.....	14
	Salsa Connect	14
	Salsa Connect (BLE).....	19

GlucOX

	TD-4183	14
---	---------------	----

i-SENS

	Alphacheck Professional	15
	CareSens BGM/TEE2.....	15
	CareSens Dual.....	15
	CareSens H Beat	15
	CareSens N.....	15
	CareSens N Feliz	15
	CareSens N POP	15
	CareSens N Voice	15
	CareSens N Premier	15
	CareSens N Premier Carelight	15
	CareSens Pro.....	15
	CareSens S Fit.....	15
	No Coding Plus.....	15
	TEE2+.....	15

	Infopia	
	Fintetest Lite.....	15
	GlucoLab.....	15

	Insulet	
	Omnipod® System.....	20
	Omnipod® Dash™ System.....	20

	Intuity	
	POGO® Automatic™.....	15


	LifeScan	
	OneTouch Select Plus.....	15
	OneTouch Ultra.....	15
	OneTouch Ultra2.....	15
	OneTouch UltraEasy.....	15
	OneTouch UltraMini.....	15
	OneTouch Ultra Plus Reflect.....	15
	OneTouch Verio.....	15
	OneTouch Verio Flex.....	15
	OneTouch Verio IQ.....	15
	OneTouch Verio Reflect.....	15
	OneTouch Verio Sync.....	15

	Medtronic	
	630G.....	20
	640G.....	20
	670G.....	20

	Menarini	
	GLUCOCARD G+.....	16
	GLUCOCARD SM.....	16
	GlucoFix Tech.....	16
	GlucoFix Tech GK.....	19
	Glucomen areo.....	16
	Glucomen areo GK.....	19
	Glucomen areo 2K.....	16
	Glucomen LX2.....	16


	Nipro	
	4SURE Smart.....	16
	4SURE Smart Duo.....	16

	Neon	
	GK+.....	19

	NovoNordisk	
	NovoPen® 6.....	22
	NovoPen Echo® Plus.....	22

	Palmdoc	
	1.....	17
	2.....	17
	Smart.....	17

	Prodigy	
	AutoCode.....	17

	ReliOn	
	Confirm.....	16
	Platinum.....	16
	Premier Blu.....	16
	Premier Classic.....	16
	Premier Voice.....	16
	Prime.....	16

	Roche	
	Accu-Chek Active.....	17
	Accu-Chek Aviva Combo.....	18
	Accu-Chek Aviva Connect.....	17
	Accu-Chek Aviva Expert.....	18
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Aviva Nano.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Black.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Silver.....	18
	Accu-Chek Compact.....	18
	Accu-Chek Compact Plus.....	18
	Accu-Chek Guide.....	17
	Accu-Chek Guide Me.....	17
	Accu-Chek Instant.....	17
	Accu-Chek instant S.....	17
	Accu-Chek Mobile (USB).....	17
	Accu-Chek Nano.....	18
	Accu-Chek Performa.....	18
	Accu-Chek Performa Connect.....	17
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Nano.....	18

	Roche	
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Spirit Combo.....	21
	Accu-Chek Aviva Solo.....	20
	Accu-Chek Guide Solo.....	20

	Sanofi	
	BGStar.....	17
	MyStar Extra.....	17

	Tandem	
	t:flex.....	20
	t:slim.....	20
	t:slim X2.....	20
	t:slim G4.....	20

	Taidoc	
	TD-4141.....	16
	TD-4183.....	16
	TD-4216B.....	16
	TD-4255.....	16
	TD-4257(v1).....	16
	TD-4257(v2).....	16
	TD-4280.....	16
	TD-4285.....	16
	TD-4289.....	16

	Terumo	
	Medisafe Fit Smile.....	19

	Terumo	
	Medisafe WITH.....	22

	Trividia (Nipro)	
	TRUE METRIX.....	16
	TRUE METRIX AIR.....	16
	TRUEresult.....	16
	TRUEyou mini.....	16

	ViCentra	
	Kaleido.....	20

	Wellion	
	Calla Dialog.....	17
	Calla Light.....	17
	Calla Mini.....	17
	Galileo Compact.....	17
	Galileo GLU/KET.....	17
	Leonardo GLU/KET.....	17
	Leonardo Compact.....	17
	Newton.....	17

	XPER Technology	
	A1 (TD-4183).....	17

	Ypsomed	
	MyLife Aveo.....	17

Všeobecné informace

O řešení Glooko

Společnost Glooko nabízí poskytovatelům zdravotní péče online řešení, které centrálně shromažďuje a ukládá všechna data pacientů s diabetem a nevyžaduje instalaci žádného softwaru. Všechny informace přenesené ze zařízení pomocí kabelu nebo infračerveného přenosu se ihned zobrazí online v zabezpečeném účtu Glooko. Všechna data z různých zařízení se zkonsolidují a prezentují ve formě jedné sestavy.

Zamýšlené použití

Vysílač Glooko Transmitter je určen lékařům a zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních a slouží k přenosu předdefinovaných dat z domácích monitorovacích zařízení do serverové databáze.

Kontraindikace

Nejsou známy.

Upozornění!

System Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.

Veškeré lékařské diagnózy a léčba pacientů musejí probíhat pod dohledem kvalifikovaných lékařů a zdravotníků! Řešení Glooko nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani nemá sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Řešení Glooko není určeno k tísňovým voláním ani k přenosu nebo indikaci výstrah v reálném čase nebo urgentních dat! Řešení Glooko nemá sloužit jako náhrada přímého lékařského dozoru ani urgentního lékařského zásahu.

Preventivní opatření

- Neponořujte vysílač Glooko Transmitter do kapaliny ani jej žádné kapalině nevystavujte. Kapaliny mohou vysílač Glooko Transmitter poškodit.
- Vysílač Glooko Transmitter lze používat opakovaně. Pokud vysílač Glooko Transmitter vykazuje známky poškození (např. roztřepené kabely nebo degradaci materiálu), přestaňte jej používat a obraťte se na zákaznickou podporu.

Požadavky zařízení

K uložení dat přenesených z vysílače Glooko Transmitter je vyžadován účet Glooko. První účet správce pro kliniku vytváří tým podpory společnosti Glooko. Další jednotlivé účty může vytvořit správce na klinice pomocí webové aplikace Glooko. Další pokyny k webové aplikaci Glooko naleznete v [uživatelské příručce pro kliniky společnosti Glooko](#).

Začínáme

Co budete potřebovat:

1. Kompatibilní měřič glykémie, inzulínové pero, inzulínová pumpa nebo zařízení pro kontinuální monitorování glykémie (CGM),
2. vysílač Glooko Transmitter,
3. účet Glooko s přístupem k nástroji Population Tracker,
4. kabel pro nahrávání z používaného zařízení pro diabetiky. Upozorňujeme, že společnost Glooko tyto kabely nedodává. Pokud vám potřebný kabel chybí, obraťte se na výrobce zařízení.

Čištění vysílače Glooko Transmitter

K čištění vysílače Glooko Transmitter použijte hadřík z mikrovlákna, abyste odstranili veškerý prach nebo částice. Vysílač Glooko Transmitter nevystavujte žádným kapalinám.

Pokyny k likvidaci

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Rychlé tipy

- Nefunguje připojení k síti? Zkuste vysílač Glooko Transmitter přesunout v rámci kliniky na jiné místo, kde by mohl být lepší mobilní signál.
- Data ze zařízení se nenahrávají? Před připojením zařízení pro diabetiky zkontrolujte, zda se na vysílači Glooko Transmitter zobrazuje text „Připraveno k přenosu“.




* Port Micro-HDMI je vypnutý.

Nastavení vysílače Glooko Transmitter

Nastavení bez použití kabelového boxu

1A Připojení vysílače Glooko Transmitter



1. Připojte napájecí adaptér, jak je znázorněno výše, a zapojte jej do elektrické zásuvky.


2A Spuštění



1. Dokončete nastavení podle pokynů na displeji.
2. Po dokončení nastavení se zobrazí text „Připraveno k přenosu“.

Nastavení při použití kabelového boxu

1B Připojení vysílače Glooko Transmitter a rozbočovače USB



1. Vložte rozbočovač USB do kabelového boxu.
2. Připojte rozbočovač USB k vysílači Glooko Transmitter (pomocí kabelu USB) a zapojte jeho napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
3. Postavte vysílač Glooko Transmitter na kabelový box. Připojte k němu napájecí adaptér, jak je znázorněno výše, a zapojte jej do elektrické zásuvky.

2B Spuštění



1. Dokončete nastavení podle pokynů na displeji.
2. Po dokončení nastavení se zobrazí text „Připraveno k přenosu“.

i *Poznámka: Pokud chcete připojit vysílač Glooko Transmitter k internetu prostřednictvím kabelové sítě Ethernet (místo vestavěného mobilního připojení), připojte ethernetový kabel a vysílač Glooko Transmitter se sám nakonfiguruje. Další pokyny najdete na straně 10.*

3 Připojení zařízení pro diabetiky



Každé zařízení pro diabetiky lze připojit některým z následujících způsobů:


- kabel USB (port USB nebo rozbočovač USB),
- infračervený přenos (vestavěný infračervený přijímač nebo u některých zařízení kabel čtečky Smart Pix),
- NFC (Near Field Communication),
- BLE (Bluetooth Low Energy).

4 Nahrání dat



Postupujte podle konkrétních pokynů k nahrání dat z různých kompatibilních zařízení pro diabetiky na stranách 11–19. Jakmile se displej rozsvítí zeleně, je přenos dokončen.

5 Přihlášení k účtu Glooko




Přejděte na stránku <https://my.glooko.com> a přihlaste se do svého nástroje Population Tracker. Přejděte na kartu Přiradit zařízení, na které lze načíst nahraná data.




Další informace o použití vysílače Glooko Transmitter najdete v tomto dokumentu: [Glooko pro kliniky – stručná úvodní příručka](https://support.glooko.com) na stránce <https://support.glooko.com>

Další informace



Pokud je k dispozici aktualizace, můžete dát pokyn k okamžitému restartování. V opačném případě se vysílač Glooko automaticky aktualizuje za 10 hodin.



Pokud se proces nahrávání nezdaří, zobrazí se upozornění. Postupujte podle pokynů na obrazovce.




Přístup k dalším funkcím získáte klepnutím na ikonu nabídky.

Přenést zařízení Bluetooth



Kliknutím na ikonu nabídky otevřete nabídku zařízení Glooko Transmitter.



Vyberte volbu "Přenést zařízení Bluetooth".



Vyberte zařízení, které chcete přenést, a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Nastavení kabelové sítě Ethernet

Po připojení ethernetového kabelu se vysílač Glooko Transmitter automaticky pokusí připojit k internetu přes kabelovou síť (Ethernet).

Chcete-li nakonfigurovat připojení ke kabelové síti Ethernet ručně nebo zjistit adresu MAC, přejděte na tyto položky:

Nabídka > Nastavení > Nastavení sítě > Nastavení sítě Ethernet


Pokud nakonfigurovaná kabelová síť Ethernet není k dispozici, vysílač Glooko Transmitter se automaticky vrátí k mobilnímu připojení.




Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu


Níže jsou uvedeny pokyny, jak pomocí vysílače Glooko Transmitter nahrát data o diabetu z kompatibilního zařízení. Pokud nejsou k zařízení poskytnuty výslovné pokyny pro nahrávání, stačí jej připojit k vysílači nebo rozbočovači USB pomocí určitého kabelu USB nebo prostřednictvím infračerveného přenosu, Bluetooth nebo NFC a zařízení se automaticky nahraje.

Budete potřebovat účet Glooko s přístupem k nástroji Population Tracker. Data nahraná pomocí vysílače Glooko Transmitter se synchronizují s vaším účtem Population Tracker, ke kterému se přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů ke svému profesionálnímu účtu Glooko. K synchronizaci nahraných dat se serverem Glooko je nezbytné připojení k internetu (mobilní nebo ethernetové připojení).

 Zařízení Glooko Transmitter nahrává údaje o hladině glukózy z níže uvedených měřičů, inzulinových pump a zařízení CGM. Upozorňujeme, že některá zařízení pro diabetes nemusí být na vašem trhu dostupná.

Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB


 Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.






Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany

Acon Laboratories

On Call® Advanced	On Call® Resolve		Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítka M a S .	
On Call® Plus	On Call® Vivid			Připojte kabel a na měřiči stiskněte a podržte tlačítko S .
On Call® Express On Call® Express II On Call® Express Voice On Call® Extra	On Call® Extra Voice On Call® Sure On Call® Sure Sync			





AgaMatrix

WaveSense Jazz™	AgaMatrix USB	
Ally BGK	Micro USB	
Ally BGM	i-Sens USB (2.5 mm)	

Animas


OneTouch Ping (meter)	Mini USB		Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.
-----------------------	----------	--	--

Arkray

Glucocard 01	Glucocard Vital	Arkray USB (2.5 mm)		
Glucocard Shine	Glucocard Shine XL	i-Sens USB (2.5 mm)		Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.
Glucocard Shine Connex	Glucocard Shine Express	Micro USB		
Glucocard Expression	Medcore Care + GlucoCard Expression USB (3.5 mm)		Připojte kabel a v hlavní nabídce měřiče vyberte položku PC Link .	


Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany



Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany



Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany

i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB



Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.

CareSens BGM/Tee2
CareSens Dual
CareSens H Beat
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N Voice
CareSens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2.5 mm)



Připojte kabel a na měřiči stiskněte tlačítko **S** (tlačítko **C**).

CareSens N Feliz

Micro USB



Infopia

Finetest Lite

Glucolab

Infopia USB
(2.5 mm)



Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB
(3.5 mm)



Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ


OneTouch Verio Sync

Mini USB







Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany



Glukometry a zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Pokračování z předchozí strany



Glukometry – infračervené připojení

Podle následujících pokynů nastavte měřič do režimu nahrávání. Namiřte horní konec glukometru směrem k portu IR na vysílači Glooko Transmitter.

i Během nahrávání držte zařízení v naprostém klidu. Nepřesouvejte zařízení, dokud se na displeji nezobrazí tento text: Přenos dokončen!

Port IR na vysílači Glooko Transmitter



Roche Accu-Chek

Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano



Když je měřič vypnutý, aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Aviva Combo
Aviva Expert



V hlavní nabídce přejděte na položku **Moje data** a vyberte **Přenos dat**.

Compact




Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením dvou horních tlačítek měřiče, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Compact Plus




Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením tlačítek **S** a **M** pod displejem, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Glukometry a zařízení CGM - připojeny pomocí Bluetooth nebo NFC



Zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

i Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.



Inzulínové pumpy – připojení pomocí standardního kabelu USB




Poznámka: Pokud máte k vysílači Glooko připojený rozbočovač USB, musí být rozbočovač USB napájen vlastním napájecím adaptérem.



Equil/Wellion
MICRO-pump

Micro USB



Insulet
Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Omnipod® System

Mini USB



1. Připojte zařízení DASH™ k vysílači pomocí kabelu USB A na mikro USB.
2. Na zařízení DASH™ klepněte na Export (Exportovat).
3. Odpojte zařízení DASH™ a znovu je připojte.
4. Po dokončení nahrávání se na vysílači Glooko Transmitter zobrazí text „Přenos dokončen“.

Medtronic
630G | 670G
640G

USB port na měřicím zařízení



1. Připojte glukometr Contour Next Link 2.4 k přijímači Glooko Transmitter.
2. Podle pokynů na obrazovce odešlete data z pumpy Medtronic.

Roche
Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Otevřete hlavní nabídku na ruční jednotce pumpy.
2. V hlavní nabídce vyberte USB.
3. Pomocí kabelu micro USB připojte ruční jednotku k vysílači Glooko Transmitter.


Tandem
t:flex | t:slim X2
t:slim | t:slim G4

Micro USB



Vicentra
Kaleido

Micro USB



- Přejděte do žluté nabídky a vyberte tlačítko odeslání dat.

Inzulínové pumpy – infračervené připojení




V případě pumpy Animas se ujistěte, že je pumpa pozastavená. Při zahájení přenosu se rozsvítí displej. Displej nemusí zůstat rozsvícený po celou dobu přenosu.

Držte pumpu zcela v klidu a nepřesouvejte ji jinak, dokud se na displeji nezobrazí tento text: Přenos dokončen!

Port IR na vysílači Glooko Transmitter



Animas
OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus



1. Pozastavte pumpu. (**HLAVNÍ NABÍDKA**, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Suspend** (Pozastavit).)
2. Stiskněte tlačítko **OK**.
3. Podržte pumpu otočenou zadní částí k IR portu vysílače.
4. Po dokončení přenosu: Obnovte chod pumpy (**HLAVNÍ NABÍDKA**, přejděte dolů na **Suspnd/Resum** (Pozastavit/obnovit) a stiskněte **OK** – bude zvýrazněna položka **Resume** (Obnovit).) Stiskněte tlačítko **OK**.

Inzulínové pumpy – připojení pomocí infračerveného kabelu

Kompatibilní infračervené kabely


Kabel čtečky Roche
Accu-Chek Smart Pix



Kabel čtečky Roche
Accu-Chek Smart Pix 2



Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Pomocí kabelu mikro USB
připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.

1. Připojte k vysílači Glooko Transmitter kabel čtečky Smart Pix 2 a počkejte, až modrá kontrolka na čtečce Smart Pix 2 začne pomalu blikat.
2. Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.
3. V nabídce datamanažeru vyberte položku **Connect to PC** (Připojit k PC) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Ujistěte se, že je pumpa v dosahu datamanažeru.
5. Během přenosu dat ze zařízení do čtečky Smart Pix 2 svítí na čtečce Smart Pix 2 modrá kontrolka.
6. Když modrá kontrolka zhasne a čtečka Smart Pix 2 i zařízení vydají zvukový signál, znamená to, že byl zahájen přenos dat ze čtečky Smart Pix 2 do vysílače Glooko Transmitter. Čtečku Smart Pix 2 ještě neodpojujte!
7. Počkejte, až vysílač Glooko Transmitter potvrdí úspěšné dokončení nahrávání.


Roche
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix or Smart Pix 2
Note! Smart Pix software version 3.02 or
higher is required when using Smart Pix.

1. Připojte Smart Pix k zařízení Glooko Transmitter a vyčkejte, než modrá kontrolka na Smart Pix začne pomalu blikat.
2. Uvedte pumpu do **režimu přenosu dat** (pumpu zastavte a zadejte **nabídku přenosu dat**).
3. Postavte pumpu displejem IR čelem k Smart Pix. Modrá kontrolka signalizuje, že jsou data přenášena do Smart Pix.
4. Počkejte, než modrá kontrolka začne opět pomalu blikat nebo se blikání zároveň zastaví.
5. Data jsou nyní přenášena ze Smart Pix do zařízení Glooko Transmitter. Smart Pix ještě neodpojujte.
6. Počkejte, než Glooko Transmitter potvrdí, že data byla úspěšně nahrána.

Inzulínové pumpy – připojení pomocí NFC




Terumo
Medisafe WITH



1. Ověřte, zda hlavní nabídka zobrazuje vzdálené ovládání pumpy.
2. Umístěte dálkový ovladač na podložku NFC na horní straně Glooko Transmitter – a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně dálkového ovladače musí být zarovnan se středem podložky NFC na zařízení Glooko Transmitter.

Inzulínová pera – připojení pomocí NFC



NovoNordisk
NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus



Umístěte připojené pero na čtečku NFC na vysílač Glooko a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Následující údaje se týkají transponderů Glooko Transmitter se sériovými čísly začínajícími na číslo 21 (např. S21XXXXXX) nebo nižší (např. S20XXXXXX, S19XXXXXX atd.).

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



Glooko AB
Nellikevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>

Následující informace se týkají transponderů Glooko Transmitter se sériovými čísly mezi 22000000 a 24079999.

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
CE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Band 1/8
FCC	GPRS: 850/1900 MHz WCDMA: Band II/IV LTE: Band 2/4/5/12
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Teplota pro skladování/převahu	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF REF-0003

EC REP

MD

IP 20

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



OZNÁMENÍ: Jakýkoli závažný incident, k němuž došlo ve vztahu k zařízení, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jste vy a/nebo váš pacient vedeni.


Následující údaje se týkají transmiterů Glooko Transmitter se sériovými čísly začínajícími na číslo 2408 (např. S2408XXXX) nebo vyšší (např. S25XXXXXX).

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Teplota pro skladování/převahu	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003



Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



OZNÁMENÍ: Jakýkoli závažný incident, k němuž došlo ve vztahu k zařízení, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jste vy a/nebo váš pacient vedeni.

Následující údaje se týkají transmiterů Glooko Transmitter ve Spojených arabských emirátech.

Technické specifikace

Ochrana pouzdra	IP20 – pouze vnitřní použití
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Provozní teplota	5 °C až 40 °C
Teplota pro skladování/převahu	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájení	Vstup: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003



Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



OZNÁMENÍ: Jakýkoli závažný incident, k němuž došlo ve vztahu k zařízení, musí být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém jste vy a/nebo váš pacient vedeni.