



# Glooko Transmitter

Notkunarleiðbeiningar – fyrir Glooko notendur



# Efnisyfirlit

Tæki fundið .....	4-5
<b>Almennar upplýsingar.....</b>	<b>6</b>
Um Glooko .....	6
Fyrirhuguð notkun.....	6
Frábendingar .....	6
Varnaðarorð.....	6
Varúðarráðstafanir.....	6
Kröfur fyrir tækið.....	6
<b>Undirbúningur.....</b>	<b>7</b>
Prífi á Glooko Transmitter .....	7
Leiðbeiningar um förgun.....	7
<b>Stuttar ábendingar .....</b>	<b>7</b>
<b>Uppsetning Glooko Transmitter .....</b>	<b>8</b>
Uppsetning án snúrubox.....	8
Uppsetning með snúruboxi.....	8
Sykursýkitæki tengt.....	9
Hlaða upp gögnum .....	9
<b>Nánari upplýsingar.....</b>	<b>10</b>
Uppsetning Ethernet-tengingar .....	10
<b>Samhæfð tæki og sendingaraðferðir .....</b>	<b>11</b>



	<b>Infopia</b>	
	Fintetest Lite.....	15
	GlucoLab.....	15

	<b>Insulet</b>	
	Omnipod® System.....	20
	Omnipod® Dash™ System.....	20

	<b>Intuity</b>	
	POGO® Automatic™.....	15


	<b>LifeScan</b>	
	OneTouch Select Plus.....	15
	OneTouch Ultra.....	15
	OneTouch Ultra2.....	15
	OneTouch UltraEasy.....	15
	OneTouch UltraMini.....	15
	OneTouch Ultra Plus Reflect.....	15
	OneTouch Verio.....	15
	OneTouch Verio Flex.....	15
	OneTouch Verio IQ.....	15
	OneTouch Verio Reflect.....	15
	OneTouch Verio Sync.....	15

	<b>Medtronic</b>	
	630G.....	20
	640G.....	20
	670G.....	20

	<b>Menarini</b>	
	GLUCOCARD G+.....	16
	GLUCOCARD SM.....	16
	GlucoFix Tech.....	16
	GlucoFix Tech GK.....	19
	Glucomen areo.....	16
	Glucomen areo GK.....	19
	Glucomen areo 2K.....	16
	Glucomen LX2.....	16


	<b>Nipro</b>	
	4SURE Smart.....	16
	4SURE Smart Duo.....	16

	<b>Neon</b>	
	GK+.....	19

	<b>NovoNordisk</b>	
	NovoPen® 6.....	22
	NovoPen Echo® Plus.....	22

	<b>Palmdoc</b>	
	1.....	17
	2.....	17
	Smart.....	17

	<b>Prodigy</b>	
	AutoCode.....	17

	<b>ReliOn</b>	
	Confirm.....	16
	Platinum.....	16
	Premier Blu.....	16
	Premier Classic.....	16
	Premier Voice.....	16
	Prime.....	16

	<b>Roche</b>	
	Accu-Chek Active.....	17
	Accu-Chek Aviva Combo.....	18
	Accu-Chek Aviva Connect.....	17
	Accu-Chek Aviva Expert.....	18
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Aviva Nano.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Black.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Silver.....	18
	Accu-Chek Compact.....	18
	Accu-Chek Compact Plus.....	18
	Accu-Chek Guide.....	17
	Accu-Chek Guide Me.....	17
	Accu-Chek Instant.....	17
	Accu-Chek instant S.....	17
	Accu-Chek Mobile (USB).....	17
	Accu-Chek Nano.....	18
	Accu-Chek Performa.....	18
	Accu-Chek Performa Connect.....	17
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Nano.....	18

	<b>Roche</b>	
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Spirit Combo.....	21
	Accu-Chek Aviva Solo.....	20
	Accu-Chek Guide Solo.....	20

	<b>Sanofi</b>	
	BGStar.....	17
	MyStar Extra.....	17

	<b>Tandem</b>	
	t:flex.....	20
	t:slim.....	20
	t:slim X2.....	20
	t:slim G4.....	20

	<b>Taidoc</b>	
	TD-4141.....	16
	TD-4183.....	16
	TD-4216B.....	16
	TD-4255.....	16
	TD-4257(v1).....	16
	TD-4257(v2).....	16
	TD-4280.....	16
	TD-4285.....	16
	TD-4289.....	16

	<b>Terumo</b>	
	Medisafe Fit Smile.....	19

	<b>Terumo</b>	
	Medisafe WITH.....	22

	<b>Trividia (Nipro)</b>	
	TRUE METRIX.....	16
	TRUE METRIX AIR.....	16
	TRUEresult.....	16
	TRUEyou mini.....	16

	<b>ViCentra</b>	
	Kaleido.....	20

	<b>Wellion</b>	
	Calla Dialog.....	17
	Calla Light.....	17
	Calla Mini.....	17
	Galileo Compact.....	17
	Galileo GLU/KET.....	17
	Leonardo GLU/KET.....	17
	Leonardo Compact.....	17
	Newton.....	17

	<b>XPER Technology</b>	
	A1 (TD-4183).....	17

	<b>Ypsomed</b>	
	MyLife Aveo.....	17

# Almennar upplýsingar

## Um Glooko

Glooko býður upp á netlausn fyrir heilbrigðisstarfsfólk þar sem öllum upplýsingum um sykursýkisjúklinga er safnað og þær geymdar miðlægt án þess að setja þurfi upp hugbúnað. Hvort sem tækið sendir gögn um snúru eða innrauða tengingu birtast allar upplýsingar sem hlaðið er upp samstundis á öruggum netreikningi Glooko. Öll gögn úr mörgum tækjum eru tekin saman og sett fram í einni skýrslu.

## Fyrirhuguð notkun

Glooko Transmitter er ætlað heilbrigðisstarfsfólki á heilbrigðisstofnunum til flutnings forskilgreindra gagna úr heimamælitækjum yfir í gagnagrunn á netþjóni.

## Frábendingar

Engar þekktar.

## Varnaðarorð!

Glooko hvorki mælir, túlkar né tekur ákvarðanir um gögnin sem það birtir, því er ekki ætlað að taka sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð og það kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Öll sjúkdómsgreining og meðferð skal vera undir eftirliti og umsjón heilbrigðisstarfsfólks.

Öll sjúkdómsgreining og meðferð sjúklinga skal vera undir eftirliti hæfra heilbrigðisstarfsmanna! Glooko er ekki ætlað til að taka sjálfvirkar ákvarðanir um meðferð og kemur ekki í stað mats heilbrigðisstarfsfólks. Glooko er ekki ætlað til að hringja neyðarsímtöl eða senda eða gefa merki um rauntímaviðvaranir eða áriðandi gögn! Glooko kemur ekki í stað eftirlits heilbrigðisstarfsmanns og er ekki ætlað til íhlutunar í neyð.

## Varúðarráðstafanir

- Ekki setja Glooko Transmitter á kaf í vökva eða bleyta tækið. Vökvar geta skemmt Glooko Transmitter.
- Hægt er að endurnota Glooko Transmitter. Hættu að nota tækið og hafðu samband við þjónustudeild ef skemmdir koma fram á Glooko Transmitter (til dæmis trosnaðar snúrur eða skemmdir í efni).

## Kröfur fyrir tækið

Nauðsynlegt er að hafa Glooko-reikning til að vista gögn sem eru send frá Glooko Transmitter. Þjónustudeild Glooko mun stofna stjórnandareikninginn fyrir heilsugæslustöðina. Kerfisstjórninn hjá heilsugæslustöðinni getur stofnað fleiri reikninga með því að nota Glooko vefforritið. Í notkunarleiðbeiningum Glooko fyrir heilsugæslustöðvar er hægt að finna nánari leiðbeiningar um Glooko forritið.

# Undirbúningur

Þú þarft:

1. Samhæfur blóðsykursmælir, insúlínpennti, insúlíndæla eða stöðugur glúkósamælir (CGM),
2. Glooko Transmitter,
3. Glooko-reikning með aðgangi að Population Tracker,
4. Upphleðslunúru fyrir sykursýkitækið. Athugaðu að Glooko afhendir ekki slíkar snúror. Ef þú ert ekki með tiltekna snúru skaltu hafa samband við [framleiðanda tækisins](#).

## Þrif á Glooko Transmitter


Notaðu örtrefjahlút til að strjúka ryk og óhreinindi af Glooko Transmitter. Ekki má bleyta Glooko Transmitter.

## Leiðbeiningar um förgun

Fargið í samræmi við gildandi reglur á staðnum.

## Stuttar ábendingar

- Engin nettenging? Prófaðu að færa Glooko Transmitter á annan stað á heilbrigðisstofnuninni til að ná betri nettengingu.
- Hleður tækið ekki upp gögnum? Gakktu úr skugga um að Glooko Transmitter sýni „Ready to transfer“ (tilbúið til flutnings) áður en þú tengir sykursýkitækið.




\* Micro-HDMI gáttin er óvirk.

# Uppsetning Glooko Transmitter

## Uppsetning án þess að snúruþox sé til staðar

### 1A Tengja Glooko Transmitter



1. Tengdu aflagjafann eins og sýnt er hér að ofan og settu hann í samband við rafmagnsinnstungu.


### 2A Ræsing



1. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að ljúka uppsetningunni.
2. „Ready to transfer“ (tilbúið til flutnings) birtist þegar uppsetningunni er lokið.

## Uppsetning með snúruþoxi

### 1B Tengja Glooko Transmitter og USB-fjöltengi



1. Settu USB-fjöltengið í snúruþoxið.
2. Tengdu USB-fjöltengið við Glooko Transmitter (með USB-snúrunni) og settu aflagjafann í samband við rafmagnsinnstungu.
3. Settu Glooko Transmitter ofan á snúruþoxið. Tengdu aflagjafann eins og sýnt er hér að ofan og settu hann í samband við rafmagnsinnstungu.

### 2B Ræsing



1. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að ljúka uppsetningunni.
2. „Ready to transfer“ (tilbúið til flutnings) birtist þegar uppsetningunni er lokið.



Athugið: Ef þú vilt tengja Glooko Transmitter við internetið með Ethernet-snúru (í stað innbyggðrar tengingar um farsímakerfi). Settu Ethernet-snúruna í samband og þá stillist Glooko Transmitter sjálfkrafa. Nánari leiðbeiningar eru á síðu 10.

### 3 Sykursýkitæki tengt



Hvert sykursýkitæki tengist á einn hátt af eftirfarandi:

- USB-snúra (USB-tengi eða USB-fjöltengi)
- Innrauð tenging (innbyggður innrauður móttakari eða SmartPix-snúra fyrir sum tæki).
- NFC-tenging (nándartenging)
- BLE (Bluetooth Low Energy)

### 4 Hlaða upp gögnum



Fylgdu viðeigandi leiðbeiningum á blaðsíðum 11–19 um upphleðslu fyrir öll samhæf sykursýkitæki. Flutningnum er lokið þegar skjárinn verður grænn.


### 5 Innskráning á Glooko-reikning þinn




Farðu á <https://my.glooko.com> til að skrá þig inn á Population Tracker. Farðu á flippann „Assign Devices“ (úthluta tækjum) til að sækja gögn sem hefur verið hlaðið upp.

 Nánari upplýsingar um notkun Glooko Transmitter má finna í: [Glooko for clinics - Quick Start Guide](#) ó <https://support.glooko.com>


# Nánari upplýsingar



Ef uppfærsla er tilbúin er hægt að velja að endurræsa strax. Annars uppfærist Glooko Transmitter sjálfkrafa eftir 10 klukkustundir.




Ef upphleðslan heppnast ekki færðu tilkynningu. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.




Ef ýtt er á valmyndartáknid má sjá fleiri aðgerðir.


## Yfirfæra Bluetooth tækin



Opnaðu Glooko Transmitter valmynd með að ýta á valmyndstáknid.



Veldu „Yfirfæra Bluetooth tæki“



Veldu tækið sem þú vilt yfirfæra og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.


## Uppsetning Ethernet-tengingar

Þegar Ethernet-snúra er tengd reynir Glooko Transmitter sjálfkrafa að tengjast við internetið um Ethernet.

Ef þú vilt grunnstilla Ethernet-tenginguna handvirkt eða lesa MAC-vistfangið skaltu fara í:

**Menu > Settings > Network settings > Ethernet settings (Valmynd > stillingar > netstillingar > Ethernet-stillingar)**


Ef grunnstillt Ethernet-tenging er ekki í boði skiptir Glooko Transmitter sjálfkrafa yfir í farsímatengingu.




# Samhæf tæki og sendingaraðferðir

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar um hvernig sykursýkigögnum er hlaðið upp úr samhæfu tæki með Glooko Transmitter. Nema skýrar upphleðsluleiðbeiningar séu veittar fyrir tækið, þá þarftu einfaldlega að tengja það við sendi- eða USB-miðstöðina með tilteknu USB-snúru eða í gegnum IR, Bluetooth eða NFC og það hleður upp sjálfkrafa.

Þú þarft að hafa Glooko-reikning með aðgangi að Population Tracker. Gögn sem hlaðið er upp með Glooko Transmitter samstillast við Population Tracker-reikninginn þinn sem þú getur fengið aðgang að með innskráninguupplýsingum Glooko fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Internettenging (um farsímakerfi eða Ethernet-tenging) er nauðsynleg til að upphlaðin gögn samstillist við Glooko-þjóninn.

 Glooko sendir hleður upp glúkósagögnum frá mælum, insúlíndælum og CGM sem taldir eru upp hér að neðan. Vinsamlegast athugaðu að sum sykursýkistækjanna eru hugsanlega ekki fáanleg á þínum markaði.

## Blóðsykurmælar og samfelld sykurnemamæling – tengt með USB-snúru

 Athugið: Ef USB-fjöltengi er tengt við Glooko Transmitter þarf það að fá orku frá sínum eigin aflgjafa.



### Abbott

FreeStyle Freedom Lite

FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle  
USB (2.5 mm)



FreeStyle InsuLinx  
FreeStyle Libre Reader\*

FreeStyle Precision Neo  
FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed

Precision Xtra




Abbott Xceed USB



\*Samhæfi er takmarkað við Svíþjóð,  
Noreg og Bandaríkin frá Abbott.


# Blóðsykurmælar og samfelld sykurnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu




# Blóðsykurmælar og samfelld sykurnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu



# Blóðsykurmælar og samfelld sykursnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu



# Blóðsykurmælar og samfelld sykurnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu

## i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB



Tengdu og ýttu á aflrofa mælisins.

CareSens BGM/Tee2  
CareSens Dual  
CareSens H Beat  
CareSens N  
CareSens N POP  
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight  
CareSens N Voice  
CareSens Pro  
CareSens S Fit  
CareSens TEE2+  
No Coding Plus

i-Sens USB  
(2.5 mm)



Tengdu og ýttu á **S** hnapp mælisins  
(**C** hnappinn).

CareSens N Feliz

Micro USB



## Infopia

Finetest Lite

Glucolab

Infopia USB  
(2.5 mm)



## Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



## LifeScan

OneTouch Ultra  
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy  
OneTouch UltraMini

LifeScan USB  
(3.5 mm)



Tengdu og ýttu á hvaða hnapp sem er.

OneTouch Select Plus  
OneTouch Ultra Plus Reflect  
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex  
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ


OneTouch Verio Sync

Mini USB




# Blóðsykurmælar og samfelld sykursnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu



# Blóðsykurmælar og samfelld sykurnemamæling – tengt með USB-snúru

Framhald af fyrri síðu



# Blóðsykurmælar – með innrauðri tengingu

Stilltu mælinn í upphleðslustillingu með því að fylgja leiðbeiningunum hér að neðan. Settu efri enda blóðsykurmælisins í átt að glugga innrauðrar tengingar á Glooko Transmitter.

 Hafðu tækið kyrrt meðan upphleðsla er í gangi. Ekki fjarlægja tækið fyrr en skjárin sýnir: „Transfer complete!“ (flutningi lokið)!

Gluggi innrauðrar tengingar á Glooko Transmitter



## Roche Accu-Chek

Aviva Nano  
Aviva Plus Black  
Aviva Plus Silver  
Nano  
Performa  
Performa Nano



Þegar slökkt er á mælinum skal virkja innrauða sendingu með því að ýta á og halda inni örva hnöppunum tveimur þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Aviva Combo  
Aviva Expert



Í aðalvalmyndinni skaltu fara í **My data** (gögnin mín) og velja **Data transfer** (gagnaflutningur).

Compact












Virkjaðu innrauða sendingu með því að halda inni tveimur efstu hnöppunum á mælinum þar til tvær örvar birtast á skjánum.

Compact Plus



Virkjaðu innrauða sendingu með því að halda inni hnöppunum **S** og **M** fyrir neðan skjáinn þar til tvær örvar birtast á skjánum.


# Glúkósamælar og CGM - tengdir við Bluetooth eða NFC

<b>Acon</b> On Call Express Mobile    On Call Extra Mobile		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>Biosys</b> Vtrust TD-4279D		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>ForaCare</b> FORA 6 Connect FORA Diamond MINI DM30 FORA GD40h		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>GlucorX</b> Nexus Blue		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>Glucosmart</b> Salsa Connect		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>Menarini</b> GlucoFix Tech GK         GlucoMen areo GK		Settu glúkósamælirinn á NFC mottuna ofan á Glooko sendinum og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.
<b>Neon</b> GK+		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>Taidoc</b> TD-4216B		Vinsamlegast sjáðu leiðbeiningarnar varðandi flutning á Bluetooth-tækjum á síðu 10.
<b>Terumo</b> Medisafe Fit Smile		Settu glúkósamælirinn á NFC mottuna ofan á Glooko sendinum og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

## Samfelld sykursnemamæling – tengd með USB-snúru

*Athugið: Ef USB-fjöltengi er tengt við Glooko Transmitter þarf það að fá orku frá sínum eigin aflgjafa.*




<b>Dexcom</b> G4 Platinum G4 Platinum with Share G5 Touchscreen Receiver (G5/G6) G6 Receiver G7 Receiver One Receiver One+ Receiver	 Micro USB	Ef upphleðslan hefst ekki skaltu aftengja móttakarann og velja Shutdown (slökkva) í valmyndinni til að slökkva á móttakanum. Kveiktu aftur á móttakanum og tengdu hann við Glooko Transmitter.
---	--	--

## Insúlíndælar – tengdar með venjulegri USB-snúru



Athugið: Ef USB-fjöltengi er tengt við Glooko Transmitter þarf það að fá orku frá sínum eigin aflagjafa.



### Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB



### Insulet

Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Omnipod® System

Mini USB



1. Settu DASH™ í samband við sendinn með USB-A í Micro-snúru.
2. Ýttu á Export (flytja út) í DASH™.
3. Taktu DASH™ úr sambandi og settu það aftur í samband.
4. Þegar upphleðslunni er lokið birtir Glooko Transmitter „Transfer complete!“ (flutningi lokið).

### Medtronic

630G | 670G  
640G

USB-tengi á mæli

1. Tengdu Contour Next Link 2,4 metra við Glooko Sendi.
2. Fylgdu leiðbeiningunum á skjánum til að hlaða upp gögnum úr Medtronic dælunni.

### Roche

Accu-Chek Aviva Solo  
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Opnaðu Aðalvalmyndina á handeiningunni fyrir dæluna.
2. Veldu USB í Aðalvalmyndinni.
3. Tengdu handeininguna við Glooko sendinn með Micro USB snúrunni.

### Tandem

t:flex | t:slim X2  
t:slim | t:slim G4

Micro USB



### Vicentra

Kaleido

Micro USB



Farðu í gulu valmyndina og veldu gagnasendingu.

## Insúlíndælar – með innrauðri tengingu



Fyrir Animas-dælar skal tryggja að slökkt sé á dælunni og að skjárin lýsi þegar sending hefst. Skjárin þarf ekki að lýsa allan flutningstímann.

Hafðu dæluna alveg kyrra og ekki fjarlægja hana fyrr en skjárin sýnir: „Transfer complete!“ (flutningi lokið)!

Gluggi innrauðrar tengingar á Glooko Transmitter



### Animas

OneTouch Ping (pump)  
Vibe  
Vibe Plus



1. Stöðvaðu dæluna. (**MAIN MENU** (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); **Suspend** (stöðva) er auðkennt).
2. Ýttu á **OK** (í lagi).
3. Settu bakhlið dælunnar að glugga innrauðrar tengingar á sendinum.
4. Þegar sendingu er lokið: Settu dæluna aftur í gang (**MAIN MENU** (aðalvalmynd), flettu á **Suspnd/Resum** (stöðva/halda áfram) og ýttu á **OK** (í lagi); Resume (halda áfram) er auðkennt). Ýttu á **OK** (í lagi).

# Insúlíndælar – tengdar með innrauðum snúrum

## Samhæfar innrauðar snúrir


Roche Accu-Chek  
Smart Pix-snúra



Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2-snúra



Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2  
Athugið! Tengdu fjarstýringu dælnnar með  
micro USB-snúru við Smart Pix 2.

1. Tengdu Smart Pix 2-snúruna við Glooko Transmitter og bíddu þar til bláa gaumljósið á Smart Pix 2 byrjar að blikka hægt.
2. Tengdu fjarstýringuna við Smart Pix 2 með micro USB-snúru.
3. Í valmynd fjarstýringarinnar skaltu velja **Connect to PC** (tengja við PC-tölvu) og ýta á **OK** (í lagi).
4. Tryggðu að dælan sé í námunda við fjarstýringuna.
5. Bláa gaumljósið á Smart Pix 2 logar meðan gögn eru send úr tækinu í Smart Pix 2.
6. Það slokknar á bláa gaumljósinu og bæði Smart Pix 2 og tækið gefa frá sér hljóð til merkis um að verið sé að senda gögnin úr Smart Pix 2 í Glooko Transmitter. Ekki aftengja Smart Pix 2 strax!
7. Bíddu þar til Glooko Transmitter staðfestir að upphleðslan hafi tekist.

Roche


Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix or Smart Pix 2  
Note! Smart Pix software version 3.02 or  
higher is required when using Smart Pix.

1. Tengdu Smart Pix við Glooko sendi og bíddu eftir að blái vísirinn á Smart Pix byrjar að blikka hægt.
2. Settu dæluna í **gagnaflutningsham** (stöðvaðu dæluna og farðu í **gagnaflutningsvalmyndina**).
3. Settu dæluna með IR glugganum í átt að Smart Pix. Blái vísirinn gefur til kynna að gögnin séu send til Smart Pix.
4. Bíddu þar til blái vísirinn byrjar að blikka hægt aftur eða hætti alveg að blikka.
5. Gögnin eru nú send frá Smart Pix til Glooko sendir. Ekki aftengja Smart Pix ennþá
6. Bíddu eftir að Glooko sendir staðfesti að upphleðslan heppnaðist.

## Insúlíndælar – tengdar með NFC




Terumo  
Medisafe WITH



1. Gakktu úr skugga um að aðalvalmyndin birtist á fjarstýringunni fyrir dæluna.
2. Settu fjarstýringuna á NFC púðann ofan á Glooko sendinn- og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

*Vinsamlegast athugaðu að senditáknið aftan á fjarstýringunni þarf að vera í takt við miðju NFC púðans á Glooko sendinum.*

## Insúlínþennar – tengdir með NFC



NovoNordisk  
NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Settu tengda þennann á NFC-púðann ofan á Glooko Transmitter og fylgdu leiðbeiningunum á skjánum.

Eftirfarandi upplýsingar eiga við um Glooko senda með raðnúmerum sem byrja á 21 (t.d. S21XXXXXX) eða lægra (t.d. S20XXXXXX, S19XXXXXX osfrv.).

### Tæknilýsingar

Verndarstig umlykju	IP20 – aðeins til notkunar innanhúss
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Hitastig við notkun	°5C til °40C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Aflgjafi	Inntak: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Úttak: 12 V DC, 2,0 A, LPS

  Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
SWEDEN




Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

Notendabjónusta  
help@glooko.com  
https://support.glooko.com

Eftirfarandi upplýsingar eiga við um Glooko Transmitter senda með raðnúmerum á milli 22000000 og 24079999.

### Tæknilýsingar

Verndarstig umlykju	IP20 – aðeins til notkunar innanhúss
CE	<b>GPRS:</b> 900/1800 MHz <b>WCDMA:</b> Band I/VIII <b>LTE:</b> Band 1/8
FCC	<b>GPRS:</b> 850/1900 MHz <b>WCDMA:</b> Band II/IV <b>LTE:</b> Band 2/4/5/12
Hitastig við notkun	°5C til °40C
Hitastig fyrir geymslu/flutning	-20 °C til 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Aflgjafi	Inntak: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Úttak: 12 V DC, 2,0 A, LPS

   REF-0003

Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
- Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Notendabjónusta  
help@glooko.com  
https://support.glooko.com



**ATHUGIÐ:** Tilkynna skal alvarleg tilvik sem hafa orðið í tengslum við tækið til framleiðanda og lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem þú og/eða sjúklingurinn eruð búsett.


Eftirfarandi upplýsingar eiga við um Glooko Transmitter senda með raðnúmerum sem byrja á 2408 (t.d. S2408X-XXX) eða hærra (t.d. S25XXXXXX).

### Tæknilýsingar

Verndarstig umlykju	IP20 – aðeins til notkunar innanhúss
GPRS, WCDMA, LTE	<b>GPRS:</b> 900/1800 MHz <b>WCDMA: Band I/VIII</b> <b>LTE:</b> Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Hitastig við notkun	°5C til °40C
Hitastig fyrir geymslu/flutning	-20 °C til 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Aflgjafi	Inntak: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Úttak: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003



Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

MedEnvoy Global B.V  
Prinses Margrietplantsoen 33  
- Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands

Notendabjónusta  
help@glooko.com  
<https://support.glooko.com>



**ATHUGIÐ:** Tilkynna skal alvarleg tilvik sem hafa orðið í tengslum við tækið til framleiðanda og lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem þú og/eða sjúklingurinn eruð búsett.

Eftirfarandi upplýsingar eiga við um Glooko Transmitter senda innan sameinuðu arabísku furstadæmanna.

### Tæknilýsingar

Verndarstig umlykju	IP20 – aðeins til notkunar innanhúss
GPRS, WCDMA, LTE	<b>GPRS:</b> 900/1800 MHz <b>WCDMA: Band I/VIII</b> <b>LTE:</b> Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Hitastig við notkun	°5C til °40C
Hitastig fyrir geymslu/flutning	-20 °C til 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Aflgjafi	Inntak: 100–240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Úttak: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003

Glooko AB  
Nellickevägen 20  
SE-412 63 Göteborg  
SWEDEN

Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

Notendabjónusta  
help@glooko.com  
<https://support.glooko.com>



**ATHUGIÐ:** Tilkynna skal alvarleg tilvik sem hafa orðið í tengslum við tækið til framleiðanda og lögbærs yfirvalds í aðildarríkinu þar sem þú og/eða sjúklingurinn eruð búsett.