



Glooko Transmitter

Instruções de utilização – para utilizadores Glooko

Índice

Encontre o seu dispositivo.....	4-5
Informações gerais.....	6
Sobre a Glooko.....	6
Utilização prevista.....	6
Contraindicações.....	6
Advertências.....	6
Precauções.....	6
Requisitos do dispositivo.....	6
Como começar.....	7
Limpar o Glooko Transmitter.....	7
Instruções de eliminação.....	7
Dicas rápidas.....	7
Configuração do Glooko Transmitter.....	8
Configuração sem uma caixa de cabos.....	8
Configuração com uma caixa de cabos.....	8
Ligar um dispositivo para diabetes.....	9
Carregar dados.....	9
Informações adicionais.....	10
Configuração da Ethernet.....	10
Dispositivos compatíveis e Métodos de Transmissão.....	11

Encontre o seu dispositivo



Medidor de glicose



MCG




Bomba de insulina



Caneta de insulina


Abbott

	FreeStyle Freedom Lite.....	11
	FreeStyle InsuLinx	11
	FreeStyle Lite	11
	FreeStyle Optium Neo.....	11
	FreeStyle Precision Neo.....	11
	Precision Xtra	11
	Precision Xceed.....	11


Abbott

	FreeStyle Libre Reader	11
---	------------------------------	----

Acon Laboratories

	On Call® Advanced.....	12
	On Call® Express	12
	On Call® Express II	12
	On Call® Express Mobile.....	19
	On Call® Express Voice.....	12
	On Call® Extra	12
	On Call® Extra Mobile.....	19
	On Call® Extra Voice.....	12
	On Call® Plus.....	12
	On Call® Resolve	12
	On Call® Sure.....	12
	On Call® Sure Sync	12
	On Call® Vivid	12

AgaMatrix

	WaveSense Jazz™	12
	Ally BGK.....	12
	Ally BGM.....	12


Animas

	OneTouch Ping (meter)	12
---	-----------------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe.....	20
	Vibe Plus.....	20

Arkray

	GlucoCard 01	12
	GlucoCard Expression.....	12
	GlucoCard Shine.....	12
	GlucoCard Vital	12
	GlucoCard Shine Connex	12
	GlucoCard Shine Express	12
	GlucoCard Shine XL	12

Ascensia (Bayer)

	Breeze 2	13
	Contour.....	13
	Contour Care.....	13
	Contour Fit.....	13
	Contour Link.....	13
	Contour Next	13
	Contour Next (Bluetooth).....	13
	Contour Next Gen	13
	Contour Next One	13
	Contour Next EZ	13
	Contour Next Link.....	13
	Contour Next Link 2.4.....	13
	Contour Next USB.....	13
	Contour Plus	13
	Contour Plus Blue	13
	Contour Plus Elite.....	13
	Contour Plus One.....	13
	Contour TS.....	13
	Contour USB	13
	Contour XT.....	13

Beurer

	GL50 evo.....	13
	Beurer GL 44.....	13
	Beurer GL 48.....	13
	Beurer GL 49.....	13


Bionime

	GE100.....	13
	Rightest GM700SB.....	13


Biosys

	VTrust TD-4279D.....	19
---	----------------------	----


Bioseven

	lineaD ORO	13
---	------------------	----


Biochemical Systems

	Aria.....	14
---	-----------	----


Dexcom

	G4 Platinum.....	19
	G4 Platinum with S hare.....	19
	G5	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6)	19
	G6 Receiver.....	19
	G7 Receiver.....	19
	One Receiver.....	19
	One+ Receiver	19


Ekoweb

	GlucoX (TD-4183).....	14
	GlucoX Pro (TD-4183)	14


Embrace

	TALK.....	14
---	-----------	----

Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	20
---	-----------------	----


Exacta

	Glance	14
---	--------------	----

ForaCare

	Diamond Mini DM30.....	19
	Diamond PRIMA.....	14
	FORA 6 Connect.....	19
	FORA GD40.....	19

GlucorX

	HCT.....	14
	Nexus.....	14
	Nexus Mini.....	14
	Nexus Blue.....	19
	Smart.....	14
	Q.....	14


Glucosmart

	Salsa.....	14
	Salsa Connect	14
	Salsa Connect (BLE).....	19

GlucOX

	TD-4183	14
---	---------------	----

i-SENS

	Alphacheck Professional	15
	CareSens BGM/TEE2.....	15
	CareSens Dual.....	15
	CareSens H Beat	15
	CareSens N.....	15
	CareSens N Feliz.....	15
	CareSens N POP	15
	CareSens N Voice	15
	CareSens N Premier	15
	CareSens N Premier Carelight	15
	CareSens Pro.....	15
	CareSens S Fit.....	15
	No Coding Plus.....	15
	TEE2+.....	15

	Infopia	
	Fintetest Lite.....	15
	GlucoLab.....	15

	Insulet	
	Omnipod® System.....	20
	Omnipod® Dash™ System.....	20

	Intuity	
	POGO® Automatic™.....	15


	LifeScan	
	OneTouch Select Plus.....	15
	OneTouch Ultra.....	15
	OneTouch Ultra2.....	15
	OneTouch UltraEasy.....	15
	OneTouch UltraMini.....	15
	OneTouch Ultra Plus Reflect.....	15
	OneTouch Verio.....	15
	OneTouch Verio Flex.....	15
	OneTouch Verio IQ.....	15
	OneTouch Verio Reflect.....	15
	OneTouch Verio Sync.....	15

	Medtronic	
	630G.....	20
	640G.....	20
	670G.....	20

	Menarini	
	GLUCOCARD G+.....	16
	GLUCOCARD SM.....	16
	GlucoFix Tech.....	16
	GlucoFix Tech GK.....	19
	Glucomen areo.....	16
	Glucomen areo GK.....	19
	Glucomen areo 2K.....	16
	Glucomen LX2.....	16


	Nipro	
	4SURE Smart.....	16
	4SURE Smart Duo.....	16

	Neon	
	GK+.....	19

	NovoNordisk	
	NovoPen® 6.....	22
	NovoPen Echo® Plus.....	22

	Palmdoc	
	1.....	17
	2.....	17
	Smart.....	17

	Prodigy	
	AutoCode.....	17

	ReliOn	
	Confirm.....	16
	Platinum.....	16
	Premier Blu.....	16
	Premier Classic.....	16
	Premier Voice.....	16
	Prime.....	16

	Roche	
	Accu-Chek Active.....	17
	Accu-Chek Aviva Combo.....	18
	Accu-Chek Aviva Connect.....	17
	Accu-Chek Aviva Expert.....	18
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Aviva Nano.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Black.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Silver.....	18
	Accu-Chek Compact.....	18
	Accu-Chek Compact Plus.....	18
	Accu-Chek Guide.....	17
	Accu-Chek Guide Me.....	17
	Accu-Chek Instant.....	17
	Accu-Chek instant S.....	17
	Accu-Chek Mobile (USB).....	17
	Accu-Chek Nano.....	18
	Accu-Chek Performa.....	18
	Accu-Chek Performa Connect.....	17
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Nano.....	18

	Roche	
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Spirit Combo.....	21
	Accu-Chek Aviva Solo.....	20
	Accu-Chek Guide Solo.....	20

	Sanofi	
	BGStar.....	17
	MyStar Extra.....	17

	Tandem	
	t:flex.....	20
	t:slim.....	20
	t:slim X2.....	20
	t:slim G4.....	20

	Taidoc	
	TD-4141.....	16
	TD-4183.....	16
	TD-4216B.....	16
	TD-4255.....	16
	TD-4257(v1).....	16
	TD-4257(v2).....	16
	TD-4280.....	16
	TD-4285.....	16
	TD-4289.....	16

	Terumo	
	Medisafe Fit Smile.....	19

	Terumo	
	Medisafe WITH.....	22

	Trividia (Nipro)	
	TRUE METRIX.....	16
	TRUE METRIX AIR.....	16
	TRUEresult.....	16
	TRUEyou mini.....	16

	ViCentra	
	Kaleido.....	20

	Wellion	
	Calla Dialog.....	17
	Calla Light.....	17
	Calla Mini.....	17
	Galileo Compact.....	17
	Galileo GLU/KET.....	17
	Leonardo GLU/KET.....	17
	Leonardo Compact.....	17
	Newton.....	17

	XPER Technology	
	A1 (TD-4183).....	17

	Ypsomed	
	MyLife Aveo.....	17

Informações gerais

Sobre a Glooko

A Glooko oferece aos profissionais de saúde uma solução online que recolhe e armazena, a nível central, todos os dados dos seus pacientes com diabetes, sem suscitar preocupações quanto a qualquer instalação de software. Independentemente de o dispositivo transmitir dados através de um cabo ou de uma ligação por infravermelhos, todas as informações carregadas serão imediatamente apresentadas online numa conta Glooko segura. Todos os dados provenientes de múltiplos dispositivos serão consolidados e apresentados num relatório.

Utilização prevista

O Glooko Transmitter está indicado para a utilização por profissionais de saúde em instalações de cuidados de saúde para a transferência de dados predefinidos de dispositivos de acompanhamento domiciliário para uma base de dados do servidor.

Contraindicações

Nenhuma conhecida.

Aviso!

O Glooko não mede, interpreta nem toma decisões sobre os dados transmitidos nem se destina a fornecer decisões de tratamento automatizadas nem a ser utilizado como um substituto do parecer profissional. Todos os diagnósticos e tratamentos médicos devem ser realizados sob a supervisão de um profissional de saúde apropriado.

Todos os diagnósticos e tratamentos médicos de pacientes devem ser realizados sob a supervisão de profissionais de saúde qualificados! O Glooko não se destina a fornecer decisões automatizadas de tratamento nem a ser utilizado como um substituto de pareceres clínicos de profissionais de saúde. O Glooko não se destina a ser utilizado para chamadas de emergência ou para a transmissão ou indicação de qualquer alarme em tempo real ou de dados urgentes! Não se pretende que o Glooko seja um substituto da supervisão médica direta ou da intervenção de emergência.

Precauções

- Não mergulhe o Glooko Transmitter nem o exponha a líquidos. Os líquidos podem danificar o Glooko Transmitter.
- O Glooko Transmitter é reutilizável. Interrompa a utilização e entre em contato com o apoio ao cliente se o Glooko Transmitter apresentar sinais de danos (tais como desgaste nos fios ou degradação dos materiais).

Requisitos do dispositivo

É necessária uma conta Glooko para armazenar os dados transferidos do Glooko Transmitter. A conta de administrador inicial da clínica é criada pela equipa de assistência da Glooko. O administrador da clínica pode utilizar a aplicação Web da Glooko para criar contas individuais adicionais. Consulte o guia do utilizador Glooko para clínicas para obter mais instruções sobre a aplicação Web da Glooko.

Como começar

Necessitará de:

1. Um medidor de glicemia compatível, uma caneta de insulina, uma bomba de insulina ou um monitor contínuo de glicose (MCG).
2. Glooko Transmitter;
3. Uma conta Glooko com acesso ao Population Tracker;
4. O cabo de carregamento específico do dispositivo para a diabetes. Note que a Glooko não fornece estes cabos.

Se lhe faltar um cabo específico, contacte o [fabricante do dispositivo](#).

Limpar o Glooko Transmitter

Para limpar o Glooko Transmitter, utilize uma toalha de microfibra para remover qualquer vestígio de poeira ou partículas. Não exponha o Glooko Transmitter a quaisquer líquidos.

Instruções de eliminação

Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Dicas rápidas

- Não tem ligação de rede? Tente deslocar o Glooko Transmitter para uma nova localização na sua clínica, tendo em consideração a receção da rede móvel.
- O dispositivo não está a carregar dados? Verifique se o Glooko Transmitter apresenta a informação “Pronto a transferir” antes de ligar o seu dispositivo para a diabetes.




* A porta Micro-HDMI está desativada.

Configuração do Glooko Transmitter

Configuração sem uma caixa de cabos

1A Ligue o Glooko Transmitter



1. Ligue a fonte de alimentação, tal como apresentado acima, e conecte-a à tomada de alimentação.


2A Arranque



1. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
2. Será apresentada a informação "Pronto a transferir" quando a configuração estiver concluída.

Configuração com uma caixa de cabos

1B Ligue o Glooko Transmitter e o conector USB



1. Coloque o conector USB dentro da caixa de cabos.
2. Ligue o conector USB ao Glooko Transmitter (utilizando o cabo USB) e conecte a sua fonte de alimentação à tomada.
3. Insira o Glooko Transmitter no topo da caixa de cabos. Ligue a sua fonte de alimentação, tal como apresentado acima, e conecte-a à tomada de alimentação.

2B Arranque



1. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
2. Será apresentada a informação "Pronto a transferir" quando a configuração estiver concluída.



Nota: Se deseja ligar o Glooko Transmitter à Internet utilizando a Ethernet (em vez da ligação de rede móvel integrada). Ligue o cabo Ethernet e o Glooko Transmitter irá configurar-se. Para obter mais instruções, consulte a página 10.

3 Ligar um dispositivo para diabetes



Cada dispositivo para diabetes liga-se de uma das seguintes formas:

- Cabo USB (porta USB ou conector USB)
- Infravermelhos (recetor IV integrado ou para alguns dispositivos um cabo SmartPix).
- NFC (Near field communication)
- BLE (Bluetooth Low Energy)

4 Carregar dados




Siga as instruções específicas sobre como carregar todos os dispositivos para diabetes compatíveis na página 11-19. A sua transferência está concluída quando o seu ecrã apresenta a cor verde.

5 Inicie sessão na sua conta Glooko




Vá até <https://my.glooko.com> para iniciar a sessão do seu Population Tracker. Navegue até ao separador Atribuir dispositivos para recuperar os dados carregados.

 Para obter mais informações sobre a utilização do Glooko Transmitter, consulte: [Glooko para clínicas - Guia de Iniciação Rápida](https://support.glooko.com) em <https://support.glooko.com>

Informações adicionais



Se uma atualização estiver pronta, pode optar por reiniciar de imediato. Caso contrário, o Glooko Transmitter irá proceder automaticamente à atualização após 10 horas.



Receberá uma notificação se o processo de carregamento não for concluído com sucesso. Siga as instruções no ecrã.




Estão disponíveis mais funções ao clicar no ícone de menu.

Transferir dispositivos Bluetooth



Abra o menu Glooko Transmitter tocando no ícone de menu.



Selecione "Transferir dispositivo Bluetooth".



Selecione o dispositivo que pretende transferir e siga as instruções no ecrã.

Configuração da Ethernet

Ao ligar um cabo Ethernet, o Glooko Transmitter tentará ligar automaticamente à Internet através da Ethernet.

Se deseja configurar manualmente a ligação de Ethernet ou ler o endereço MAC, vá até:

Menu > Definições > Definições de rede > Definições de Ethernet


Se a rede de Ethernet configurada não estiver disponível, o Glooko Transmitter voltará automaticamente à ligação de dados móveis.




Dispositivos compatíveis e métodos de transmissão


Abaixo são apresentadas instruções sobre como carregar dados da diabetes a partir de um dispositivo compatível, utilizando o Glooko Transmitter. A menos que sejam fornecidas instruções explícitas de carregamento para o dispositivo, basta ligá-lo ao Transmitter ou concentrador USB com o respetivo cabo USB ou através de IV, Bluetooth ou NFC e este iniciará o carregamento automaticamente.

Irá necessitar de uma conta Glooko com acesso ao Population Tracker; Os dados carregados com o Glooko Transmitter irão sincronizar-se com a sua conta Population Tracker, que pode ser acedida com os seus dados de início de sessão da sua conta profissional Glooko. Precisa de Internet (rede de dados móveis ou ligação Ethernet) para que os dados carregados sejam sincronizados com o servidor Glooko.

 O Glooko Transmitter carrega dados de glicemia dos medidores, bombas de insulina e MCG listados abaixo. Tenha em consideração que alguns dos dispositivos de diabetes podem não estar disponíveis no seu mercado.

Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB


 Nota: Se tiver um cabo USB ligado ao Glooko Transmitter, a porta USB tem de ser alimentado pela sua própria fonte de energia.



Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior

Acon Laboratories

On Call® Advanced	On Call® Resolve		Ligue e prima o medidor Botões M e S .
On Call® Plus	On Call® Vivid		
On Call® Express On Call® Express II On Call® Express Voice On Call® Extra	On Call® Extra Voice On Call® Sure On Call® Sure Sync		




On Call USB (2.5 mm)

On Call USB (2.5 mm)

On Call USB (2.5 mm)

Ligue, prima e mantenha premido o botão do medidor **S**.





AgaMatrix

WaveSense Jazz™	AgaMatrix USB	
Ally BGK	Micro USB	
Ally BGM	i-Sens USB (2.5 mm)	

Animas


OneTouch Ping (meter)	Mini USB		Ligue e prima o botão ligar/desligar do medidor.
-----------------------	----------	--	--

Arkray

Glucocard 01	Glucocard Vital	Arkray USB (2.5 mm)		
Glucocard Shine	Glucocard Shine XL	i-Sens USB (2.5 mm)		Ligue e prima qualquer botão.
Glucocard Shine Connex	Glucocard Shine Express	Micro USB		
Glucocard Expression	Medcore Care + GlucoCard Expression USB (3.5 mm)		Ligue e selecione PC Link no menu principal do medidor.	


Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior



Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior



Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior

i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB



Ligue e prima o botão ligar/desligar do medidor.

CareSens BGM/Tee2
CareSens Dual
CareSens H Beat
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N Voice
Caresens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2.5 mm)



Ligue e pressione, de seguida, o botão do medidor **S** (botão **C**).

CareSens N Feliz

Micro USB



Infopia

Finetest Lite

GlucoLab

Infopia USB
(2.5 mm)



Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB
(3.5 mm)



Ligue e prima qualquer botão.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ


OneTouch Verio Sync

Mini USB







Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior



Medidores de glicemia e MCG – ligados com cabo USB

Continuação da página anterior



Medidores de glicemia – com ligação de infravermelhos

Acione o modo de carregamento no medidor, seguindo as instruções abaixo. Coloque a extremidade superior do medidor de glicemia na direção da janela de IV do Glooko Transmitter.

i Certifique-se que mantém o dispositivo completamente imóvel durante o carregamento. Não remova o dispositivo até que o ecrã exiba a informação: *Transferência concluída!*

Janela de IV no Glooko Transmitter



Roche Accu-Chek

Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano



Com o medidor desligado, ative a transmissão de IV mantendo premidos os dois botões de setas até que apareçam duas setas no ecrã.

Aviva Combo
Aviva Expert



No menu principal, aceda a **Os meus dados** e seleccione **Transferência de dados**.

Compact




Ative a transmissão de IV mantendo premido os dois botões superiores até que apareçam as duas setas no ecrã.

Compact Plus



Ative a transmissão de IV mantendo premido os botões **S** e **M** abaixo do ecrã até que as duas setas apareçam no ecrã.

Medidores de glicemia e MCG – ligados com Bluetooth ou NFC



MCG – ligados por cabo USB



Nota: Se tiver um conector USB ligado ao Glooko Transmitter, o conector USB tem de ser alimentado pela sua própria fonte de energia.



Dexcom

- G4 Platinum
- G4 Platinum with Share
- G5
- Touchscreen Receiver (G5/G6)
- G6 Receiver
- G7 Receiver
- One Receiver
- One+ Receiver

Micro USB



Se o carregamento não iniciar, desligue o recetor, seleccione Encerrar no menu para desligar o recetor. Ligue novamente o recetor e ligue-o ao Glooko transmitter.

Bombas de insulina – ligadas por cabo USB padrão



Nota: Se tiver um cabo USB ligado ao Glooko Transmitter, a porta USB tem de ser alimentado pela sua própria fonte de energia.



Equil/Wellion

MICRO-pump

Micro USB



Insulet

Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Omnipod® System

Mini USB



1. Ligue o DASH™ ao Transmitter com o cabo USB-A para Micro.
2. Toque em Exportar no DASH™.
3. Desconecte o DASH™ e volte a ligar.
4. Assim que o carregamento estiver concluído, o Glooko Transmitter irá exibir a informação Transferência Concluída.

Medtronic

630G | 670G
640G

Porta USB no medidor

1. Ligue um medidor Contour Next Link 2.4 ao Glooko Transmitter.
2. Siga as instruções presentes no ecrã para carregar os dados da bomba Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Abra o Menu principal na unidade portátil para a bomba.
2. Selecione USB no Menu principal.
3. Ligue a unidade portátil ao Glooko Transmitter com o cabo Micro-USB.

Tandem

t:flex | t:slim X2
t:slim | t:slim G4

Micro USB



Vicentra

Kaleido

Micro USB



Aceda ao menu amarelo e escolha carregamento de dados.

Bombas de insulina – com ligação de infravermelhos



Nas bombas Animas, certifique-se de que a bomba está suspensa e que o ecrã está iluminado quando a transmissão é iniciada. Não é necessário que o ecrã permaneça iluminado durante toda a transmissão.

Mantenha a bomba completamente imóvel e não remova a bomba até que o ecrã exiba a informação: Transferência concluída!

Janela de IV no Glooko Transmitter



Animas

OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus



1. Suspenda a bomba. (**MENU PRINCIPAL**, desloque-se para **Suspender/Retomar** e prima **OK**; **Suspender** fica destacado).
2. Prima **OK**.
3. Coloque a bomba com a parte traseira virada para a janela de IV do Transmitter.
4. Quando a transmissão for concluída: Retome a bomba (**MENU PRINCIPAL**, desloque-se para **Suspender/Retomar** e prima **OK**; **Retomar** fica destacado). Prima **OK**.

Bombas de insulina – ligadas por cabos de infravermelhos


Cabos de infravermelhos compatíveis

Roche Accu-Chek
Cabo Smart Pix

Roche Accu-Chek
Cabo Smart Pix 2



Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Nota! Ligue o aparelho da sua bomba com um cabo Micro-USB ao Smart Pix 2.

1. Ligue o cabo Smart Pix 2 ao Glooko Transmitter e aguarde que o indicador azul no Smart Pix 2 comece a piscar lentamente.
2. Ligue o aparelho ao Smart Pix 2 com um cabo Micro-USB.
3. No menu do aparelho, selecione **Ligar ao PC** e prima **OK**.
4. Certifique-se de que a bomba está dentro do alcance do aparelho.
5. O indicador azul no Smart Pix 2 fica ligado enquanto os dados estão a ser transferidos do dispositivo para o Smart Pix 2.
6. O indicador azul desliga-se sozinho e tanto o Smart Pix 2 como o dispositivo emitem um som para indicar que os dados estão a ser transferidos do Smart Pix 2 para o Glooko Transmitter. Não desligue ainda o Smart Pix 2!
7. Aguarde que o Glooko Transmitter confirme que o carregamento foi bem-sucedido.

Roche



Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix or Smart Pix 2
Nota! Smart Pix software version 3.02 or higher is required when using Smart Pix.



1. Ligue o Smart Pix ao Glooko Transmitter e aguarde até que o indicador azul no Smart Pix comece a piscar lentamente.
2. Coloque a bomba no Modo de transferência de dados (pare a bomba e entre no Menu de transferência de dados).
3. Coloque a bomba com a respetiva janela de IV virada para o Smart Pix. O indicador azul assinala os dados que estão a ser transmitidos para o Smart Pix.
4. Aguarde até que o indicador azul comece a piscar novamente ou pare de piscar totalmente.
5. Os dados estão agora a ser transmitidos do Smart Pix para o Glooko Transmitter. Não desligue ainda o Smart Pix!
6. Aguarde que o Glooko Transmitter confirme que o carregamento foi realizado com êxito.

Bombas de insulina – ligadas por NFC



1. Certifique-se de que o menu principal aparece no controlo remoto da bomba.
 2. Coloque o controlo remoto da base NFC no topo do Glooko Transmitter – e siga as instruções do ecrã.
- Tenha em consideração que o símbolo de transmissão na traseira do controlo remoto tem de estar alinhado com o centro da base NFC no Glooko Transmitter.*

Bombas de insulina – ligadas com NFC





Coloque a caneta conectada na base NFC no topo do Glooko Transmitter – e siga as instruções apresentadas no ecrã.

As seguintes informações aplicam-se aos Glooko Transmitters com números de série que comecem com o número 21 (por exemplo, S21XXXXXX) ou inferior (por exemplo, S20XXXXXX, S19XXXXXX, etc.).

Especificações técnicas

Proteção do Invólucro	IP20 – Apenas para utilização em espaço interior
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Fonte de alimentação	Entrada: 100–240V AC, 0.6A, 50/60 Hz
	Saída: 12V DC, 2.0A, LPS

  Glooko AB
Nellikevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN




Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA



Suporte
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>

As seguintes informações aplicam-se aos Glooko Transmitters com números de série entre 22000000 e 24079999.

Especificações técnicas

Proteção do Invólucro	IP20 – Apenas para utilização em espaço interior
CE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Band 1/8
FCC	GPRS: 850/1900 MHz WCDMA: Band II/IV LTE: Band 2/4/5/12
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 °C a 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Fonte de alimentação	Entrada: 100–240V AC, 0.6A, 50/60 Hz
	Saída: 12V DC, 2.0A, LPS

   REF-0003
Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

 
MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Suporte
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



AVISO: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente se encontrem estabelecidos.

As seguintes informações aplicam-se aos Glooko Transmitters com números de série que comecem com o número 2408 (por exemplo, S2408XXXX) ou superior (por exemplo, S25XXXXXX).

Especificações técnicas

Proteção do Invólucro	IP20 – Apenas para utilização em espaço interior
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 °C a 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Fonte de alimentação	Entrada: 100–240V AC, 0.6A, 50/60 Hz
	Saída: 12V DC, 2.0A, LPS



REF-0003



Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Suporte
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



AVISO: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente se encontrem estabelecidos.

As seguintes informações aplicam-se aos Glooko Transmitters no país dos Emirados Árabes Unidos.

Especificações técnicas

Proteção do Invólucro	IP20 – Apenas para utilização em espaço interior
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-20 °C a 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Fonte de alimentação	Entrada: 100–240V AC, 0.6A, 50/60 Hz
	Saída: 12V DC, 2.0A, LPS



REF-0003



Glooko AB
Nellikevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Suporte
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



AVISO: Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou o paciente se encontrem estabelecidos.