



Glooko Transmitter

Návod na použitie – pre používateľov systému Glooko

Obsah

Vyhľadanie zariadenia..... 4 – 5

Všeobecné informácie..... 6

O spoločnosti Glooko 6

Zamýšľané použitie 6

Kontraindikácie 6

Výstrahy..... 6

Preventívne opatrenia 6

Požiadavky na zariadenie..... 6

Začíname 7

Čistenie zariadenia Glooko Transmitter 7

Pokyny na likvidáciu..... 7

Rýchle tipy 7

Nastavenie vysielača Glooko 8

Nastavenie bez káblovej skrinky 8

Nastavenie s káblovou skrinkou 8

Pripojenie zariadenia pre diabetikov 9

Nahrávanie údajov 9

Ďalšie informácie 10

Nastavenie Ethernetu..... 10

Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy..... 11

Vyhľadanie zariadenia



Glukomer



CGM




Inzulínová pumpa



Inzulínové pero


Abbott

	FreeStyle Freedom Lite.....	11
	FreeStyle InsuLinx	11
	FreeStyle Lite	11
	FreeStyle Optium Neo.....	11
	FreeStyle Precision Neo.....	11
	Precision Xtra	11
	Precision Xceed.....	11


Abbott

	FreeStyle Libre Reader	11
---	------------------------------	----

Acon Laboratories

	On Call® Advanced.....	12
	On Call® Express	12
	On Call® Express II	12
	On Call® Express Mobile.....	19
	On Call® Express Voice.....	12
	On Call® Extra	12
	On Call® Extra Mobile.....	19
	On Call® Extra Voice.....	12
	On Call® Plus.....	12
	On Call® Resolve	12
	On Call® Sure.....	12
	On Call® Sure Sync	12
	On Call® Vivid	12

AgaMatrix

	WaveSense Jazz™	12
	Ally BGK.....	12
	Ally BGM.....	12


Animas

	OneTouch Ping (meter)	12
---	-----------------------------	----


Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe.....	20
	Vibe Plus.....	20

Arkray

	Glucocard 01	12
	Glucocard Expression.....	12
	Glucocard Shine.....	12
	Glucocard Vital	12
	Glucocard Shine Connex	12
	Glucocard Shine Express	12
	Glucocard Shine XL	12

Ascensia (Bayer)

	Breeze 2	13
	Contour.....	13
	Contour Care.....	13
	Contour Fit.....	13
	Contour Link.....	13
	Contour Next	13
	Contour Next (Bluetooth).....	13
	Contour Next Gen	13
	Contour Next One	13
	Contour Next EZ	13
	Contour Next Link.....	13
	Contour Next Link 2.4.....	13
	Contour Next USB.....	13
	Contour Plus	13
	Contour Plus Blue	13
	Contour Plus Elite.....	13
	Contour Plus One.....	13
	Contour TS.....	13
	Contour USB	13
	Contour XT.....	13


Beurer

	GL50 evo.....	13
	Beurer GL 44.....	13
	Beurer GL 48.....	13
	Beurer GL 49.....	13


Bionime

	GE100.....	13
	Rightest GM700SB.....	13


Biosys

	VTrust TD-4279D.....	19
---	----------------------	----


Bioseven

	lineaD ORO	13
---	------------------	----


Biochemical Systems

	Aria.....	14
---	-----------	----


Dexcom

	G4 Platinum.....	19
	G4 Platinum with S hare.....	19
	G5	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6)	19
	G6 Receiver.....	19
	G7 Receiver.....	19
	One Receiver.....	19
	One+ Receiver	19


Ekoweb

	GlucOX (TD-4183).....	14
	GlucOX Pro (TD-4183)	14


Embrace

	TALK	14
---	------------	----

Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	20
---	-----------------	----


Exacta

	Glance	14
---	--------------	----

ForaCare

	Diamond Mini DM30.....	19
	Diamond PRIMA.....	14
	FORA 6 Connect.....	19
	FORA GD40.....	19


GlucorX

	HCT.....	14
	Nexus.....	14
	Nexus Mini.....	14
	Nexus Blue.....	19
	Smart.....	14
	Q.....	14


Glucosmart

	Salsa.....	14
	Salsa Connect	14
	Salsa Connect (BLE).....	19

GlucOX

	TD-4183	14
---	---------------	----

i-SENS

	Alphacheck Professional	15
	CareSens BGM/TEE2.....	15
	CareSens Dual.....	15
	CareSens H Beat	15
	CareSens N.....	15
	CareSens N Feliz	15
	CareSens N POP	15
	CareSens N Voice	15
	CareSens N Premier	15
	CareSens N Premier Carelight	15
	CareSens Pro.....	15
	CareSens S Fit.....	15
	No Coding Plus.....	15
	TEE2+.....	15

	Infopia	
	Fintetest Lite.....	15
	GlucoLab.....	15

	Insulet	
	Omnipod® System.....	20
	Omnipod® Dash™ System.....	20

	Intuity	
	POGO® Automatic™.....	15


	LifeScan	
	OneTouch Select Plus.....	15
	OneTouch Ultra.....	15
	OneTouch Ultra2.....	15
	OneTouch UltraEasy.....	15
	OneTouch UltraMini.....	15
	OneTouch Ultra Plus Reflect.....	15
	OneTouch Verio.....	15
	OneTouch Verio Flex.....	15
	OneTouch Verio IQ.....	15
	OneTouch Verio Reflect.....	15
	OneTouch Verio Sync.....	15

	Medtronic	
	630G.....	20
	640G.....	20
	670G.....	20

	Menarini	
	GLUCOCARD G+.....	16
	GLUCOCARD SM.....	16
	GlucoFix Tech.....	16
	GlucoFix Tech GK.....	19
	Glucomen areo.....	16
	Glucomen areo GK.....	19
	Glucomen areo 2K.....	16
	Glucomen LX2.....	16


	Nipro	
	4SURE Smart.....	16
	4SURE Smart Duo.....	16

	Neon	
	GK+.....	19

	NovoNordisk	
	NovoPen® 6.....	22
	NovoPen Echo® Plus.....	22

	Palmdoc	
	1.....	17
	2.....	17
	Smart.....	17

	Prodigy	
	AutoCode.....	17

	ReliOn	
	Confirm.....	16
	Platinum.....	16
	Premier Blu.....	16
	Premier Classic.....	16
	Premier Voice.....	16
	Prime.....	16

	Roche	
	Accu-Chek Active.....	17
	Accu-Chek Aviva Combo.....	18
	Accu-Chek Aviva Connect.....	17
	Accu-Chek Aviva Expert.....	18
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Aviva Nano.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Black.....	18
	Accu-Chek Aviva Plus Silver.....	18
	Accu-Chek Compact.....	18
	Accu-Chek Compact Plus.....	18
	Accu-Chek Guide.....	17
	Accu-Chek Guide Me.....	17
	Accu-Chek Instant.....	17
	Accu-Chek instant S.....	17
	Accu-Chek Mobile (USB).....	17
	Accu-Chek Nano.....	18
	Accu-Chek Performa.....	18
	Accu-Chek Performa Connect.....	17
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Nano.....	18

	Roche	
	Accu-Chek Aviva Insight.....	21
	Accu-Chek Performa Insight.....	21
	Accu-Chek Spirit Combo.....	21
	Accu-Chek Aviva Solo.....	20
	Accu-Chek Guide Solo.....	20

	Sanofi	
	BGStar.....	17
	MyStar Extra.....	17

	Tandem	
	t:flex.....	20
	t:slim.....	20
	t:slim X2.....	20
	t:slim G4.....	20

	Taidoc	
	TD-4141.....	16
	TD-4183.....	16
	TD-4216B.....	16
	TD-4255.....	16
	TD-4257(v1).....	16
	TD-4257(v2).....	16
	TD-4280.....	16
	TD-4285.....	16
	TD-4289.....	16

	Terumo	
	Medisafe Fit Smile.....	19

	Terumo	
	Medisafe WITH.....	22

	Trividia (Nipro)	
	TRUE METRIX.....	16
	TRUE METRIX AIR.....	16
	TRUEresult.....	16
	TRUEyou mini.....	16

	ViCentra	
	Kaleido.....	20

	Wellion	
	Calla Dialog.....	17
	Calla Light.....	17
	Calla Mini.....	17
	Galileo Compact.....	17
	Galileo GLU/KET.....	17
	Leonardo GLU/KET.....	17
	Leonardo Compact.....	17
	Newton.....	17

	XPER Technology	
	A1 (TD-4183).....	17

	Ypsomed	
	MyLife Aveo.....	17

Všeobecné informácie

O spoločnosti Glooko

Spoločnosť Glooko ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti online riešenie, ktoré zhromažďuje a centrálné ukladá všetky údaje pacientov s ochorením diabetes, bez nevyhnutnosti starať sa o inštaláciu softvéru. Bez ohľadu na to, či zariadenie prenáša údaje pomocou káblového alebo infračerveného pripojenia, všetky nahrané informácie sa okamžite zobrazia online na zabezpečenom účte Glooko. Všetky údaje z viacerých zariadení sa skonsolidujú a prezentujú v jednej správe.

Zamýšľané použitie

Vysielač Glooko je určený pre zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach na prenos preddefinovaných údajov z domácich monitorovacích zariadení do serverovej databázy.

Kontraindikácie

Žiadne nie sú známe.

Výstraha!

Glooko nemeria, neinterpretuje ani neprijíma rozhodnutia o údajoch, ktoré prenáša, nie je určený na poskytovanie automatizovaných rozhodnutí o liečbe, ani nenahrádza odborné stanoviská odborníka. Všetky lekárske diagnózy a liečebné postupy sa musia realizovať pod dohľadom príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Všetky lekárske diagnózy a liečebné postupy sa majú realizovať pod dohľadom kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov! Úlohou softvéru Glooko nie je poskytovať automatizované rozhodnutia o liečbe ani nahrádzať odborné stanovisko zdravotníckeho profesionála. Softvér Glooko nie je určený na tiesňové volania ani na prenos alebo signalizáciu akýchkoľvek alarmov v reálnom čase alebo údajov kritických z hľadiska času! Systém Glooko nedokáže nahradiť priamy lekársky dohľad ani zásah v núdzovej situácii.

Preventívne opatrenia

- Zariadenie Glooko Transmitter neponárajte ani nevystavujte pôsobeniu kvapaliny. Kvapaliny môžu poškodiť zariadenie Glooko Transmitter.
- Zariadenie Glooko Transmitter je opakovane použiteľné. Ak zariadenie Glooko Transmitter vykazuje známky poškodenia (napríklad rozstrapkané vodiče alebo degradácia materiálu), prestaňte ho používať a kontaktujte zákaznícku podporu.

Požiadavky na zariadenie

Na ukladanie údajov prenášaných zo zariadenia Glooko Transmitter sa vyžaduje účet Glooko. Počiatočný účet správcu kliniky vytvorí tím podpory spoločnosti Glooko. Ďalšie individuálne účty môže vytvoriť správca na klinike pomocou webovej aplikácie Glooko. Viac informácií o webovej aplikácii Glooko nájdete v [používateľskej príručke Glooko pre kliniky](#).

Začíname

Budete potrebovať tieto súčasti:

1. Kompatibilný glukomer, inzulínové pero, inzulínovú pumpu alebo systém na kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM),
2. vysielateľ Glooko,
3. účet Glooko s prístupom k aplikácii Population Tracker,
4. nahrávací kábel zariadenia určený špeciálne pre zariadenie pre diabetikov. Upozorňujeme, že spoločnosť Glooko neposkytuje tieto káble. Ak vám chýba konkrétny kábel, obráťte sa na výrobcu zariadenia.

Čistenie zariadenia Glooko Transmitter


Na čistenie zariadenia Glooko Transmitter použite utierku z mikrovlákna, aby ste odstránili všetok prach alebo pevné častice. Zariadenie Glooko Transmitter nevystavujte pôsobeniu žiadnych kvapalín.

Pokyny na likvidáciu

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Rýchle tipy

- Nemáte k dispozícii sieťové pripojenie? Pokúste sa premiestniť vysielateľ Glooko na iné miesto v rámci vašej kliniky tak, aby ste sa dostali do oblasti pokrytia mobilnej siete.
- Nefunguje na zariadení nahrávanie údajov? Pred pripojením zariadenia pre diabetikov skontrolujte, či vysielateľ Glooko zobrazuje hlásenie „Pripravené na prenos“.




* Port Micro-HDMI je vypnutý.

Nastavenie vysieláča Glooko

Nastavenie bez káblovej skrinky

1A Pripojenie vysieláča Glooko



1. Zdroj napájania pripojte podľa obrázku vyššie a zapojte ho do elektrickej zásuvky.


2A Spustenie



1. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
2. Po dokončení nastavenia sa zobrazí hlásenie „Pripravené na prenos“.

Nastavenie s káblovou skrinkou

1B Pripojenie vysieláča Glooko a USB rozbočovača



1. USB rozbočovač vložte do káblovej skrinky.
2. USB rozbočovač pripojte k vysieláču Glooko (pomocou kábla USB) a jeho zdroj napájania zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Vysieláč Glooko položte na vrch káblovej skrinky. Jeho zdroj napájania pripojte podľa obrázku vyššie a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

2B Spustenie



1. Nastavenie dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
2. Po dokončení nastavenia sa zobrazí hlásenie „Pripravené na prenos“.



Poznámka: Ak chcete pripojiť vysieláč Glooko k internetu pomocou siete Ethernet (namiesto vstavaného mobilného pripojenia). Zapojte ethernetový kábel a vysieláč Glooko sa nakonfiguruje sám. Ďalšie pokyny nájdete na strane 10.

3 Pripojenie zariadenia pre diabetikov



Každé zariadenie pre diabetikov sa pripája jedným z nasledujúcich spôsobov:

- USB kábel (USB port alebo USB rozbočovač)
- Infračervený prenos (vstavaný infračervený (IR) prijímač alebo pri niektorých zariadeniach kábel SmartPix).
- NFC (Near field communication)
- BLE (Bluetooth Low Energy)


4 Nahrávanie údajov



Postupujte podľa konkrétnych pokynov o nahrávaní údajov zo všetkých kompatibilných zariadení pre diabetikov uvedených na strane 11 až 19.

Prenos je dokončený, keď sa farba obrazovky zmení na zelenú.

5 Prihlásenie sa do účtu Glooko



Prejdite na stránku <https://my.glooko.com> a prihláste sa do aplikácie Population Tracker. Prejdite na kartu Priradiť zariadenia a načítajte nahrané údaje.




Ďalšie informácie o používaní vysielača Glooko nájdete na adrese: [Glooko pre kliniky – stručná príručka https://support.glooko.com](https://support.glooko.com)

Ďalšie informácie



Ak je aktualizácia pripravená, môžete okamžite pristúpiť k reštartu. V opačnom prípade sa vysielateľ Glooko automaticky aktualizuje po 10 hodinách.



Ak bol proces nahrávania neúspešný, budete na to upozornení. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Ďalšie funkcie sú k dispozícii po ťuknutí na ikonu ponuky.

Prenosové zariadenia s technológiou Bluetooth



Klepnutím na ikonu ponuky otvorte ponuku zariadenia Glooko Transmitter.



Vyberte možnosť „**Prenos cez Bluetooth**“ (Prenosové zariadenie s technológiou Bluetooth)



Vyberte zariadenie, z ktorého chcete vykonať prenos, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Nastavenie siete Ethernet

Pri pripájaní ethernetového kábla sa vysielateľ Glooko automaticky pokúsi pripojiť na internet cez Ethernet.

Ak chcete ethernetové pripojenie nakonfigurovať manuálne alebo načítať MAC adresu, prejdite do položky:

Ponuka > Nastavenia > Nastavenia siete > Nastavenia siete Ethernet

Ak nakonfigurovaná sieť Ethernet nie je k dispozícii, vysielateľ Glooko sa automaticky vráti k mobilnému pripojeniu.



Kompatibilné zariadenia a prenosové metódy

Nižšie sú uvedené pokyny, ako nahráť údaje o ochorení diabetes z kompatibilného zariadenia pomocou vysielča Glooko. Ak nie sú pre zariadenie dostupné výslovné pokyny na nahrávanie, stačí ho pripojiť k vysielču alebo USB rozbočovaču pomocou konkrétneho USB kábla alebo cez IR, bluetooth alebo NFC a nahrávanie prebehne automaticky.

Budete potrebovať účet Glooko s prístupom k aplikácii Population Tracker. Údaje nahrané pomocou vysielča Glooko sa zosynchronizujú s vaším účtom aplikácie Population Tracker, ku ktorému môžete pristupovať pomocou prihlasovacích údajov k účtu vášho zdravotníckeho profesionála Glooko. Internet (mobilná sieť alebo ethernetové pripojenie) je potrebný na synchronizáciu nahraných údajov so serverom Glooko.

 Vysielač Glooko nahráva údaje o glukóze z nižšie uvedených meracích prístrojov, inzulínových púmp a CGM. Nezabudnite, že niektoré diabetické pomôcky nemusia byť dostupné na vašom trhu.

Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

 Poznámka: Ak máte k vysielču Glooko pripojený USB rozbočovač, USB rozbočovač musí byť napájaný vlastným napájacím zdrojom.



Abbott

FreeStyle Freedom Lite

FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle
USB (2.5 mm)



FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre Reader*

FreeStyle Precision Neo
FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed

Precision Xtra

Abbott Xceed USB




*Spoločnosť Abbott obmedzila kompatibilitu na Švédsko, Nórsko a USA.




Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany

Acon Laboratories

On Call® Advanced	On Call® Resolve		<p>Pripojte a stlačte tlačidlá M a S na meracom zariadení.</p> <p>Pripojte, stlačte a podržte tlačidlo S na meracom zariadení.</p>
On Call® Plus	On Call® Vivid		
On Call® Express On Call® Express II On Call® Express Voice On Call® Extra	On Call® Extra Voice On Call® Sure On Call® Sure Sync		





AgaMatrix

WaveSense Jazz™	AgaMatrix USB	
Ally BGK	Micro USB	
Ally BGM	i-Sens USB (2.5 mm)	

Animas


OneTouch Ping (meter)	Mini USB		Pripojte a stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení.
-----------------------	----------	--	---

Arkray

Glucocard 01	Glucocard Vital	Arkray USB (2.5 mm)		Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Glucocard Shine	Glucocard Shine XL	i-Sens USB (2.5 mm)		
Glucocard Shine Connex	Glucocard Shine Express	Micro USB		Pripojte a vyberte položku PC Link v hlavnej ponuke na meracom zariadení.
Glucocard Expression	Medcore Care + GlucoCard Expression USB (3.5 mm)			


Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany



Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany



Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany

i-SENS

Alphacheck Professional

Mini USB



Pripojte a stlačte tlačidlo napájania na meracom zariadení.

CareSens BGM/Tee2
CareSens Dual
CareSens H Beat
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Premier Carelight
CareSens N Voice
CareSens Pro
CareSens S Fit
CareSens TEE2+
No Coding Plus

i-Sens USB
(2.5 mm)



Pripojte a potom stlačte tlačidlo **S** na meracom zariadení (tlačidlo **C**).

CareSens N Feliz

Micro USB



Infopia

Finetest Lite

Glucolab

Infopia USB
(2.5 mm)



Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini

LifeScan USB
(3.5 mm)



Pripojte a stlačte ľubovoľné tlačidlo.

OneTouch Select Plus
OneTouch Ultra Plus Reflect
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ


OneTouch Verio Sync

Mini USB







Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany



Glukomery a CGM – pripojené pomocou USB kábla

Pokračovanie z predchádzajúcej strany



Glukomery – s infračerveným pripojením

Meracie zariadenie nastavte do režimu nahrávania podľa pokynov uvedených nižšie. Horný koniec glukomera umiestnite k infračervenému priezoru na vysieláči Glooko.

i Počas nahrávania dbajte na to, aby bolo zariadenie úplne nehybné. Zariadenie neodstraňujte, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie: *Prenos dokončený!*

IR priezor na vysieláči Glooko



Roche Accu-Chek

Aviva Nano
Aviva Plus Black
Aviva Plus Silver
Nano
Performa
Performa Nano



Keď je meracie zariadenie vypnuté, aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním dvoch tlačidiel so šípkami, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Aviva Combo
Aviva Expert



V hlavnej ponuke prejdite do položky **Moje údaje** a vyberte možnosť **Prenos údajov**.

Compact












Aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním dvoch najvrchnejších tlačidiel na meracom zariadení, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Compact Plus



Aktivujte infračervený prenos stlačením a podržaním tlačidiel **S** a **M** pod displejom, kým sa na displeji nezobrazia dve šípky.

Glukometre a CGM – pripojené pomocou technológie Bluetooth alebo NFC


<p>Acon</p> <p>On Call Express Mobile On Call Extra Mobile</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>Biosys</p> <p>Vtrust TD-4279D</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>ForaCare</p> <p>FORA 6 Connect FORA Diamond MINI DM30 FORA GD40h</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>GlucorX</p> <p>Nexus Blue</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>Glucosmart</p> <p>Salsa Connect</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>Menarini</p> <p>Glucifix Tech GK GlucoMen areo GK</p>		<p>Umiestnite glukomer na NFC podložku na vrchu zariadenia Glooko Transmitter a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</p>
<p>Neon</p> <p>GK+</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>Taidoc</p> <p>TD-4216B</p>		<p>Prečítajte si pokyny týkajúce sa prenosových zariadení s technológiou Bluetooth na strane 10.</p>
<p>Terumo</p> <p>Medisafe Fit Smile</p>		<p>Umiestnite glukomer na NFC podložku na vrchu zariadenia Glooko Transmitter a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</p>

CGM – pripojené pomocou USB kábla



Poznámka: Ak máte k vysielacu Glooko pripojený USB rozbočovač, USB rozbočovač musí byť napájaný vlastným napájacím zdrojom.



<p>Dexcom</p> <p>G4 Platinum G4 Platinum with Share G5 Touchscreen Receiver (G5/G6) G6 Receiver G7 Receiver One Receiver One+ Receiver</p>	<p>Micro USB</p>		<p>Ak sa nahrávanie nespustí, odpojte prijímač a výberom položky Vypnúť v ponuke vypnite prijímač. Znova zapnite prijímač a pripojte ho k vysielacu Glooko.</p>
---	------------------	---	---

Inzulínové pumpy – pripojené so štandardným USB káblom




Poznámka: Ak máte k vysielacu Glooko pripojený USB rozbočovač, USB rozbočovač musí byť napájaný vlastným napájacím zdrojom.



Equil/Wellion
MICRO-pump

Micro USB



Insulet
Omnipod® Dash™ System

Micro USB



Omnipod® System

Mini USB



1. Zariadenie DASH™ zapojte do vysielaca pomocou kábla USB-A do micro USB.
2. Ťuknite na položku Exportovať do zariadenia DASH™.
3. Zariadenie DASH™ odpojte a znova ho pripojte.
4. Po dokončení nahrávania sa na vysielaci Glooko zobrazí hlásenie Prenos dokončený.

Medtronic
630G | 670G
640G

USB port na meracom zariadení

1. Pripojenie meracieho zariadenia Contour Next Link 2.4 k zariadeniu Glooko Transmitter.
2. Podľa pokynov na obrazovke nahrajte údaje z pumpy Medtronic.

Roche
Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Otvorte Hlavnú ponuku ručnej jednotky pre čerpadlo.
2. V Hlavnej ponuke vyberte možnosť USB.
3. Pomocou micro USB kábla pripojte ručnú jednotku k zariadeniu Glooko Transmitter.


Tandem
t:flex | t:slim X2
t:slim | t:slim G4

Micro USB



Vicentra
Kaleido

Micro USB



Prejdite do žltej ponuky a vyberte nahrávanie údajov.

Inzulínové pumpy – s infračerveným pripojením




V prípade púmp Animas dbajte na to, aby bola pumpa pozastavená a aby obrazovka po začatí prenosu svietila. Obrazovka nemusí zostať počas celého prenosu svietiť.

Pumpou nehýbte a neodstraňujte ju, kým sa na obrazovke nezobrazí hlásenie: Prenos dokončený!

IR priezor na vysielaci Glooko



Animas
OneTouch Ping (pump)
Vibe
Vibe Plus



1. Pozastavte pumpu. (**HLAVNÁ PONUKA**, prejdite na **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Pozastaviť** sa zvýrazní).
2. Stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pumpu umiestnite zadnou stranou k infračervenému priezoru na vysielaci.
4. Po dokončení prenosu:
Obnovte činnosť pumpy (**HLAVNÁ PONUKA**, prejdite do položky **Pozastaviť/obnoviť** a stlačte tlačidlo **OK**; položka **Obnoviť** sa zvýrazní). Stlačte tlačidlo **OK**.

Inzulínové pumpy – pripojené pomocou infračervených káblov

Kompatibilné infračervené káble


Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix



Kábel Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2
Poznámka! Mobilný telefón pumpy pripojíte pomocou micro USB kábla k Smart Pix 2.

1. Kábel Smart Pix 2 pripojte k vysielaču Glooko a počkajte, kým modrý indikátor na Smart Pix 2 nezačne pomaly blikať.
2. Mobilný telefón pripojte k Smart Pix 2 pomocou micro USB kábla.
3. V ponuke mobilného telefónu vyberte položku **Pripojiť k počítaču** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Uistite sa, že pumpa je v dosahu mobilného telefónu.
5. Modrý indikátor na Smart Pix 2 svieti, kým sa údaje prenášajú zo zariadenia do Smart Pix 2.
6. Modrý indikátor zhasne a Smart Pix 2 aj samotné zariadenie vydajú zvukový signál, ktorý informuje o tom, že údaje sa prenášajú zo Smart Pix 2 do vysielača Glooko. Smart Pix 2 ešte neodpájajte!
7. Počkajte, kým vysielač Glooko nepotvrdí, že nahrávanie bolo úspešné.

Roche


Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix alebo Smart Pix 2
Poznámka! Pri používaní Smart Pix je potrebný softvér Smart Pix verzie 3.02 alebo vyššej.

1. Pripojte Smart Pix k zariadeniu Glooko Transmitter a počkajte, kým na Smart Pix nezačne pomaly blikať modrý indikátor.
2. Prepnete pumpu do režimu **Data Transfer Mode** (Režim prenosu údajov) (zastavte pumpu a prejdite do ponuky **Data Transfer Menu** (Režim prenosu údajov)).
3. Umiestnite pumpu s IR okienkom smerom k Smart Pix. Modrý indikátor signalizuje, že sa do Smart Pix prenášajú údaje.
4. Počkajte, kým modrý indikátor znova nezačne pomaly blikať alebo kým neprestane blikať úplne.
5. Údaje sa teraz prenášajú zo Smart Pix do zariadenia Glooko Transmitter. Zatiaľ neodpájajte Smart Pix!
6. Počkajte, kým zariadenie Glooko Transmitter potvrdí, že bolo načítavanie úspešné.

Inzulínové pumpy s NFC pripojením




Terumo
Medisafe WITH



1. Overte, či sa hlavná ponuka zobrazuje na diaľkovom ovládaní pumpy.
2. Umiestnite diaľkové ovládanie na NFC podložku na vrchu zariadenia Glooko Transmitter a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nezabudnite, že symbol prenosu na zadnej strane diaľkového ovládania musí byť zarovno so stredom NFC podložky na zariadení Glooko Transmitter.

Inzulínové perá – pripojené pomocou technológie NFC



NovoNordisk
NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus



Umiestnite pripojené pero na podložku NFC na vrchnej časti zariadenia Glooko Transmitter – a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na vysielacie Glooko so sériovými číslami začínajúcimi číslom 21 (napr. S21XXXXXX) alebo nižším (napr. S20XXXXXX, S19XXXXXX atď.).

Technické špecifikácie

Ochrana krytu	IP20 – len na použitie v interiéri
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 MHz
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájanie	Vstup: 100 – 240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



Glooko AB
Nellikevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na vysielacie Glooko Transmitter so sériovým číslom od 22000000 do 24079999.

Technické špecifikácie

Ochrana krytu	IP20 – len na použitie v interiéri
CE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Band 1/8
FCC	GPRS: 850/1900 MHz WCDMA: Band II/IV LTE: Band 2/4/5/12
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Teplota počas skladovania/prepravy	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájanie	Vstup: 100 – 240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003



Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



UPOZORNENIE: Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzate vy alebo pacient.

Nasledujúce informácie sa vzťahujú na zariadenia Glooko Transmitter so sériovými číslami začínajúcimi číslom 2408 (napr. S2408XXXX) alebo vyšším (napr. S25XXXXXX).

Technické špecifikácie

Ochrana krytu	IP20 – len na použitie v interiéri
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Teplota počas skladovania/prepravy	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájanie	Vstup: 100 – 240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003



Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33
- Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



UPOZORNENIE: Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzate vy alebo pacient.

Tieto informácie sa vzťahujú na zariadenia Glooko Transmitter v Spojených arabských emirátoch.

Technické špecifikácie

Ochrana krytu	IP20 – len na použitie v interiéri
GPRS, WCDMA, LTE	GPRS: 900/1800 MHz WCDMA: Band I/VIII LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/26/28/38/40/41
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Teplota počas skladovania/prepravy	-20 °C až 70 °C
UMTS/HSPA	800/850/900/1700/1900/2100 MHz
Napájanie	Vstup: 100 – 240 V AC, 0,6 A, 50/60 Hz
	Výstup: 12 V DC, 2,0 A, LPS



REF-0003

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>



UPOZORNENIE: Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto zariadením, je potrebné nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzate vy alebo pacient.