



Glooko[®] Uploader

Návod k použití – pro uživatele řešení Glooko



Obsah

Vyhledání zařízení	4–5
Všeobecné informace.....	6
Popis výrobku	6
Zamýšlené použití	6
Podporovaná zařízení	6
Upozornění	6
Kontraindikace.....	6
Návod k použití	7
Pacienti	8
Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce https://my.glooko.com	8
Stažení instalačního souboru softwaru.....	8
Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění.....	8
Poskytovatelé zdravotní péče.....	9
Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader.....	9
Stažení instalačního souboru softwaru.....	9
Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění.....	9
Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče	10
Otevření softwaru Glooko Uploader.....	10
Přihlášení k účtu Glooko	10
Funkce softwaru Glooko Uploader	11
Nahrání dat o diabetu	12
Zobrazení dat o diabetu.....	13
Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu	14

Vyhledání zařízení



Glukometr













Zařízení pro kontinuální monitorování glukózy










Inzulínová pumpa

Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx.....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra.....	14
 Precision Xceed.....	14
 FreeStyle Libre Reader.....	14
 FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
 FreeStyle Libre 3 Reader.....	14




Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice.....	14
 On Call® Extra.....	14
 On Call® Extra Voice.....	14
 On Call® Sure.....	14
 On Call® Sure Sync.....	14


Activmed

 GlucoCheck GOLD (TD-4289).....	14
---	----

AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
 Ally BGK.....	14
 Ally GGM.....	14




Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
---	----





















Animas

 OneTouch Ping (pump).....	20
 Vibe.....	20


Arkray

 GlucoCard Shine Connex.....	15
 GlucoCard Shine Express.....	15
 GlucoCard Shine XL.....	15


Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link.....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth).....	15
 Contour Next Gen.....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus.....	15
 Contour Plus Blue.....	15
 Contour Plus Elite.....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ.....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4.....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15

Beurer

 GL 44.....	15
 GL 48.....	15
 GL 49.....	15
 GL 60.....	15









Bionime

 Rightest GM700SB.....	15
---	----


Biosys

 Aria.....	15
---	----



Dexcom

 G4 Platinum.....	19
 G4 Platinum with Share.....	19
 G5.....	19
 Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
 G6 Receiver.....	19
 G7 Receiver.....	19
 One Receiver.....	19
 One+ Receiver.....	19


Diatesse

 XPER (TD-4289B).....	15
--	----

Ekoweb

 GlucoX (TD-4183).....	16
 GlucoX Pro (TD-4183).....	16


Embrace

 TALK.....	16
---	----


Exacta

 Glance.....	16
---	----

Equil/Wellion

 MICRO-pump.....	21
---	----

ForaCare

 Diamond PRIMA.....	16
--	----


GlucorX

 Nexus.....	16
 Nexus Mini.....	16
 Q.....	16


Glucosmart

 Salsa.....	16
 Salsa Connect.....	16















GlucOX

 TD-4183.....	16
--	----

iCare


 PalmDoc II.....	16
---	----


i-SENS

 alphacheck professional.....	16
 CareSens BGM/TEE2.....	16
 CareSens Dual.....	16
 CareSens H Beat.....	16
 CareSens N.....	16
 CareSens N Feliz.....	16
 CareSens N POP.....	16
 CareSens N Premier.....	16
 CareSens N Premier Carelight.....	16
 CareSens N Voice.....	16
 CareSens Pro.....	16
 CareSens S Fit.....	16
 No Coding Plus.....	16
 TEE2+.....	16

Infopia	
 Finetest Lite	16


Insulet	
 Omnipod®	21
 Omnipod® Dash™ System	21

Intuity	
 POGO® Automatic™	17

LifeScan	
 OneTouch Select Plus	17
OneTouch Ultra	17
OneTouch Ultra Plus Reflect	17
OneTouch Ultra2	17
OneTouch UltraEasy	17
OneTouch UltraMini	17
OneTouch Verio	17
OneTouch Verio Flex	17
OneTouch Verio IQ	17
OneTouch Verio Reflect	17
OneTouch Verio Sync	17

Medtronic	
 630G	21
 640G	21
 670G	21

Menarini	
 GlucoFix Tech	17
GlucoMen areo	17
GlucoMen areo 2K	17
GlucoMen LX2	17


Nipro	
 4SURE Smart	17
 4SURE Smart Duo	17

Palmdoc	
 1	17
 Smart	17


Prodigy	
 AutoCode	17

ReliOn	
 Platinum	18
Premier Blu	18
Premier Classic	18
Premier Voice	18



Roche	
 Accu-Chek Active	17
Accu-Chek Aviva Connect	17
Accu-Chek Aviva Combo	19
Accu-Chek Aviva Expert	19
Accu-Chek Aviva Nano	19
Accu-Chek Aviva Plus Black	19
Accu-Chek Aviva Plus Silver	19
Accu-Chek Compact Plus	19
Accu-Chek Guide	17
Accu-Chek Guide Me	17
Accu-Chek Instant	17
Accu-Chek Mobile (USB)	17
Accu-Chek Nano	19
Accu-Chek Performa	19
Accu-Chek Performa Nano	19

Roche	
 Accu-Chek Aviva Insight	22
 Accu-Chek Performa Insight	22
Accu-Chek Aviva Solo	21
Accu-Chek Guide Solo	21
Accu-Chek Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	18

Taidoc	
 TD-4141	18
TD-4183	18
TD-4255	18
TD-4257(v1)	18
TD-4257(v2)	18
TD-4280	18
TD-4285	18
TD-4289	18

Tandem	
 t:flex	21
t:slim	21
t:slim G4	21
t:slim X2	21


Terumo	
 Medisafe Fit Smile	20
 Medisafe WITH	20

ViCentra	
 Kaleido	21

Trividia (Nipro)	
 TRUE METRIX	17
TRUE METRIX AIR	17
TRUResult	17
TRUEyou mini	17

Wellion	
 Calla Mini	18
Galileo Compact	18
Leonardo Compact	18

XPER Technology	
 A1 (TD-4183)	18

Ypsomed	
 Mylife Aveo	18

Všeobecné informace

Popis výrobku

Software Glooko Uploader® je určen jednotlivcům pro domácí použití i lékařům a zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních a slouží k přenosu předdefinovaných dat z domácích monitorovacích zařízení do serverové databáze. Zařízení lze používat samostatně nebo v kombinaci se systémem Glooko.

Zamýšlené použití

Glooko System je platforma pro monitorování léčby diabetu, která je určena pro zdravotníky i pacienty a kterou lze používat na klinice nebo na dálku. Umožňuje prohlížení dat pacientů z kompatibilních zdravotnických zařízení a jiných monitorovacích zdravotnických zařízení. Dále umožňuje zdravotníkům zefektivnit léčbu diabetu prostřednictvím analýzy a monitorování léčby diabetu pacienta a programu péče.

Podporovaná zařízení

Co všechno potřebujete:

1. kompatibilní glukometr, inzulinovou pumpu nebo zařízení pro kontinuální monitorování glukózy (CGM),
2. Počítač PC nebo Mac s jedním z následujících operačních systémů (OS):
 - Windows 10 (32bitová a 64bitová verze)
 - Windows 11 (32bitová a 64bitová verze)
 - macOS 14.0: Sonoma
 - macOS 15.0: Sequoia
 - macOS 26.0: Tahoe
3. Software Glooko Uploader
4. Účet Glooko
5. Kabel pro synchronizaci nebo stahování dat ze zařízení dodaný s podporovaným zařízením pro diabetiky

Upozornění!

Systém Glooko přenášená data neměří, neinterpretuje ani na jejich základě nevydává žádná rozhodnutí a nemá poskytovat automatická doporučení ohledně léčby ani sloužit jako náhrada odborné lékařské péče. Veškeré lékařské diagnózy a léčba musejí probíhat pod dohledem příslušného poskytovatele zdravotní péče.

Pokud máte obavy týkající se vaší současné diagnózy a léčby diabetu, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče. V případě poruchy platformy Glooko System přestaňte produkt používat a obraťte se na podporu společnosti Glooko.

Kontraindikace


Žádné.

Návod k použití – Glooko Uploader

Chcete-li používat software Glooko Uploader, musíte si založit účet Glooko. Data nahraná pomocí softwaru Glooko Uploader se synchronizují s vaším účtem Glooko. K tomu se můžete kdykoli přihlásit pomocí přihlašovacích údajů Glooko. K synchronizaci dat se serverem Glooko je nutné připojení k internetu (přes Wi-Fi nebo mobilní data).

Pacienti:

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na další straně.



Poskytovatelé zdravotní péče:

- Informace o tom, jak software Glooko Uploader nainstalovat a jak jeho prostřednictvím nahrát data, najdete na straně 9.



Pacienti

K přístupu na řídicí panel MyGlooko a stažení softwaru Glooko Uploader potřebujete mít založený účet Glooko. Do systému Glooko se můžete zaregistrovat pomocí mobilní aplikace Glooko pro iOS nebo Android. Můžete také kontaktovat **podporu společnosti Glooko** (<https://support.glooko.com>) a požádat o pomoc při zakládání účtu. Po vytvoření účtu Glooko postupujte podle následujících pokynů.

1 Přihlášení k panelu MyGlooko na stránce <https://my.glooko.com>

- Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo.
- Klepněte na tlačítko Přihlásit se.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO

• ZAPOMENUTÉ HESLO:

Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klepněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslát e-mail pro resetování hesla. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.


• ODEMKNUTÍ VAŠEHO ÚČTU:

Pokud pětkrát zadáte nesprávné heslo, váš účet se uzamkne. Na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu bude automaticky zaslán e-mail s pokyny k odemknutí účtu. Pokud tento e-mail neobdržíte, klikněte na položku **Nepřišly mi pokyny k odemknutí**. Budete přesměrováni na stránku pro odemknutí účtu. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.

2 Stažení instalačního souboru softwaru

Po přihlášení k řídicímu panelu MyGlooko si budete muset stáhnout instalační soubor.

- Klepněte na položku **Nastavení**.
- Přejděte do spodní části stránky a klikněte na položku **Získat Glooko Uploader**.
- Budete přesměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhněte příslušný instalační soubor.



3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

POZNÁMKA: Pro uživatele FreeStyle Libre ve Švédsku, Norsku a USA je důležité vybrat, že během instalačního procesu používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tuto nahrávání.

Poskytovatelé zdravotní péče

K používání softwaru Glooko Uploader budete potřebovat účet poskytovatele Glooko a předplatné s podporou softwaru Glooko Uploader. Budete také potřebovat konkrétní odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader. Požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko (<https://support.glooko.com>).


1 Vyžádání odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader

Poskytovatelé zdravotní péče si musejí vyžádat odkaz pro stažení softwaru Glooko Uploader.

- Obratě se na podporu společnosti Glooko (<https://support.glooko.com>) a požádejte o poskytnutí odkazu pro stažení softwaru Glooko Uploader.

2 Stažení instalačního souboru softwaru

- Až dostanete e-mail s odkazem pro stažení softwaru z webu společnosti Glooko, klikněte na uvedený odkaz. Budete přesměrováni na obrazovku s tlačítky pro instalaci softwaru Glooko Uploader na počítači Mac nebo PC. Kliknutím na tlačítko Mac nebo PC stáhnete příslušný instalační soubor.



3 Vyhledání instalačního souboru a jeho spuštění

V závislosti na používaném webovém prohlížeči nebo operačním systému možná budete muset stažený instalační soubor vyhledat, případně se může zobrazit automaticky otevírané okno s výzvou ke spuštění souboru.

- Pokud používáte počítač **PC**, podívejte se do složky naposledy stažených souborů.
- Pokud používáte počítač **Mac**, vyhledejte v nástroji Finder složku stažených souborů.

Až soubor najdete, dvakrát na něj klikněte a postupujte podle pokynů k instalaci na obrazovce. Po dokončení instalace bude nutné restartovat počítač.

POZNÁMKA: Pro uživatele FreeStyle Libre ve Švédsku, Norsku a USA je důležité vybrat, že během instalačního procesu používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tato nahrávání.

Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

Po instalaci softwaru Glooko Uploader a restartování počítače najdete na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) ikonu softwaru Glooko Uploader.

4 Otevření softwaru Glooko Uploader

- Na ploše (PC) nebo ve složce aplikací (Mac) **najděte** ikonu softwaru Glooko Uploader.
- Spustíte program **dvojitým kliknutím** na ikonu softwaru Glooko Uploader.

POZNÁMKA: Před prvním spuštěním softwaru Glooko Uploader nezapomeňte restartovat počítač.



5 Přihlášení k účtu Glooko

Po otevření programu Glooko Uploader se budete muset přihlásit ke svému účtu Glooko.

- Zadejte svůj **e-mail nebo uživatelské jméno**.
- Zadejte své **heslo**.
- Klepněte na tlačítko **Přihlásit se**.

POMOC S PŘIHLÁŠENÍM K VAŠEMU ÚČTU GLOOKO

Pokud si nemůžete vzpomenout na heslo potřebné k přihlášení, klikněte na položku **Zapomenuté heslo** a nechte si zaslat e-mail pro resetování hesla. Můžete také kontaktovat podporu společnosti Glooko a požádat o pomoc.

A screenshot of the Glooko Uploader application window. The title bar says 'Glooko Uploader'. The main heading is 'PŘIHLÁSIT'. Below it, there is an information icon and text: 'Chcete-li nahrát data, přihlaste se k účtu Glooko.' Underneath, it asks 'Nemáte účet?' and provides links for 'Pacienti: Registrace.' and 'Kliniky: Kontaktujte Glooko Support.' There are two input fields: 'E-mail nebo uživatelské jméno' and 'Heslo'. A checkbox labeled 'Zapamatovat si' is present. A blue button labeled 'Přihlásit' is at the bottom. Below the button are two links: 'Zapomněli jste heslo?' and 'Přihlaste se pomocí služby SSO'.

SLUŽBA SINGLE SIGN-ON (SSO) PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE (HCP)


Služba Single Sign-On (SSO) umožňuje zdravotníkům přihlásit se pomocí stávající služby zabezpečeného ověřování (Identity Provider (IdP)) na své klinice.

1. Klikněte na možnost „Přihlásit se pomocí SSO“ v dolní části přihlašovacího okna.
2. Budete přesměrován/a na stránku Glooko Web, kde musíte zadat e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem Glooko.
3. Systém Glooko bude komunikovat s nakonfigurovaným systémem Vaší kliniky, aby identifikoval Vašeho poskytovatele identity (IdP), a poté budete přesměrován/a na přihlašovací stránku Vašeho poskytovatele identity.
4. Přihlaste se pomocí obvyklých přihlašovacích údajů kliniky pro daného poskytovatele identity.
5. Po ověření systémem Vaší kliniky budete přesměrován/a zpět na obrazovku aplikace Glooko Uploader, kde můžete pokračovat v nahrávání dat zařízení.


Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče


6 Funkce softwaru Glooko Uploader

ODHLÁŠENÍ OD VAŠEHO ÚČTU


- Od svého účtu Glooko se můžete odhlásit po klepnutí na tlačítko profilu  v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.


ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ V PROFILU

- Údaje ve svém profilu můžete zobrazit po klepnutí na tlačítko profilu  v pravém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Otevře se okno s těmito údaji:
 - o vaše **jméno**,
 - o vaše **primární autorizované pracoviště** (poskytovatel zdravotní péče) a přidružený **kód ProConnect**,
 - o vaše **e-mailová adresa**.
- Klepněte na možnost **Odhlásit**.



ZOBRAZENÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O SOFTWARU GLOOKO UPLOADER

- Další informace zobrazíte klepnutím na tlačítko informací  v levém spodním rohu softwaru Glooko Uploader.
- Zobrazí se okno s informacemi o podpoře produktu, popisem produktu a prohlášením o zamýšleném použití.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

7 Nahrání dat o diabetu

Po přihlášení do softwaru Glooko Uploader můžete nahrát data ze zařízení pro diabetiky.

PŘIPOJENÍ KABELU ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY K POČÍTAČI

Jakmile se přihlásíte, software Glooko Uploader začne vyhledávat zařízení.

- Připojte k počítači příslušný kabel USB nebo infračervený (IR) kabel zařízení pro diabetiky.
- Jakmile počítač kabel rozpozná, počkejte ještě několik sekund, než dojde k rozpoznání kabelových ovladačů, a teprve pak připojte zařízení.




PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO DIABETIKY KE KABELU

- Po připojení kabelu k počítači připojte ke kabelu zařízení pro diabetiky.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že používáte kabel dodaný k vašemu zařízení pro diabetiky. Pokud potřebujete nový kabel, obraťte se na výrobce zařízení pro diabetiky.

- Po připojení zařízení pro diabetiky k počítači pomocí kabelu dodaného se zařízením začne zařízení nahrávat data pomocí softwaru Glooko Uploader.
- Pokud se zobrazí chyba, postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se tím potíže nevyřeší, požádejte o pomoc podporu společnosti Glooko.



Pacienti a poskytovatelé zdravotní péče

8 Zobrazení dat o diabetu

Po nahrání dat ze zařízení pro diabetiky pomocí softwaru Glooko Uploader se můžete na stránce <https://my.glooko.com> přihlásit ke svému účtu Glooko a tato data si zobrazit.

- **Pacienti:**

Další informace o webovém řídicím panelu MyGlooko najdete v dokumentu [Glooko pro osobní použití – stručná úvodní příručka](#) na stránce <https://support.glooko.com>.


- **Poskytovatelé zdravotní péče:**

Další informace o nástroji Population Tracker najdete v tomto dokumentu: [Glooko pro kliniky – stručná úvodní příručka](#) na stránce <https://support.glooko.com>.



Kompatibilní zařízení a způsoby přenosu

Následují pokyny, jak pomocí softwaru Glooko® Uploader nahrát data o diabetu. Pokud nejsou k zařízení přiloženy konkrétní pokyny k nahrání dat, stačí zařízení připojit k počítači PC/Mac pomocí dodaného kabelu USB a data se nahrají automaticky.



i Upozorňujeme, že některá zařízení pro diabetes nemusí být na vašem trhu dostupná.

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Precision Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed
USB



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader
FreeStyle Libre 2 Reader

Micro USB



Kompatibilita je společností Abbott omezena na Švédsko, Norsko a USA.

POZNÁMKA: Během instalace softwaru Glooko Uploader nezapomeňte vybrat, že používáte FreeStyle Libre. Tím se nainstaluje další Freestyle Libre DataHub požadovaný pro tato nahrávání.

Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice
On Call® Express II | On Call® Sure
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync
On Call® Extra

On Call USB
(2,5 mm)



Activmed

GlucocCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB
(2,5 mm)



Animas


OneTouch Ping (meter)

Mini USB




1. Připojte kabel k počítači.
2. Na měřiči stiskněte tlačítko pro zapnutí.













Glukometry – připojení pomocí kabelu USB




Glukometry – připojení pomocí kabelu USB



Glukometry – připojení pomocí kabelu USB

<p>Intuity POGO® Automatic™</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>LifeScan OneTouch Ultra OneTouch UltraEasy OneTouch Ultra2 OneTouch UltraMini</p>	<p>LifeScan USB (3,5 mm)</p>		<p>Připojte kabel a stiskněte libovolné tlačítko.</p>
<p>OneTouch Select Plus OneTouch Verio Flex OneTouch Ultra Plus Reflect OneTouch Verio Reflect OneTouch Verio</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>OneTouch Verio IQ OneTouch Verio Sync</p>	<p>Mini USB</p>		
<p>Menarini GlucoMen areo GlucoFix Tech GlucoMen areo 2K</p>	<p>Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)</p>		
<p>GlucoMen LX2</p>	<p>Menarini blue USB (3,5 mm)</p>		<p>Pokud se na měřiči zobrazí hlášení E-3, odpojte jej, počkejte, až displej zhasne, a pak měřič znovu připojte.</p>
<p>Nipro 4SURE Smart 4SURE Smart Duo</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>Trividia (Nipro) TRUEresult TRUE METRIX AIR TRUE METRIX TRUEyou mini</p>	<p>Nipro dock USB</p>		<p>Připojte kabel a vložte měřič do dokovací stanice.</p>
<p>Palmdoc 1</p>	<p>Palmdoc 1 USB (2,5 mm)</p>		
<p>Smart</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>Prodigy AutoCode</p>	<p>Mini USB</p>		
<p>Roche Accu-Chek Active Guide Me Aviva Connect Instant Guide Mobile (USB)</p>	<p>Micro USB</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte kabel k počítači. 2. Nahrávání dat by se mělo zahájit do 20 sekund po připojení kabelu. Pokud se tak nestane, otevřete na měřiči hlavní nabídku. Přejděte na položky Moje data > Analýza v počítači > Přenos dat a znovu připojte měřič ke kabelu USB. (Nedržte stisknutá dvě tlačítka se šipkami.)

Glukometry – připojení pomocí kabelu USB



Glukometry – infračervené připojení



Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. Když je měřič vypnutý, aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením obou tlačítek se šipkami, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. Aktivujte infračervený přenos stisknutím a podržením tlačítek **S** a **M** pod displejem, dokud se na displeji nezobrazí dvě šipky.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 nebo Accu-Chek 360°

1. Připojte infračervený kabel k počítači.
2. V hlavní nabídce přejděte na položku **Moje data** a vyberte možnost **Přenos dat**.

Zařízení CGM – připojení pomocí kabelu USB

Dexcom



G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB



Pokud se nahrávání nespustí, odpojte přijímač a výběrem položky Vypnout v nabídce jej vypněte. Znovu přijímač zapněte a připojte jej k počítači.

Glukometry a inzulinové pumpy – s připojením NFC





<p>Terumo Medisafe Fit Smile</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte ke svému počítači podložku NFC dodanou společností Terumo. 2. Umístěte glukometr na podložku NFC. <p><i>Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně glukometru musí být zarovnan se symbolem NFC na podložce NFC.</i></p>
<p>Medisafe WITH</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojte ke svému počítači podložku NFC dodanou společností Terumo. 2. Zkontrolujte, zda se na dálkovém ovladači pumpy zobrazuje hlavní nabídka. 3. Umístěte dálkový ovladač na podložku NFC. <p><i>Upozorňujeme, že symbol přenosu na zadní straně dálkového ovladače musí být zarovnan se symbolem NFC na podložce NFC.</i></p>


Inzulinové pumpy – infračervené připojení

<p>Animas (IR) OneTouch Ping Vibe</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pozastavte pumpu. (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na Suspd/Resum (Pozastavit/obnovit) a stiskněte OK – bude zvýrazněna položka Suspend (Pozastavit).) 2. Stiskněte tlačítko OK. 3. Podržte pumpu otočenou zadní částí ke kabelu bezdrátového IR zařízení pro stahování Actisys. 4. Po dokončení přenosu: Obnovte chod pumpy (HLAVNÍ NABÍDKA, přejděte dolů na Suspd/Resum (Pozastavit/obnovit) a stiskněte OK – bude zvýrazněna položka Resume (Obnovit).) Stiskněte tlačítko OK.
---	---	--

ACTiSYS Li nebo Li2
Poznámka! Používáte-li operační systém Windows 8 nebo 10, musíte použít kabel ACTiSYS Li2.

Kompatibilní infračervené kabely


<p>Kabel ACTiSYS Li</p>  <p>Kompatibilní operační systémy: macOS X: 10.14–12.0 Windows: neuplatňuje se</p>	<p>Kabel ACTiSYS Li2</p>  <p>Kompatibilní operační systémy: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Kabel Accu-Chek 360° (Realtyme)</p>  <p>Kompatibilní operační systémy: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2</p>  <p>Kompatibilní operační systémy: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
---	---	--	--

 **Nemáte kabel?**
Obraťte se na výrobce svého zařízení pro diabetiky.

Inzulínové pumpy – připojení pomocí kabelu USB

Equil/Wellion
MICRO-pump

Micro USB



Insulet
Omnipod® System

Mini USB



Omnipod® Dash™ System

Micro USB



1. Připojte kabel a na zařízení PDM stiskněte tlačítko pro zapnutí.
2. Odemkněte zařízení PDM a na obrazovce klepněte na položku „Export“ (Exportovat).

Medtronic

630G	670G
640G	


USB port na měřicím zařízení

1. K některému portu USB svého počítače připojte měřič Contour Next Link 2.4.
2. Podle pokynů na obrazovce v aplikaci Glooko Uploader nahrajte data z pumpy Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Otevřete hlavní nabídku na ruční jednotce pumpy.
2. V hlavní nabídce vyberte USB.
3. Pomocí kabelu micro USB připojte ruční jednotku ke svému počítači.

Tandem


t:flex t:slim	t:slim G4 t:slim X2
------------------	------------------------

Micro USB



Vicentra
Kaleido

Micro USB



Přejděte do žluté nabídky a vyberte tlačítko odeslání dat.

Inzulínové pumpy – připojení pomocí infračerveného kabelu

Kompatibilní infračervené kabely


Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix



Kabel čtečky Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2

Poznámka! Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.

1. Připojte k počítači kabel čtečky Smart Pix 2 a počkejte, až modrá kontrolka na čtečce Smart Pix 2 začne pomalu blikat.
2. Pomocí kabelu mikro USB připojte ke čtečce Smart Pix 2 datamanažer.
3. V nabídce datamanažeru vyberte položku **Connect to PC** (Připojit k PC) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Ujistěte se, že je pumpa v dosahu datamanažeru.
5. Během přenosu dat ze zařízení do čtečky Smart Pix 2 modrá kontrolka.
6. Když modrá kontrolka zhasne a čtečka Smart Pix 2 i zařízení vydají zvukový signál, znamená to, že byl zahájen přenos dat ze čtečky Smart Pix 2 do softwaru Glooko Uploader. Čtečku Smart Pix 2 ještě neodpojujte!
7. Počkejte, až software Glooko Uploader potvrdí úspěšné dokončení nahrávání.

Roche
Accu-Chek Spirit Combo




Smart Pix nebo Smart Pix 2

Poznámka! Při používání čtečky Smart Pix se vyžaduje verze softwaru Smart Pix 3.02 nebo vyšší.

1. Připojte Smart Pix k počítači a vyčkejte, než modrá kontrolka na Smart Pix začne pomalu blikat.
2. Uvedte pumpu do režimu **přenosu dat** (pumpu zastavte a přejděte do nabídky **přenosu dat**).
3. Postavte pumpu infračerveným snímačem směrem ke Smart Pix. Modrá kontrolka signalizuje, že jsou data přenášena do Smart Pix.
4. Počkejte, než modrá kontrolka začne opět pomalu blikat nebo se blikání zcela zastaví.
5. Data jsou nyní přenášena ze Smart Pix do softwaru Glooko Uploader. Smart Pix ještě neodpojujte.
6. Počkejte, než software Glooko Uploader ukáže, že byla data úspěšně nahrána.



 Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Podpora
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>