



Glooko[®] Uploader

Instrukcja użytkowania – dla użytkowników Glooko



Spis treści

Znajdowanie urządzenia.....	4–5
Informacje ogólne	6
Opis produktu.....	6
Przeznaczenie.....	6
Obsługiwane urządzenia	6
Ostrzeżenia.....	6
Przeciwwskazania.....	6
Instrukcje dotyczące użytkowania	7
Pacjenci.....	8
Logowanie do pulpitu MyGlooko na stronie https://my.glooko.com	8
Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania.....	8
Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego	8
Świadczeniodawcy.....	9
Prośba o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader	9
Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania.....	9
Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego	9
Pacjenci i świadczeniodawcy	10
Otwieranie oprogramowania Glooko Uploader.....	10
Logowanie do konta Glooko	10
Funkcje oprogramowania Glooko Uploader	11
Przesyłanie danych dotyczących cukrzycy.....	12
Wyświetlanie danych dotyczących cukrzycy	13
Zgodne urządzenia i metody transmisji	14

Znajdowanie urządzenia



Glukometr













CGM










Pompa insulinowa

Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx.....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra.....	14
 Precision Xceed.....	14
 FreeStyle Libre Reader.....	14
 FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
 FreeStyle Libre 3 Reader.....	14



Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice.....	14
 On Call® Extra.....	14
 On Call® Extra Voice.....	14
 On Call® Sure.....	14
 On Call® Sure Sync.....	14


Activmed

 GlucoCheck GOLD (TD-4289).....	14
---	----


AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
 Ally BGK.....	14
 Ally GGM.....	14




Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
---	----





















Animas

 OneTouch Ping (pump).....	20
 Vibe.....	20

Arkray

 GlucoCard Shine Connex.....	15
 GlucoCard Shine Express.....	15
 GlucoCard Shine XL.....	15


Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link.....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth).....	15
 Contour Next Gen.....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus.....	15
 Contour Plus Blue.....	15
 Contour Plus Elite.....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ.....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4.....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15

Beurer

 GL 44.....	15
 GL 48.....	15
 GL 49.....	15
 GL 60.....	15









Bionime

 Rightest GM700SB.....	15
---	----


Biosys

 Aria.....	15
---	----



Dexcom

 G4 Platinum.....	19
 G4 Platinum with Share.....	19
 G5.....	19
 Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
 G6 Receiver.....	19
 G7 Receiver.....	19
 One Receiver.....	19
 One+ Receiver.....	19


Diatesse

 XPER (TD-4289B).....	15
--	----

Ekoweb

 GlucoX (TD-4183).....	16
 GlucoX Pro (TD-4183).....	16


Embrace

 TALK.....	16
---	----


Exacta

 Glance.....	16
---	----

Equil/Wellion

 MICRO-pump.....	21
---	----

ForaCare

 Diamond PRIMA.....	16
--	----


GlucorX

 Nexus.....	16
 Nexus Mini.....	16
 Q.....	16


Glucosmart

 Salsa.....	16
 Salsa Connect.....	16















GlucOX

 TD-4183.....	16
--	----



iCare


 PalmDoc II.....	16
---	----












i-SENS

 alphacheck professional.....	16
 CareSens BGM/TEE2.....	16
 CareSens Dual.....	16
 CareSens H Beat.....	16
 CareSens N.....	16
 CareSens N Feliz.....	16
 CareSens N POP.....	16
 CareSens N Premier.....	16
 CareSens N Premier Carelight.....	16
 CareSens N Voice.....	16
 CareSens Pro.....	16
 CareSens S Fit.....	16
 No Coding Plus.....	16
 TEE2+.....	16

Infopia	
 Finetest Lite	16


Insulet	
 Omnipod®	21
 Omnipod® Dash™ System	21

Intuity	
 POGO® Automatic™	17

LifeScan	
 OneTouch Select Plus	17
 OneTouch Ultra	17
 OneTouch Ultra Plus Reflect	17
 OneTouch Ultra2	17
 OneTouch UltraEasy	17
 OneTouch UltraMini	17
 OneTouch Verio	17
 OneTouch Verio Flex	17
 OneTouch Verio IQ	17
 OneTouch Verio Reflect	17
 OneTouch Verio Sync	17

Medtronic	
 630G	21
 640G	21
 670G	21















Menarini	
 GlucoFix Tech	17
 GlucoMen areo	17
 GlucoMen areo 2K	17
 GlucoMen LX2	17


Nipro	
 4SURE Smart	17
 4SURE Smart Duo	17

Palmdoc	
 1	17
 Smart	17









Prodigy	
 AutoCode	17





ReliOn	
 Platinum	18
 Premier Blu	18
 Premier Classic	18
 Premier Voice	18



Roche	
 Accu-Chek Active	17
 Accu-Chek Aviva Connect	17
 Accu-Chek Aviva Combo	19
 Accu-Chek Aviva Expert	19
 Accu-Chek Aviva Nano	19
 Accu-Chek Aviva Plus Black	19
 Accu-Chek Aviva Plus Silver	19
 Accu-Chek Compact Plus	19
 Accu-Chek Guide	17
 Accu-Chek Guide Me	17
 Accu-Chek Instant	17
 Accu-Chek Mobile (USB)	17
 Accu-Chek Nano	19
 Accu-Chek Performa	19
 Accu-Chek Performa Nano	19

Roche	
 Accu-Chek Aviva Insight	22
 Accu-Chek Performa Insight	22
 Accu-Chek Aviva Solo	21
 Accu-Chek Guide Solo	21
 Accu-Chek Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	18

Taidoc	
 TD-4141	18
 TD-4183	18
 TD-4255	18
 TD-4257(v1)	18
 TD-4257(v2)	18
 TD-4280	18
 TD-4285	18
 TD-4289	18

Tandem	
 t:flex	21
 t:slim	21
 t:slim G4	21
 t:slim X2	21


Terumo	
 Medisafe Fit Smile	20
 Medisafe WITH	20

ViCentra	
 Kaleido	21

Trividia (Nipro)	
 TRUE METRIX	17
 TRUE METRIX AIR	17
 TRUResult	17
 TRUEyou mini	17

Wellion	
 Calla Mini	18
 Galileo Compact	18
 Leonardo Compact	18

XPER Technology	
 A1 (TD-4183)	18

Ypsomed	
 Mylife Aveo	18

Informacje ogólne

Opis produktu

Glooko Uploader® jest wskazany do stosowania przez pacjentów lub fachowy personel medyczny w warunkach domowych lub w placówkach służby zdrowia, do celów przesyłania wstępnie określonych danych z domowych urządzeń monitorujących do bazy danych serwera. Urządzenia można używać jako samodzielnego produktu albo w połączeniu z systemem Glooko.

Przeznaczenie

System Glooko to platforma służąca do prowadzenia cukrzycy, z której mogą korzystać – w placówce medycznej lub zdalnie – zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i pacjenci. Umożliwia przeglądanie danych pacjentów pochodzących ze zgodnych urządzeń medycznych oraz innych urządzeń monitorujących stan zdrowia. Ponadto dzięki funkcjom analizy i monitorowania prowadzenia cukrzycy pacjenta oraz jego programu opieki ułatwia pracownikom ochrony zdrowia jej leczenie.

Obsługiwane urządzenia

Pacjentom do korzystania z urządzenia potrzebne są:

1. zgodny glukometr, pompa insulinowa lub system ciągłego monitorowania glikemii (CGM);
2. PC lub Mac z jednym z następujących systemów operacyjnych (OS):
 - Windows 10 (32- lub 64-bitowy),
 - Windows 11 (32- lub 64-bitowy),
 - macOS 14.0: Sonoma
 - macOS 15.0: Sequoia
 - macOS 26.0: Tahoe
3. oprogramowanie Glooko Uploader;
4. konto Glooko; oraz
5. kabel do synchronizacji lub pobierania danych z urządzenia, dostarczony razem z obsługiwanym urządzeniem stosowanym do kontrolowania cukrzycy.

Ostrzeżenia

System urządzenia Glooko dla aplikacji Glooko nie dokonuje pomiarów, nie formułuje interpretacji ani nie podejmuje decyzji odnośnie do przekazywanych przez niego danych, ani też nie ma za zadanie automatycznie podejmować decyzje dotyczące terapii i nie może zastępować profesjonalnej oceny. Wszelka diagnostyka medyczna i leczenie muszą się odbywać pod kontrolą i nadzorem odpowiedniego świadczeniodawcy.

W przypadku wątpliwości i obaw dotyczących bieżącego rozpoznania cukrzycy i jej leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku nieprawidłowego działania Glooko System należy przerwać jego stosowanie i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Glooko.

Przeciwwskazania


Brak.

Instrukcja użytkownika – Glooko Uploader

Aby móc korzystać z Glooko Uploader, musisz założyć konto Glooko. Dane przesyłane za pomocą Glooko Uploader są synchronizowane z Twoim kontem Glooko, do którego dostęp uzyskuje się, podając dane uwierzytelniające do Glooko. Internet (WiFi lub sieć danych komórkowych) jest niezbędny do synchronizacji danych z serwerem Glooko.

Pacjenci:

- O tym, jak zainstalować Glooko Uploader i przesyłać dane za jego pomocą, dowiesz się z następnej strony.



Świadczeniodawcy:

- O tym, jak zainstalować Glooko Uploader i przesyłać dane za jego pomocą, dowiesz się ze strony 9.



Pacjenci

Aby móc uzyskać dostęp do pulpitu MyGlooko i pobrać oprogramowanie Glooko Uploader, musisz mieć konto Glooko. Możesz zarejestrować się w Glooko za pomocą aplikacji mobilnej Glooko na system iOS lub Android. Możesz też skontaktować się z **działem pomocy firmy Glooko** (<https://support.glooko.com>), aby uzyskać pomoc przy zakładaniu konta. Po założeniu konta Glooko postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1 Zaloguj się do pulpitu MyGlooko na stronie <https://my.glooko.com>

- Wprowadź swój adres e-mail i swoje hasło.
- Naciśnij „Zaloguj”.


POMOC W LOGOWANIU DO KONTA GLOOKO

• UTRACONE HASŁO:

Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, naciśnij **Nie pamiętam hasła**, a otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą nadanie nowego hasła. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.

• ODBLOKOWANIE KONTA:

Pięciokrotne wprowadzenie nieprawidłowego hasła skutkuje zablokowaniem konta. Wiadomość e-mail z instrukcjami odblokowania zostaje automatycznie wysłana na adres e-mail powiązany z kontem. Gdybyś jednak nie otrzymał tej wiadomości e-mail, kliknij przycisk **Nie dostałem instrukcji odblokowania**, a zostaniesz przekierowany na stronę „Odblokowanie”. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.



2 Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania

Po zalogowaniu się do pulpitu MyGlooko pobierz plik instalacyjny.

- Naciśnij **Ustawienia**.
- Przewiń do dołu strony i kliknij **Pobierz Glooko Uploader**.
- Zostaniesz przeniesiony na ekran z przyciskami do instalacji oprogramowania Glooko Uploader odpowiednio na PC lub na Macu. Kliknij przycisk Maca lub PC, aby pobrać plik instalacyjny.



3 Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego

Zależnie od przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego może zajść konieczność wyszukania pobranego pliku instalacyjnego, albo może się pojawić okno podręczne z prośbą o uruchomienie pliku.

- Jeśli używasz **PC**, poszukaj w folderze „Pobrane”
- Jeśli używasz **Maca**, poszukaj w folderze pobierania w Finderze

Po zlokalizowaniu pliku kliknij go dwukrotnie, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji. Konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu instalacji.

UWAGA: Podczas instalacji użytkownicy systemu FreeStyle Libre ze Szwecji, Norwegii i USA powinni zaznaczyć opcję korzystania z FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

Świadczeniodawcy

Do korzystania z oprogramowania Glooko Uploader potrzebne są konto Glooko Provider i subskrypcja obsługująca Glooko Uploader. Potrzebny jest też link do pobrania Glooko Uploader. Aby uzyskać wsparcie, skontaktuj się z działem pomocy firmy Glooko (<https://support.glooko.com>).


1 Prośba o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader

Świadczeniodawca musi poprosić o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader.

- Aby poprosić o link do pobrania oprogramowania Glooko Uploader, skontaktuj się z działem pomocy firmy Glooko (<https://support.glooko.com>).

2 Pobieranie pliku instalacyjnego oprogramowania

- Po otrzymaniu linku do pobrania oprogramowania od firmy Glooko kliknij łącze w wiadomości e-mail. Zostaniesz przeniesiony na ekran z przyciskami do instalacji oprogramowania Glooko Uploader odpowiednio na PC lub na Macu. Kliknij przycisk Maca lub PC, aby pobrać plik instalacyjny.



3 Wyszukiwanie i uruchamianie pliku instalacyjnego

Zależnie od przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego może zająć konieczność wyszukania pobranego pliku instalacyjnego, albo może się pojawić okno podręczne z prośbą o uruchomienie pliku.

- Jeśli używasz **PC**, poszukaj w folderze „Pobrane”
- Jeśli używasz **Maca**, poszukaj w folderze pobierania w Finderze

Po zlokalizowaniu pliku kliknij go dwukrotnie, po czym postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami instalacji. Konieczne będzie ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu procesu instalacji.

UWAGA: Podczas instalacji użytkownicy systemu FreeStyle Libre ze Szwecji, Norwegii i USA powinni zaznaczyć opcję korzystania z FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

Pacjenci i świadczeniodawcy

Po zainstalowaniu Glooko Uploader i ponownym uruchomieniu komputera znajdź ikonę Glooko Uploader na pulpicie (PC) lub w folderze aplikacji (Mac).

4 Otwieranie oprogramowania Glooko Uploader

- **Znajdź** ikonę Glooko Uploader na pulpicie (PC) lub w folderze aplikacji (Mac).
- **Kliknij dwukrotnie** ikonę Glooko Uploader, aby uruchomić program.

UWAGA: Dopilnuj, żeby komputer został ponownie uruchomiony przed pierwszym uruchomieniem oprogramowania Glooko Uploader.




5 Logowanie do konta Glooko

Po tym, jak program Glooko Uploader się otworzył, musisz się zalogować do konta Glooko.

- Wprowadź swój **adres e-mail lub swoją nazwę użytkownika**
- Wprowadź swoje **hasło**
- Naciśnij **Zaloguj**.

POMOC W LOGOWANIU DO KONTA GLOOKO

Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, kliknij **Nie pamiętam hasła**, a otrzymasz wiadomość e-mail umożliwiającą nadanie nowego hasła. Możesz też skontaktować się z działem pomocy firmy Glooko, aby uzyskać wsparcie.



OPCJA POJEDYNCZEGO LOGOWANIA (SSO) DLA LEKARZY


Funkcja pojedynczego logowania (Single Sign-On; SSO) pozwala lekarzom na logowanie przy użyciu istniejących zabezpieczonych usług autoryzacji w klinice (dostawca ID (Identity Provider; IdP)).

1. Kliknij opcję „Logowanie za pomocą SSO” w dolnej części okna logowania.
2. Przekierujemy Cię na stronę Glooko Web, gdzie konieczne będzie podanie adresu e-mail powiązanego z kontem Glooko.
3. Glooko skontaktuje się z systemem kliniki w celu identyfikacji Twojego IdP, po czym nastąpi przekierowanie na stronę logowania IdP.
4. Zaloguj się, używając danych kliniki dla tego dostawcy.
5. Po zatwierdzeniu przez system kliniki nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Glooko Uploader, gdzie będzie można kontynuować przesyłanie danych urządzenia.


Pacjenci i świadczeniodawcy


6 Funkcje oprogramowania Glooko Uploader

WYLOGOWANIE Z KONTA


- Możesz wylogować się z konta Glooko, naciskając przycisk „Profil”  w prawym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- Naciśnij **Wyloguj**


WYŚWIETLANIE INFORMACJI O PROFILU

- Możesz wyświetlić informacje o profilu, naciskając przycisk „Profil”  w prawym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- To okno podręczne zawiera następujące informacje:
 - o Twoje **imię i nazwisko**
 - o Twoja **główna upoważniona placówka** (świadczeniodawca) i powiązany **kod ProConnect**
 - o Twój **adres e-mail**
- Naciśnij **Wyloguj**.



ZOBACZ DODATKOWE INFORMACJE O GLOOKO UPLOADER

- Dodatkowe informacje możesz wyświetlić, naciskając przycisk „Informacja”  w lewym dolnym narożniku Glooko Uploader.
- To okno podręczne zawiera informacje o wsparciu produktowym, opis produktu oraz oświadczenie o jego przeznaczeniu.



Pacjenci i świadczeniodawcy


7 Przesyłanie danych dotyczących cukrzycy

Po zalogowaniu się do Glooko Uploader możesz przesyłać dane z urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.

PODŁĄCZ KABEL URZĄDZENIA STOSOWANEGO DO KONTROLOWANIA CUKRZYCY DO KOMPUTERA

Po zalogowaniu Glooko Uploader rozpocznie wyszukiwanie urządzenia.

- Podłącz do komputera kabel USB lub kabel podczerwieni (IR) odpowiedni dla urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.
- Zanim po rozpoznaniu kabla podłączysz urządzenie, odczekaj kilka sekund do rozpoznania sterowników kabla.




PODŁĄCZ DO KABLA URZĄDZENIE STOSOWANE DO KONTROLOWANIA CUKRZYCY

- Po podłączeniu kabla do komputera podłącz do kabla urządzenie stosowane do kontrolowania cukrzycy.

UWAGA: Upewnij się, że używasz kabla dostarczonego razem z urządzeniem stosowanym do kontrolowania cukrzycy. Jeśli potrzebujesz nowego kabla, skontaktuj się z producentem urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.

- Po podłączeniu urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy do komputera za pomocą kabla dostarczonego z tym urządzeniem urządzenie rozpocznie przesyłanie danych za pomocą Glooko Uploader.
- Gdyby wystąpił błąd, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem. Gdyby trudności nie ustępowały, skontaktuj się z działem wsparcia firmy Glooko.



Pacjenci i świadczeniodawcy

8 Wyświetlanie danych dotyczących cukrzycy

Po przesłaniu danych z urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy za pomocą Glooko Uploader możesz przeglądać te dane na stronie <https://my.glooko.com>, logując się do konta Glooko.

- **Pacjenci:**

Aby dowiedzieć się więcej o internetowym pulpicie MyGlooko, zapoznaj się z dokumentem [Glooko for Personal Use – Quick Start Guide](#) (Glooko do użytku prywatnego – instrukcja „Pierwsze kroki”) na stronie <https://support.glooko.com>


- **Świadczeniodawcy:**

Aby dowiedzieć się więcej o Population Tracker, zapoznaj się z dokumentem: [Glooko for Clinics - Quick Start Guide](#) (Glooko dla klinik – instrukcja „Pierwsze kroki”) na stronie <https://support.glooko.com>



Zgodne urządzenia i metody transmisji

Poniżej zamieszczono instrukcje przesyłania danych dotyczących cukrzycy do Glooko za pomocą Glooko® Uploader. O ile nie udzielono wyraźnych instrukcji dotyczących przesyłania przy użyciu konkretnego urządzenia, wystarczy podłączyć urządzenie do PC lub Maca właściwym kablem USB, a dane zostaną przesłane automatycznie.



i Pamiętaj, że niektóre z urządzeń dla diabetyków mogą nie być dostępne na Twoim rynku.

Glukometry – podłączane kablem USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Precision Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed
USB



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader
FreeStyle Libre 2 Reader

Micro USB



Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice
On Call® Express II | On Call® Sure
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync
On Call® Extra

On Call USB
(2,5 mm)



Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB
(2,5 mm)



Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB




Firma Abbott ograniczyła kompatybilność do terenu Szwecji, Norwegii i Stanów Zjednoczonych.


UWAGA: podczas instalacji oprogramowania Glooko Uploader należy pamiętać o konieczności zaznaczenia korzystania z systemu FreeStyle Libre. Spowoduje to zainstalowanie dodatkowego oprogramowania FreeStyle Libre DataHub niezbędnego do przesyłania danych.

1. Podłącz komputer.
2. Naciśnij przycisk zasilania glukometru.


Glukometry – podłączane kablem USB




Glukometry – podłączane kablem USB



Glukometry – podłączane kablem USB



Glukometry – podłączane kablem USB



Glukometry – z połączeniem na podczerwień



Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTISYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. Przy wyłączonym glukometrze uaktywnij transmisję w podczerwieni: wciśnij dwa przyciski strzałek i przytrzymaj je, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie strzałki.

Accu-Chek Compact Plus



ACTISYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. Uaktywnij transmisję w podczerwieni: naciśnij przyciski **S i M** pod wyświetlaczem i przytrzymaj je, aż na wyświetlaczu pojawią się dwie strzałki.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTISYS Li, Li2 lub Accu-Chek 360°

1. Podłącz kabel podczerwieni do komputera.
2. W menu głównym przejdź do: **Moje dane** i wybierz **Przesyłanie danych**.

CGM – podłączane kablem USB

Dexcom



G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB



Gdyby przesyłanie się nie rozpoczęło, odłącz odbiornik, po czym wybierz Zamknij w menu, aby wyłączyć odbiornik. Z powrotem włącz odbiornik, po czym podłącz go do komputera.

Glukometry i pompy insulinowe z funkcją łączności przez NFC





<p>Terumo Medisafe Fit Smile</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz płytkę NFC dostarczoną przez firmę Terumo do swojego komputera. 2. Umieść glukometr na płytce NFC. <p><i>Pamiętaj, że symbol transmisji na odwrocie glukometru musi być wyrównany z symbolem NFC na płytce NFC.</i></p>
<p>Medisafe WITH</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz płytkę NFC dostarczoną przez Terumo do swojego komputera. 2. Upewnij się, że na pilocie zdalnego sterowania pompy wyświetlane jest menu główne. 3. Umieść pilot zdalnego sterowania na płytce NFC. <p><i>Pamiętaj, że symbol transmisji na odwrocie pilota zdalnego sterowania musi być wyrównany z symbolem NFC na płytce NFC.</i></p>


Pompy insulinowe – z połączeniem na podczerwień

<p>Animas (IR) OneTouch Ping Vibe</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wstrzymaj działanie pompy (MENU GŁÓWNE: przewiń do Wstrzymaj / Wznów i naciśnij OK; opcja Wstrzymaj podświetlona). 2. Naciśnij OK. 3. Ustaw pompę tyłem do kabla do bezprzewodowego pobierania Actisys IR. 4. Po zakończeniu przesyłania: Wznów działanie pompy (MENU GŁÓWNE: przewiń do Wstrzymaj / Wznów i naciśnij OK; opcja Wznów podświetlona). Naciśnij OK.
---	---	---


*ACTiSYS Li lub Li2
Uwaga! Jeśli używasz Windows 8 lub 10, to musisz użyć kabla ACTiSYS Li2.*

Zgodne kable podczerwieni

<p>Kabel ACTiSYS – Li</p>  <p>Zgodne systemy operacyjne: macOS X: 10.14–12.0 Windows: Nd.</p>	<p>Kabel ACTiSYS – Li2</p>  <p>Zgodne systemy operacyjne: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Kabel Accu-Chek – 360° (Realtyme)</p>  <p>Zgodne systemy operacyjne: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix 2</p>  <p>Zgodne systemy operacyjne: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
--	---	--	---

 **Brak kabla?**
Skontaktuj się z producentem danego urządzenia stosowanego do kontrolowania cukrzycy.


Pompy insulinowe – podłączane kablem USB




1. Podłącz, po czym naciśnij przycisk zasilania PDM.
2. Odblokuj PDM, po czym naciśnij „Eksport” na ekranie.



1. Podłącz miernik Contour Next Link 2.4 do jednego z gniazd USB swojego komputera.
2. Kieruj się instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez Glooko Uploader, aby przesać dane ze swojej pompy Medtronic.



1. Otwórz Menu główne na urządzeniu ręcznym pompy.
2. W Menu głównym wybierz opcję USB.
3. Podłącz urządzenie ręczne do komputera za pomocą kabla Micro USB.



- Przejdź do żółtego menu i wybierz przycisk Przesyłanie danych.

Pompy insulinowe – podłączane kablami podczerwieni

Zgodne kable podczerwieni


Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix



Kabel Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2

Uwaga! Podłącz odbiornik pompy kablem micro USB do Smart Pix 2.

1. Podłącz kabel Smart Pix 2 do komputera i odczekaj, aż niebieski wskaźnik na Smart Pix 2 zacznie powoli migać.
2. Podłącz odbiornik do Smart Pix 2 kablem micro USB.
3. W menu odbiornika wybierz: **Połącz z PC**, po czym naciśnij **OK**.
4. Dopilnuj, żeby pompa znajdowała się w zasięgu odbiornika.
5. Niebieski wskaźnik na Smart Pix 2 świeci, gdy dane są przesyłane z urządzenia do Smart Pix 2.
6. Niebieski wskaźnik gaśnie i zarówno Smart Pix 2, jak i urządzenie emitują dźwięk, aby zasygnalizować, że dane są przesyłane ze Smart Pix 2 do Glooko Uploader. Jeszcze nie odłączaj Smart Pix 2!
7. Odczekaj, aż Glooko Uploader potwierdzi, że przesyłanie zakończyło się pomyślnie.

Roche
Accu-Chek Spirit Combo




Urządzenie Smart Pix lub Smart Pix 2

Uwaga! Do korzystania z tej funkcji urządzenia Smart Pix wymagane jest oprogramowanie Smart Pix w wersji co najmniej 3.02.

1. Podłącz urządzenie Smart Pix do komputera i poczekaj, aż niebieski wskaźnik na urządzeniu Smart Pix zacznie powoli migać.
2. Przełącz pompę w tryb **transferu danych** (zatrzymaj pompę i przejdź do menu **Transfer danych**).
3. Skieruj nadajnik podczerwieni pompy w stronę urządzenia Smart Pix. Niebieski wskaźnik sygnalizuje, że dane są przesyłane do urządzenia Smart Pix.
4. Poczekaj, aż niebieski wskaźnik znów zacznie powoli migać lub przestanie migać.
5. Dane są teraz przesyłane z urządzenia Smart Pix do aplikacji Glooko Uploader. Nie odłączaj jeszcze urządzenia Smart Pix!
6. Poczekaj, aż aplikacja Glooko Uploader potwierdzi, że przesyłanie zakończyło się pomyślnie.



 Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Wsparcie
help@glooko.com
<https://support.glooko.com>