



Glooko[®] Uploader

Instruções de utilização – para utilizadores do Glooko



Índice

Encontre o seu dispositivo	4-5
Informações gerais	6
Descrição do produto	6
Utilização prevista	6
Dispositivos suportados.....	6
Avisos	6
Contraindicações.....	6
Instruções de utilização	7
Pacientes.....	8
Iniciar sessão no seu Painel MyGlooko em https://my.glooko.com	8
Transferir o ficheiro de instalação do software	8
Localizar o ficheiro de instalação e executar o mesmo	8
Profissionais de saúde 9.....	9
Solicitar uma ligação para transferir o software Glooko Uploader	9
Transferir o ficheiro de instalação do software	9
Localizar o ficheiro de instalação e executar o mesmo	9
Pacientes e profissionais de saúde.....	10
Abrir o software Glooko Uploader.....	10
Iniciar sessão na sua conta Glooko	10
Funcionalidades no Glooko Uploader	11
Carregar dados da diabetes.....	12
Ver dados da diabetes.....	13
Dispositivos compatíveis e métodos de transmissão	14

Encontre o seu dispositivo



Medidor de glicose













MCG










Bomba de insulina

Abbott

 FreeStyle Freedom Lite.....	14
 FreeStyle InsuLinx.....	14
 FreeStyle Lite.....	14
 FreeStyle Optium Neo.....	14
 FreeStyle Precision Neo.....	14
 Precision Xtra.....	14
 Precision Xceed.....	14

 FreeStyle Libre Reader.....	14
 FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
 FreeStyle Libre 3 Reader.....	14



Acon Laboratories

 On Call® Express.....	14
 On Call® Express II.....	14
 On Call® Express Voice.....	14
 On Call® Extra.....	14
 On Call® Extra Voice.....	14
 On Call® Sure.....	14
 On Call® Sure Sync.....	14

Activmed

 GlucoCheck GOLD (TD-4289).....	14
---	----

AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	14
 Ally BGK.....	14
 Ally GGM.....	14




Animas

 OneTouch Ping (meter).....	14
---	----





















Animas

 OneTouch Ping (pump).....	20
 Vibe.....	20

Arkray

 GlucoCard Shine Connex.....	15
 GlucoCard Shine Express.....	15
 GlucoCard Shine XL.....	15


Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	15
 Contour.....	15
 Contour Care.....	15
 Contour Fit.....	15
 Contour Link.....	15
 Contour Next.....	15
 Contour Next (Bluetooth).....	15
 Contour Next Gen.....	15
 Contour Next One.....	15
 Contour Plus.....	15
 Contour Plus Blue.....	15
 Contour Plus Elite.....	15
 Contour Plus One.....	15
 Contour next EZ.....	15
 Contour next Link.....	15
 Contour next Link 2.4.....	15
 Contour next USB.....	15
 Contour TS.....	15
 Contour XT.....	15
 Contour USB.....	15

Beurer

 GL 44.....	15
 GL 48.....	15
 GL 49.....	15
 GL 60.....	15









Bionime

 Rightest GM700SB.....	15
---	----


Biosys

 Aria.....	15
---	----



Dexcom

 G4 Platinum.....	19
 G4 Platinum with Share.....	19
 G5.....	19
 Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
 G6 Receiver.....	19
 G7 Receiver.....	19
 One Receiver.....	19
 One+ Receiver.....	19


Diatesse

 XPER (TD-4289B).....	15
--	----

Ekoweb

 GlucoX (TD-4183).....	16
 GlucoX Pro (TD-4183).....	16


Embrace

 TALK.....	16
---	----


Exacta

 Glance.....	16
---	----

Equil/Wellion

 MICRO-pump.....	21
---	----

ForaCare

 Diamond PRIMA.....	16
--	----

GlucoRx

 Nexus.....	16
 Nexus Mini.....	16
 Q.....	16


GlucoSmart

 Salsa.....	16
 Salsa Connect.....	16











GlucoX

 TD-4183.....	16
--	----

iCare


 PalmDoc II.....	16
---	----












i-SENS

 alphacheck professional.....	16
 CareSens BGM/TEE2.....	16
 CareSens Dual.....	16
 CareSens H Beat.....	16
 CareSens N.....	16
 CareSens N Feliz.....	16
 CareSens N POP.....	16
 CareSens N Premier.....	16
 CareSens N Premier Carelight.....	16
 CareSens N Voice.....	16
CareSens Pro.....	16
CareSens S Fit.....	16
No Coding Plus.....	16
TEE2+.....	16

Infopia	
 Finetest Lite	16


Insulet	
 Omnipod®	21
 Omnipod® Dash™ System	21

Intuity	
 POGO® Automatic™	17

LifeScan	
 OneTouch Select Plus	17
 OneTouch Ultra	17
 OneTouch Ultra Plus Reflect	17
 OneTouch Ultra2	17
 OneTouch UltraEasy	17
 OneTouch UltraMini	17
 OneTouch Verio	17
 OneTouch Verio Flex	17
 OneTouch Verio IQ	17
 OneTouch Verio Reflect	17
 OneTouch Verio Sync	17

Medtronic	
 630G	21
 640G	21
 670G	21















Menarini	
 GlucoFix Tech	17
 GlucoMen areo	17
 GlucoMen areo 2K	17
 GlucoMen LX2	17


Nipro	
 4SURE Smart	17
 4SURE Smart Duo	17

Palmdoc	
 1	17
 Smart	17









Prodigy	
 AutoCode	17


ReliOn	
 Platinum	18
 Premier Blu	18
 Premier Classic	18
 Premier Voice	18



Roche	
 Accu-Chek Active	17
 Accu-Chek Aviva Connect	17
 Accu-Chek Aviva Combo	19
 Accu-Chek Aviva Expert	19
 Accu-Chek Aviva Nano	19
 Accu-Chek Aviva Plus Black	19
 Accu-Chek Aviva Plus Silver	19
 Accu-Chek Compact Plus	19
 Accu-Chek Guide	17
 Accu-Chek Guide Me	17
 Accu-Chek Instant	17
 Accu-Chek Mobile (USB)	17
 Accu-Chek Nano	19
 Accu-Chek Performa	19
 Accu-Chek Performa Nano	19

Roche	
 Accu-Chek Aviva Insight	22
 Accu-Chek Performa Insight	22
 Accu-Chek Aviva Solo	21
 Accu-Chek Guide Solo	21
 Accu-Chek Spirit Combo	22

Sanofi	
 BGStar	18

Taidoc	
 TD-4141	18
 TD-4183	18
 TD-4255	18
 TD-4257(v1)	18
 TD-4257(v2)	18
 TD-4280	18
 TD-4285	18
 TD-4289	18

Tandem	
 t:flex	21
 t:slim	21
 t:slim G4	21
 t:slim X2	21


Terumo	
 Medisafe Fit Smile	20
 Medisafe WITH	20

ViCentra	
 Kaleido	21

Trividia (Nipro)	
 TRUE METRIX	17
 TRUE METRIX AIR	17
 TRUResult	17
 TRUEyou mini	17

Wellion	
 Calla Mini	18
 Galileo Compact	18
 Leonardo Compact	18

XPER Technology	
 A1 (TD-4183)	18

Ypsomed	
 Mylife Aveo	18

Informações gerais

Descrição do produto

O Glooko Uploader® está indicado para a utilização por indivíduos ou profissionais da área da saúde, em casa ou instalações de cuidados de saúde, para a transferência de dados predefinidos de dispositivos de monitorização em casa para uma base de dados do servidor. O dispositivo pode ser utilizado como um produto autónomo ou em conjunto com o Sistema Glooko.

Utilização prevista

O sistema Glooko é uma plataforma de gestão da diabetes que pode ser utilizada na clínica ou remotamente por profissionais de saúde e pacientes. Permite a visualização de dados do paciente obtidos através de dispositivos médicos compatíveis e outros dispositivos de monitorização da saúde. Permite igualmente que os profissionais de saúde analisem e monitorem o programa de cuidados e a terapêutica da diabetes de um paciente para auxiliar o tratamento.

Dispositivos suportados

Para começar, os utilizadores precisarão de:

1. Um medidor de glicemia compatível, uma bomba de insulina ou um monitor contínuo de glicose (MCG);
2. Um computador PC ou Mac com um dos seguintes Sistemas Operativos (SO):
 - Windows 10 (32 bits e 64 bits)
 - Windows 11 (32 bits e 64 bits)
 - macOS 14.0: Sonoma
 - macOS 15.0: Sequoia
 - macOS 26.0: Tahoe
3. O software Glooko Uploader;
4. Uma conta Glooko; e
5. O cabo de sincronização ou transferência do dispositivo fornecido com o dispositivo de diabetes suportado.

Aviso!

O Glooko não mede, interpreta nem toma decisões sobre os dados transmitidos nem se destina a fornecer decisões de tratamento automatizadas nem a ser utilizado como um substituto do parecer profissional. Todos os diagnósticos e tratamentos médicos devem ser realizados sob a supervisão de um profissional de saúde apropriado.

Se tiver alguma dúvida em relação ao diagnóstico e ao tratamento atuais da diabetes, contacte o seu profissional de saúde.

Em caso de avaria do Glooko System, interrompa a utilização do produto e contacte assistência da Glooko.

Contraindicações


Nenhuma.

Instruções de utilização – Glooko Uploader

Terá de criar uma conta Glooko para utilizar o Glooko Uploader. Os dados carregados com o Glooko Uploader irão sincronizar-se com a sua conta Glooko, que pode ser acedida com os seus dados de início de sessão da Glooko. Precisa de Internet (Wi-Fi ou rede de dados móveis) para que os seus dados sejam sincronizados com o servidor Glooko.

Pacientes:

- Saiba como instalar e carregar dados com o Glooko Uploader na página seguinte.



Profissionais de saúde:

- Saiba como instalar e carregar dados com o Glooko Uploader na página 9.



Pacientes

Para aceder ao Painel MyGlooko e transferir o software Glooko Uploader, precisará de uma conta Glooko. Pode iniciar sessão na Glooko através da aplicação móvel Glooko para iOS ou Android. Também pode contactar o **Suporte da Glooko** (<https://support.glooko.com>) para obter assistência na criação de uma conta. Assim que tenha criado uma conta Glooko, siga as instruções abaixo.

1 Iniciar sessão no seu Painel MyGlooko em <https://my.glooko.com>

- Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe.
- Toque em Iniciar sessão.

OBTENHA AJUDA A INICIAR SESSÃO NA SUA CONTA GLOOKO

- **ESQUECEU-SE DA PALAVRA-PASSE:**
se não conseguir lembrar-se da sua palavra-passe para Iniciar sessão, toque em **Esqueceu-se da palavra-passe** para receber um e-mail de reposição da palavra-passe. Siga as instruções no ecrã. Também pode contactar o Suporte da Glooko para obter assistência.
- **DESBLOQUEAR A SUA CONTA:**
se tiver inserido a sua palavra-passe incorretamente cinco vezes, a sua conta será bloqueada. Posteriormente, será enviado automaticamente um e-mail com instruções de desbloqueio para o seu endereço de e-mail. Contudo, se não receber um e-mail, clique em **Não recebi instruções de desbloqueio** – será redirecionado para a página Desbloquear. Siga as instruções no ecrã. Também pode contactar o Suporte da Glooko para obter assistência.

2 Transferir o ficheiro de instalação do software

Depois de iniciar sessão no seu Painel MyGlooko, terá de transferir o Ficheiro de instalação.

- Toque em **Definições**.
- Desloque-se até ao final da página e clique em **Obter Glooko Uploader**.
- Será direcionado para um ecrã com botões para instalar o Glooko Uploader num Mac ou PC. Clique no botão Mac ou PC para transferir o Ficheiro de instalação.



3 Localizar o ficheiro de instalação e executar o mesmo

Consoante o browser e o sistema operativo, pode ter de procurar o ficheiro de instalação transferido ou pode ver uma janela pop-up a solicitar que execute o ficheiro.

- Se estiver a utilizar um **PC**, procure na pasta de transferências recentes
- Se estiver a utilizar um **Mac**, procure na pasta de transferências no Finder

Uma vez localizado o ficheiro, faça duplo clique no mesmo e siga as instruções de instalação no ecrã. Terá de reiniciar o computador no final do processo de instalação.

NOTA: Para os utilizadores da Freestyle Libre na Suécia, na Noruega e nos EUA, é importante selecionar que está a utilizar uma FreeStyle Libre durante o processo de instalação. Isto irá instalar o Freestyle Libre DataHub adicional necessário para estes carregamentos.

Profissionais de saúde

Para utilizar o software Glooko Uploader, precisará de uma conta de Profissional de saúde da Glooko e uma subscrição que suporte o Glooko Uploader. Precisar também de uma ligação específica para transferir o Glooko Uploader. Contacte o Suporte da Glooko (<https://support.glooko.com>) para obter assistência.

1 Solicitar uma ligação para transferir o software Glooko Uploader

Os Profissionais de saúde têm de solicitar uma ligação para transferir o software Glooko Uploader.

- Contacte o Suporte da Glooko (<https://support.glooko.com>) para solicitar uma ligação para transferir o software Glooko Uploader.

2 Transferir o ficheiro de instalação do software

- Quando receber a ligação para transferir o software da Glooko, clique na ligação no seu e-mail. Será direcionado para um ecrã com botões para instalar o Glooko Uploader num Mac ou PC. Clique no botão Mac ou PC para transferir o Ficheiro de instalação.



3 Localizar o ficheiro de instalação e executar o mesmo

Consoante o browser e o sistema operativo, pode ter de procurar o ficheiro de instalação transferido ou pode ver uma janela pop-up a solicitar que execute o ficheiro.

- Se estiver a utilizar um **PC**, procure na pasta de transferências recentes
- Se estiver a utilizar um **Mac**, procure na pasta de transferências no Finder

Uma vez localizado o ficheiro, faça duplo clique no mesmo e siga as instruções de instalação no ecrã. Terá de reiniciar o computador no final do processo de instalação.

NOTA: Para os utilizadores da Freestyle Libre na Suécia, na Noruega e nos EUA, é importante seleccionar que está a utilizar uma FreeStyle Libre durante o processo de instalação. Isto irá instalar o Freestyle Libre DataHub adicional necessário para estes carregamentos.

Pacientes e profissionais de saúde

Depois de instalar o Glooko Uploader e reiniciar o seu computador, localize o ícone do Glooko Uploader no seu Ambiente de Trabalho (PC) ou na sua pasta Aplicações (Mac).

4 Abrir o software Glooko Uploader

- **Localize** o ícone do Glooko Uploader no seu Ambiente de Trabalho (PC) ou na sua pasta Aplicações (Mac).
- **Faça duplo clique** no ícone do Glooko Uploader para iniciar o programa.

NOTA: certifique-se de que reiniciou o seu computador antes de iniciar o Glooko Uploader pela primeira vez.



5 Iniciar sessão na sua conta Glooko

Assim que o programa Glooko Uploader abra, terá de iniciar sessão na sua conta Glooko.

- Insira o seu **e-mail ou nome de utilizador**
- Insira a sua **palavra-passe**
- Toque em **Iniciar sessão**.

OBTENHA AJUDA A INICIAR SESSÃO NA SUA CONTA GLOOKO

Se não conseguir lembrar-se da sua palavra-passe para Iniciar sessão, clique em **Esqueceu-se da palavra-passe** para receber um e-mail de reposição de palavra-passe. Também pode contactar o Suporte da Glooko para obter assistência.

INÍCIO DE SESSÃO ÚNICO (SSO) PARA PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE


A funcionalidade de início de sessão único (SSO) permite que os profissionais de cuidados de saúde iniciem sessão através do serviço de autenticação seguro existente na clínica (fornecedor de identidade [IdP]).

1. Clique na opção "Iniciar sessão com SSO" na parte inferior da janela de início de sessão.
2. Será redirecionado para a Glooko Web onde terá de introduzir o endereço de e-mail associado à sua conta Glooko.
3. A Glooko comunicará com o sistema configurado da clínica para identificar o seu IdP e será redirecionado para a página de início de sessão do IdP.
4. Inicie sessão com as suas credenciais habituais da clínica para esse fornecedor de identidade.
5. Depois de ser autenticado pelo sistema da clínica, será novamente redirecionado para o ecrã do Glooko Uploader para continuar com o carregamento dos dados do dispositivo.


Pacientes e profissionais de saúde


6 Funcionalidades no Glooko Uploader

TERMINAR SESSÃO NA SUA CONTA


- Pode terminar a sessão na sua conta Glooko ao tocar no botão Perfil  no canto inferior direito do Glooko Uploader.
- Toque em **Terminar sessão**


VER AS SUAS INFORMAÇÕES DE PERFIL

- Pode ver as suas informações de perfil ao tocar no botão Perfil  no canto inferior direito do Glooko Uploader.
- Este pop-up inclui:
 - o O seu **Nome**
 - o O seu **Local autorizado principal** (profissional de saúde) e o **Código ProConnect** associado
 - o O seu **Endereço de e-mail**
- Toque em **Terminar sessão**.



VER INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O GLOOKO UPLOADER

- Pode ver informações adicionais ao tocar no botão  Informações no canto inferior esquerdo do Glooko Uploader.
- Este pop-up inclui informações de suporte do produto, descrição do produto e a declaração de Utilização pretendida.



Pacientes e profissionais de saúde

7 Carregar dados da diabetes

Assim que tiver iniciado sessão no Glooko Uploader, pode carregar os seus dados do dispositivo de diabetes.

LIGUE O CABO DO SEU DISPOSITIVO DE DIABETES AO COMPUTADOR

Depois de iniciar sessão, o Glooko Uploader começará a procurar por um dispositivo.


- Ligue o cabo USB ou cabo infravermelhos (IV) adequado para o dispositivo de diabetes ao computador.
- Assim que o cabo for reconhecido, aguarde uns segundos para que os controladores deste sejam reconhecidos antes de ligar o seu dispositivo.

LIGAR O DISPOSITIVO DE DIABETES AO CABO

- Depois de ligar o cabo ao computador, ligue o dispositivo de diabetes ao cabo.

NOTA: Certifique-se de que utiliza o cabo fornecido com o seu dispositivo de diabetes. Se precisar de obter um novo cabo, contacte o fabricante do seu dispositivo de diabetes.

- Depois de ligar o dispositivo de diabetes ao seu computador com o cabo fornecido com o dispositivo, este começará a carregar com o Glooko Uploader.
- Se receber um erro, siga as instruções no ecrã para resolver o erro. Se continuar a deparar-se com dificuldades, contacte o Suporte da Glooko para obter assistência.



Pacientes e profissionais de saúde

8 Ver dados da diabetes

Depois de carregar os dados do seu dispositivo de diabetes com Glooko Uploader, pode vê-los em <https://my.glooko.com> iniciando sessão na sua conta Glooko.

- **Pacientes:**
Para saber mais sobre o Painel Web MyGlooko, consulte o [Guia de Iniciação Rápida da Glooko Para Utilização Pessoal](#) em <https://support.glooko.com>
- **Profissionais de saúde:**
Para saber mais sobre o Population Tracker, consulte: [Guia de Iniciação Rápida da Glooko Para Clínicas](#) em <https://support.glooko.com>



Dispositivos compatíveis e métodos de transmissão

Pode encontrar abaixo instruções sobre como carregar dados de diabetes para a Glooko com o Glooko® Uploader. A menos que sejam fornecidas instruções explícitas de carregamento para o dispositivo, basta ligá-lo ao PC/Mac com o respetivo cabo USB e este iniciará o carregamento automaticamente.



i Tenha em consideração que alguns dos dispositivos de diabetes podem não estar disponíveis no seu mercado.

Medidores de glicemia – ligados por cabo USB

Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx | FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Precision Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed
USB



FreeStyle Libre Reader | FreeStyle Libre 3 Reader
FreeStyle Libre 2 Reader

Micro USB



Acon Laboratories

On Call® Express | On Call® Extra Voice
On Call® Express II | On Call® Sure
On Call® Express Voice | On Call® Sure Sync
On Call® Extra

On Call USB
(2,5 mm)



A compatibilidade está limitada pela Abbott à Suécia, à Noruega e aos EUA.

NOTA: Durante o processo de instalação do software Glooko Uploader, certifique-se de que seleciona que está a utilizar uma FreeStyle Libre. Isto irá instalar o Freestyle Libre DataHub adicional necessário para estes carregamentos.

Activmed

GlucOCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB
(2,5 mm)



Animas


OneTouch Ping (meter)

Mini USB




1. Ligue ao seu computador.
2. Prima o botão ligar/desligar do medidor.













Medidores de glicemia – ligados por cabo USB




Medidores de glicemia – ligados por cabo USB



Medidores de glicemia – ligados por cabo USB

<p>Intuity POGO® Automatic™</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>LifeScan OneTouch Ultra OneTouch UltraEasy OneTouch Ultra2 OneTouch UltraMini</p>	<p>LifeScan USB (3,5 mm)</p>		<p>Ligue e prima qualquer botão.</p>
<p>OneTouch Select Plus OneTouch Verio Flex OneTouch Ultra Plus Reflect OneTouch Verio Reflect OneTouch Verio</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>OneTouch Verio IQ OneTouch Verio Sync</p>	<p>Mini USB</p>		
<p>Menarini GlucoMen areo GlucoFix Tech GlucoMen areo 2K</p>	<p>Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)</p>		<p>Se o medidor exibir: E-3, desligue-o e aguarde até que o ecrã desligue e, em seguida, volte a ligar o medidor.</p>
<p>GlucoMen LX2</p>	<p>Menarini blue USB (3,5 mm)</p>		
<p>Nipro 4SURE Smart 4SURE Smart Duo</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>Trividia (Nipro) TRUEresult TRUE METRIX AIR TRUE METRIX TRUEyou mini</p>	<p>Nipro dock USB</p>		<p>Ligue e coloque o medidor na estação de ancoragem.</p>
<p>Palmdoc 1</p>	<p>Palmdoc 1 USB (2,5 mm)</p>		
<p>Smart</p>	<p>Micro USB</p>		
<p>Prodigy AutoCode</p>	<p>Mini USB</p>		
<p>Roche Accu-Chek Active Guide Me Aviva Connect Instant Guide Mobile (USB)</p>	<p>Micro USB</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ligue ao seu computador. 2. O carregamento deve iniciar cerca de 20 segundos após ligar o cabo. Caso contrário, aceda ao menu principal no medidor. Aceda a Os meus dados > Análise de PC > Transferência de dados e ligue novamente o medidor ao cabo USB. <i>(Não mantenha os dois botões de setas premidos.)</i>

Medidores de glicemia – ligados por cabo USB



Medidores de glicemia – com ligação de infravermelhos



Roche (IR)


Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Plus Black
Accu-Chek Aviva Plus Silver
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Performa Nano



ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Ligue o cabo de IV ao seu computador.
2. Com o medidor desligado, ative a transmissão de IV mantendo premidos os dois botões de setas até que apareçam duas setas no ecrã.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Ligue o cabo de IV ao seu computador.
2. Ative a transmissão de IV mantendo premido os botões **S** e **M** por baixo do ecrã até que apareçam duas setas no ecrã.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 ou Accu-Chek 360°

1. Ligue o cabo de IV ao seu computador.
2. No menu principal, aceda a **Os meus dados** e seleccione **Transferência de dados**.

MCG – ligados por cabo USB

Dexcom

G4 Platinum
G4 Platinum with Share
G5
Touchscreen Receiver (G5/G6)
G6 Receiver
G7 Receiver
One Receiver
One+ Receiver

Micro USB




Se o carregamento não iniciar, desligue o recetor, seleccione Encerrar no menu para desligar o recetor. Ligue novamente o recetor e ligue-o ao computador.

Medidores de glicemia e bombas de insulina – com ligação NFC

Terumo


Medisafe Fit Smile



1. Ligue a placa NFC fornecida pela Terumo ao seu computador.
2. Coloque o medidor em cima da placa NFC.

Tenha em consideração que o símbolo de transmissão na parte posterior do medidor tem de ficar alinhado com o símbolo NFC na placa NFC.

Medisafe WITH



1. Ligue a placa NFC fornecida pela Terumo ao seu computador.
2. Certifique-se de que o menu principal aparece no controlo remoto da bomba.
3. Coloque o controlo remoto no topo da placa NFC.

Tenha em consideração que o símbolo de transmissão na traseira do controlo remoto tem de estar alinhado com o símbolo NFC na placa NFC.

Bombas de insulina – com ligação de infravermelhos

Animas (IR)







OneTouch Ping Vibe




1. Suspenda a bomba. (MENU PRINCIPAL, desloque-se para **Suspender/Retomar** e prima **OK**; **Suspender** fica destacado).
2. Prima **OK**.
3. Coloque a bomba com a parte traseira virada para o cabo de transferência sem fios IV da Actisys.
4. Quando a transmissão for concluída: Retome a bomba (MENU PRINCIPAL, desloque-se para **Suspender/Retomar** e prima **OK**; **Retomar** fica destacado). Prima **OK**.

Nota! Se estiver a utilizar o Windows 8 ou 10, precisa de utilizar o cabo ACTiSYS Li2.

Cabos de infravermelhos compatíveis


<p>ACTiSYS – cabo Li</p>   <p style="text-align: center; font-size: 2em;">-Li</p> <p>Sistemas operativos compatíveis: macOS X: 10.14–12.0 Windows: N/A</p>	<p>ACTiSYS – cabo Li2</p>   <p style="text-align: center; font-size: 2em;">-Li2</p> <p>Sistemas operativos compatíveis: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Accu-Chek – cabo 360° (Realtyme)</p>  <p>Sistemas operativos compatíveis: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p>Roche Accu-Chek Cabo Smart Pix 2</p>  <p>Sistemas operativos compatíveis: macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
--	--	---	--

 **Falta um cabo?**
Contacte o fabricante do seu dispositivo de diabetes específico.

Bombas de insulina – ligadas por cabo USB

Equil/Wellion
MICRO-pump

Micro USB



Insulet
Omnipod® System

Mini USB



Omnipod® Dash™ System

Micro USB



1. Ligue e prima o botão ligar/desligar do PDM.
2. Desbloqueie o PDM e toque em “Exportar” no ecrã.

Medtronic

630G	670G
640G	

Porta USB no medidor

1. Ligue um medidor Contour Next Link 2.4 a uma das portas USB do seu computador.
2. Siga as instruções no ecrã apresentadas no seu Glooko Uploader para carregar dados a partir da sua bomba Medtronic.

Roche

Accu-Chek Aviva Solo
Accu-Chek Guide Solo

Micro USB



1. Abra o Menu principal na unidade portátil para a bomba.
2. Selecione USB no Menu principal.
3. Ligue a unidade portátil ao computador com o cabo Micro-USB.

Tandem


t:flex t:slim	t:slim G4 t:slim X2
------------------	------------------------

Micro USB



Vicentra
Kaleido

Micro USB



- Aceda ao menu amarelo e escolha carregamento de dados.

Bombas de insulina – ligadas por cabos de infravermelhos

Cabos de infravermelhos compatíveis


Roche Accu-Chek
Cabo Smart Pix



Roche Accu-Chek
Cabo Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Performa Insight



Smart Pix 2

Nota! Ligue o aparelho da sua bomba com um cabo Micro-USB ao Smart Pix 2.

1. Ligue o cabo Smart Pix 2 ao seu computador e aguarde até que o indicador azul no Smart Pix 2 comece a piscar lentamente.
2. Ligue o aparelho ao Smart Pix 2 com um cabo Micro-USB.
3. No menu do aparelho, selecione **Ligar ao PC** e prima **OK**.
4. Certifique-se de que a bomba está dentro do alcance do aparelho.
5. O indicador azul no Smart Pix 2 fica ligado enquanto os dados estão a ser transferidos do dispositivo para o Smart Pix 2.
6. O indicador azul desliga-se sozinho e tanto o Smart Pix 2 como o dispositivo emitem um som para assinalar que os dados estão a ser transferidos do Smart Pix 2 para o Glooko Uploader. Não desligue ainda o Smart Pix 2!
7. Aguarde que o Glooko Uploader confirme que o carregamento foi bem-sucedido.

Roche
Accu-Chek Spirit Combo




Smart Pix ou Smart Pix 2

Nota! É necessário o software Smart Pix versão 3.02 ou superior ao utilizar o Smart Pix.

1. Ligue o Smart Pix ao computador e aguarde até que o indicador azul no Smart Pix comece a piscar lentamente.
2. Coloque a bomba no modo de **transferência de dados** (pare a bomba e entre no menu de **transferência de dados**).
3. Coloque a bomba com a respetiva vista de IV virada para o Smart Pix. O indicador azul assinala os dados que estão a ser transmitidos para o Smart Pix.
4. Aguarde até que o indicador azul comece a piscar novamente ou pare de piscar totalmente.
5. Os dados estão agora a ser transmitidos do Smart Pix para o Glooko Uploader. Não desligue ainda o Smart Pix!
6. Aguarde que o Glooko Uploader confirme que o carregamento foi realizado com êxito.



 Glooko Inc
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

Supporte
support@glooko.com
<https://support.glooko.com>