



# Glooko<sup>®</sup> Uploader

Käyttöohjeet – Glookon käyttäjille



# Sisältö

Laitteen etsiminen .....	4-5
<b>Yleistä.....</b>	<b>6</b>
Tuotteen kuvaus.....	6
Käyttötarkoitus.....	6
Tuetut laitteet .....	6
Varoitukset .....	6
Vasta-aiheet .....	6
<b>Käyttöohjeet.....</b>	<b>7</b>
Potilaat.....	8
Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa <a href="https://my.glooko.com">https://my.glooko.com</a> .....	8
Lataa ohjelmiston asennustiedosto .....	8
Etsi ja suorita asennustiedosto.....	8
Terveystieteiden ammattilaiset .....	9
Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki.....	9
Lataa ohjelmiston asennustiedosto .....	9
Etsi ja suorita asennustiedosto.....	9
Potilaat ja terveystieteiden ammattilaiset.....	10
Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto.....	10
Kirjaudu Glooko-tilillesi.....	10
Glooko Uploaderin ominaisuudet .....	11
Lataa diabetestiedot.....	12
Näytä diabetestiedot .....	13
<b>Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät .....</b>	<b>14</b>

# Laitteen etsiminen



Verensokerimittari













Jatkuva reaaliaikainen  
glukoosiseuranta (CGM)










Insuliinipumppu

## Abbott

	FreeStyle Freedom Lite.....	14
	FreeStyle InsuLinx .....	14
	FreeStyle Lite.....	14
	FreeStyle Optium Neo .....	14
	FreeStyle Precision Neo.....	14
	Precision Xtra.....	14
	Precision Xceed.....	14
	FreeStyle Libre Reader .....	14
	FreeStyle Libre 2 Reader.....	14
	FreeStyle Libre 3 Reader .....	14




## Acon Laboratories

	On Call® Express.....	14
	On Call® Express II.....	14
	On Call® Express Voice .....	14
	On Call® Extra .....	14
	On Call® Extra Voice.....	14
	On Call® Sure.....	14
	On Call® Sure Sync .....	14


## Activmed

	GlucOcheck GOLD (TD-4289) .....	14
---	---------------------------------	----

## AgaMatrix

	WaveSense Jazz™ .....	14
	Ally BGK .....	14
	Ally GGM .....	14




## Animas

	OneTouch Ping (meter) .....	14
---	-----------------------------	----





















## Animas

	OneTouch Ping (pump).....	20
	Vibe .....	20



## Arkray

	GlucOcard Shine Connex .....	15
	GlucOcard Shine Express .....	15
	GlucOcard Shine XL .....	15


## Ascensia (Bayer)

	Breeze 2 .....	15
	Contour .....	15
	Contour Care .....	15
	Contour Fit.....	15
	Contour Link .....	15
	Contour Next.....	15
	Contour Next (Bluetooth) .....	15
	Contour Next Gen.....	15
	Contour Next One .....	15
	Contour Plus.....	15
	Contour Plus Blue .....	15
	Contour Plus Elite.....	15
	Contour Plus One.....	15
	Contour next EZ .....	15
	Contour next Link.....	15
	Contour next Link 2.4 .....	15
	Contour next USB.....	15
	Contour TS.....	15
	Contour XT.....	15
	Contour USB.....	15

## Beurer

	GL 44.....	15
	GL 48.....	15
	GL 49.....	15
	GL 60.....	15









## Bionime

	Rightest GM700SB.....	15
---	-----------------------	----


## Biosys

	Aria .....	15
---	------------	----



## Dexcom

	G4 Platinum .....	19
	G4 Platinum with Share .....	19
	G5 .....	19
	Touchscreen Receiver (G5/G6).....	19
	G6 Receiver.....	19
	G7 Receiver.....	19
	One Receiver.....	19
	One+ Receiver.....	19


## Dialetse

	XPER (TD-4289B) .....	15
---	-----------------------	----


## Ekoweb

	GlucOx (TD-4183) .....	16
	GlucOx Pro (TD-4183).....	16


## Embrace

	TALK.....	16
---	-----------	----


## Exacta

	Glance.....	16
---	-------------	----

## Equil/Wellion

	MICRO-pump.....	21
---	-----------------	----

## ForaCare

	Diamond PRIMA .....	16
---	---------------------	----


## GlucOx

	Nexus.....	16
	Nexus Mini .....	16
	Q.....	16


## GlucOsmart

	Salsa .....	16
	Salsa Connect.....	16












## GlucOx

	TD-4183.....	16
---	--------------	----


## iCare


	PalmDoc II.....	16
---	-----------------	----












## i-SENS

	alphacheck professional .....	16
	CareSens BGM/TEE2.....	16
	CareSens Dual .....	16
	CareSens H Beat.....	16
	CareSens N .....	16
	CareSens N Feliz .....	16
	CareSens N POP .....	16
	CareSens N Premier .....	16
	CareSens N Premier Carelight.....	16
	CareSens N Voice.....	16
	Caresens Pro.....	16
	CareSens S Fit.....	16
	No Coding Plus .....	16
	TEE2+ .....	16

<b>Infopia</b>	
 Finetest Lite .....	16


<b>Insulet</b>	
 Omnipod® .....	21
 Omnipod® Dash™ System .....	21

<b>Intuity</b>	
 POGO® Automatic™ .....	17

<b>LifeScan</b>	
 OneTouch Select Plus .....	17
 OneTouch Ultra .....	17
 OneTouch Ultra Plus Reflect .....	17
 OneTouch Ultra2 .....	17
 OneTouch UltraEasy .....	17
 OneTouch UltraMini .....	17
 OneTouch Verio .....	17
 OneTouch Verio Flex .....	17
 OneTouch Verio IQ .....	17
 OneTouch Verio Reflect .....	17
 OneTouch Verio Sync .....	17

<b>Medtronic</b>	
 630G .....	21
 640G .....	21
 670G .....	21















<b>Menarini</b>	
 GlucoFix Tech .....	17
 GlucoMen areo .....	17
 GlucoMen areo 2K .....	17
 GlucoMen LX2 .....	17


<b>Nipro</b>	
 4SURE Smart .....	17
 4SURE Smart Duo .....	17

<b>Palmdoc</b>	
 1 .....	17
 Smart .....	17









<b>Prodigy</b>	
 AutoCode .....	17


<b>ReliOn</b>	
 Platinum .....	18
 Premier Blu .....	18
 Premier Classic .....	18
 Premier Voice .....	18



<b>Roche</b>	
 Accu-Chek Active .....	17
 Accu-Chek Aviva Connect .....	17
 Accu-Chek Aviva Combo .....	19
 Accu-Chek Aviva Expert .....	19
 Accu-Chek Aviva Nano .....	19
 Accu-Chek Aviva Plus Black .....	19
 Accu-Chek Aviva Plus Silver .....	19
 Accu-Chek Compact Plus .....	19
 Accu-Chek Guide .....	17
 Accu-Chek Guide Me .....	17
 Accu-Chek Instant .....	17
 Accu-Chek Mobile (USB) .....	17
 Accu-Chek Nano .....	19
 Accu-Chek Performa .....	19
 Accu-Chek Performa Nano .....	19

<b>Roche</b>	
 Accu-Chek Aviva Insight .....	22
 Accu-Chek Performa Insight .....	22
 Accu-Chek Aviva Solo .....	21
 Accu-Chek Guide Solo .....	21
 Accu-Chek Spirit Combo .....	22

<b>Sanofi</b>	
 BGStar .....	18

<b>Taidoc</b>	
 TD-4141 .....	18
 TD-4183 .....	18
 TD-4255 .....	18
 TD-4257(v1) .....	18
 TD-4257(v2) .....	18
 TD-4280 .....	18
 TD-4285 .....	18
 TD-4289 .....	18

<b>Tandem</b>	
 t:flex .....	21
 t:slim .....	21
 t:slim G4 .....	21
 t:slim X2 .....	21


<b>Terumo</b>	
 Medisafe Fit Smile .....	20
 Medisafe WITH .....	20

<b>ViCentra</b>	
 Kaleido .....	21

<b>Trividia (Nipro)</b>	
 TRUE METRIX .....	17
 TRUE METRIX AIR .....	17
 TRUResult .....	17
 TRUEyou mini .....	17

<b>Wellion</b>	
 Calla Mini .....	18
 Galileo Compact .....	18
 Leonardo Compact .....	18

<b>XPER Technology</b>	
 A1 (TD-4183) .....	18

<b>Ypsomed</b>	
 Mylife Aveo .....	18

# Yleistä

## Tuotekuvaus

Glooko Uploader® on tarkoitettu yksityishenkilöiden tai terveydenhoidon ammattilaisten käyttöön kotona tai terveydenhuollon tiloissa ennalta määritettyjen tietojen siirtämiseksi kotiseurantalaitteista palvelintietokantaan. Laitetta voidaan käyttää erillisenä tuotteena tai yhdessä Glooko-järjestelmän kanssa.

## Käyttötarkoitus

Glooko-järjestelmä on diabeteksen hallinta-alusta, jota terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat voivat käyttää klinikalla tai etänä. Sen avulla voidaan tarkastella yhteensopivista lääkinnällisistä laitteista ja muista terveydenseurantalaitteista saatuja potilastietoja. Sen avulla terveydenhuollon ammattilaiset saavat diabeteksen hoitoa tukevia analyysi- ja seurantatietoja potilaan diabeteshoidosta ja -hoito-ohjelmasta.

## Tuetut laitteet

Päästäkseen alkuun yksityishenkilöt tarvitsevat seuraavat:

1. yhteensopivan verensokerimittarin, insuliinipumpun tai jatkuvan reaaliaikaisen glukosiseurannan (CGM) laitteen
2. PC- tai Mac-tietokoneen, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
  - Windows 10 (32-bittinen ja 64-bittinen versio)
  - Windows 11 (32-bittinen ja 64-bittinen versio)
  - macOS 14.0: Sanoma
  - macOS 15.0: Sequoia
  - macOS 26.0: Tahoe
3. Glooko Uploader -ohjelmiston
4. Glooko-tilin
5. Tuetun diabeteslaitteen mukana toimitetun synkronointi- tai latauskaapelin.

## Varoitus!

Glooko ei mittaa, tulkitse tai tee päätöksiä välittämistään tiedoista eikä sen tarkoituksena ole tehdä automaattisia hoitopäätöksiä tai toimia ammatillisen harkinnan korvikkeena. Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoidot on suoritettava asianmukaisen terveydenhoidon ammattilaisen valvonnassa.

Jos olet huolissasi nykyisestä diabetesdiagnoosistasi ja hoidostasi, ota yhteyttä terveydenhuollon tarjoajaasi. Jos Glooko System -järjestelmässä on vikaa, lopeta tuotteen käyttäminen ja ota yhteyttä Glookon tukeen.

## Vasta-aiheet


Ei mitään.

# Käyttöohjeet – Glooko Uploader

Sinun on luotava Glooko-tili, jotta voit käyttää Glooko Uploaderia. Glooko Uploaderilla ladatut tiedot synkronoidaan Glooko-tilillesi, jota voi käyttää Glooko-kirjautumistunnuksilla. Internet (WiFi-yhteys tai mobiilidataverkko) on välttämätön, jotta tietosi voidaan synkronoida Glooko-palvelimelle.

## Potilaat:

- Lue seuraavalta sivulta lisää asennuksesta ja tietojen lataamisesta Glooko Uploaderin avulla.



---

## Terveydenhoidon ammattilaiset:

- Lue lisää tietojen asentamisesta ja lataamisesta Glooko Uploaderin avulla sivulta 9.



# Potilaat

Jotta voit käyttää MyGlooko-koontinäyttöä ja ladata Glooko Uploader -ohjelmiston, sinulla on oltava Glooko-tili. Voit rekisteröityä Glooko-palveluun Glooko-mobiilisovelluksella, joka on saatavana iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Voit myös pyytää tukea käyttäjätilin luomiseen **Glooko-tukipalvelusta** (<https://support.glooko.com>). Kun olet luonut Glooko-tilin, noudata alla olevia ohjeita.

## 1 Kirjaudu MyGlooko-koontinäyttöön osoitteessa <https://my.glooko.com>

- Anna sähköpostiosoite ja salasana.
- Napauta Kirjaudu sisään.

### PYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN

- UNOHTUNUT SALASANA:  
Jos et muista kirjautumissalasanasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.
- AVAA TILISI LUKITUS:  
Jos olet syöttänyt salasanasi väärin viisi kertaa, tilisi lukitaan. Tilisi sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti sähköpostiviesti, jossa on lukituksen avausohjeet. Jos et saanut sähköpostia, napsauta **En saanut lukituksen avausohjeita** – sinut siirretään tällöin lukituksen avaussivulle. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

## 2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

Kun olet kirjautunut MyGlooko-koontinäyttöön, sinun on ladattava asennustiedosto.

- Napauta **Asetukset**.
- Vieritä sivun alareunaan ja valitse **Hae Glooko Uploader**.
- Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle. Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.



## 3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansiosista
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderista

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoinapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

**HUOMAUTUS:** FreeStyle Libre -käyttäjien Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa on tärkeää valita asennusprosessin aikana, että käytössä on FreeStyle Libre. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

# Terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploader -ohjelmiston käyttöön tarvitset Glooko Provider -tilin ja tilauksen, joka tukee Glooko Uploaderia. Tarvitset myös Glooko Uploaderin latauslinkin. Pyydä tarvittaessa tukea Glooko-tukipalvelusta (<https://support.glooko.com>).

## 1 Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki

Terveydenhoidon ammattilaisten on pyydettävä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkkiä.

- Pyydä Glooko Uploader -ohjelmiston latauslinkki Glooko-tukipalvelusta (<https://support.glooko.com>).

## 2 Lataa ohjelmiston asennustiedosto

- Kun saat Glookolta ohjelmiston latauslinkin sisältävän sähköpostiviestin, napsauta viestissä olevaa linkkiä. Sinut siirretään näyttöön, jossa on painikkeet Glooko Uploaderin asentamiseksi Mac- tai PC-tietokoneelle. Lataa asennustiedosto napsauttamalla joko Mac- tai PC-painiketta.



## 3 Etsi ja suorita asennustiedosto

Selaimesta ja käyttöjärjestelmästä riippuen saatat joutua etsimään ladattua asennustiedostoa tai nähdä ponnahtusikkunan, jossa sinua pyydetään suorittamaan tiedosto.

- Jos käytät **PC**-tietokonetta, etsi tiedosto äskettäin ladattujen tiedostojen kansioista
- Jos käytät **Mac**-tietokonetta, etsi latauskansiota Finderistä

Kun olet paikantanut tiedoston, kaksoinapsauta sitä ja noudata näyttöön tulevia asennusohjeita. Tietokone on käynnistettävä uudelleen asennusprosessin lopussa.

**HUOMAUTUS:** FreeStyle Libre -käyttäjien Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa on tärkeää valita asennusprosessin aikana, että käytössä on FreeStyle Libre. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

# Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

Glooko Uploaderin asentamisen ja tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen etsi Glooko Uploader -kuvake joko työpöydältä (PC) tai Sovellukset-kansiosta (Mac).

## 4 Avaa Glooko Uploader -ohjelmisto

- Etsi Glooko Uploader -kuvake työpöydältä (PC) tai Sovelluskansiosta (Mac).
- Käynnistä ohjelma **kaksoisnapsauttamalla** Glooko Uploader -kuvaketta.

**HUOMAUTUS:** Ennen kuin käynnistät Glooko Uploaderin ensimmäistä kertaa, varmista, että olet käynnistänyt tietokoneen uudelleen.



## 5 Kirjaudu Glooko-tilillesi

Kun Glooko Uploader -ohjelma avautuu, sinun on kirjauduttava Glooko-tilillesi.

- Anna **sähköpostiosoite tai käyttäjänimi**
- Anna **salasana**
- Napauta **Kirjaudu sisään**.

### PYYDÄ TUKEA GLOOKO-TILILLE KIRJAUTUMISEEN

Jos et muista kirjautumissalasanaasi, saat salasanan palautussähköpostin valitsemalla **Unohtunut salasana**. Voit myös ottaa yhteyttä Glooko-tukipalveluun.

### TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TARJOAJAN KERTAKIRJAUTUMINEN (SSO)


Kertakirjautuminen (SSO) mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisen kirjautumisen klinikan käyttämän suojatun todennuspalvelun (IdP eli tunnistustietojen myöntäjä) avulla.

1. Valitse kirjautumisikkunan alareunasta SSO-kirjautuminen.
2. Sinut ohjataan Glooko Web -verkkosovellukseen, missä sinun on annettava Glooko-tiliisi liitetty sähköpostiosoite.
3. Glooko yhdistää klinikkasi määritettyyn järjestelmään ja tunnistaa käyttämäsi tunnistustietojen myöntäjän. Sen jälkeen sinut ohjataan tunnistustietojen myöntäjän kirjautumisivulle.
4. Kirjaudu sisään klinikkasi tunnuksilla, joita käytetään tämän tunnistustietojen myöntäjän palveluissa.
5. Kun klinikan järjestelmä on suorittanut todennuksen, sinut ohjataan takaisin Glooko Uploader -näyttöön ja voit jatkaa laitteen tietojen lataamista.


# Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

## 6 Glooko Uploaderin ominaisuudet


### KIRJAUDU ULOS TILILTÄ



- Voit kirjautua ulos Glooko-tililtäsi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta .
- Napauta **Kirjaudu ulos**

### NÄYTÄ PROFIILITIEDOT

- Voit tarkastella profiilitietojasi napauttamalla Glooko Uploaderin oikeassa alakulmassa olevaa Profiili-painiketta .
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää seuraavat tiedot:
  - o Oma **nimesi**
  - o **Ensisijainen valtuutettu käyttöpaikka** (terveydenhoitopalveluiden tarjoaja) ja liittyvä **ProConnect-koodi**
  - o **Sähköpostiosoitteesi**
- Napauta **Kirjaudu ulos**.

### KATSO LISÄTIETOJA GLOOKO UPLOADERISTA

- Voit katsella lisätietoja napauttamalla Tiedot-painiketta , joka on Glooko Uploaderin vasemmassa alakulmassa.
- Tämä ponnahdusikkuna sisältää tuotetukitietoja, tuotekuvauksen ja Käyttötarkoitus-lausekkeen.



# Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

## 7 Lataa diabetestiedot

Kun olet kirjautunut Glooko Uploaderiin, voit ladata diabeteslaitetietosi.

### LIITÄ DIABETESLAITTEEN KAAPELI TIETOKONEESEEN

Sisäänkirjautumisen jälkeen Glooko Uploader alkaa etsiä laitetta.

- Liitä asianmukainen diabeteslaitteen USB-kaapeli tai infrapunakaapeli tietokoneeseen.
- Kun kaapeli on tunnistettu, odota muutama sekunti, että kaapeliohjaimet tunnistetaan, ennen kuin liität laitteen.




### LIITÄ DIABETESLAITE KAAPELIIN

- Kun olet liittänyt kaapelin tietokoneeseen, liitä diabeteslaite kaapeliin.

**HUOMAUTUS:** Varmista, että käytät diabeteslaitteen mukana toimitettua kaapelia. Jos tarvitset uuden kaapelin, ota yhteyttä diabeteslaitteesi valmistajaan.

- Kun olet liittänyt diabeteslaitteen tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla kaapelilla, laite alkaa ladata tietoja Glooko Uploaderin avulla.
- Jos saat virheilmoituksen, korjaa virhe noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Jos sinulla on edelleen vaikeuksia, ota yhteyttä Glooko-tukipalveluun.



# Potilaat ja terveydenhoidon ammattilaiset

## 8 Näytä diabetestiedot


Kun olet ladannut diabeteslaitetietosi Glooko Uploaderilla, voit tarkastella tietojasi osoitteessa <https://my.glooko.com> kirjautumalla sisään Glooko-tilillesi.

- **Potilaat:**  
Lisätietoja MyGlooko Web -koontinäytöstä on kohteessa [Glooko for Personal Use - Quick Start Guide](#) osoitteessa <https://support.glooko.com>
- **Terveydenhoidon ammattilaiset:**  
Lisätietoja Population Tracker -palvelusta on seuraavassa: [Glooko for Clinics - Quick Start Guide](#) osoitteessa <https://support.glooko.com>



# Yhteensopivat laitteet ja siirtomenetelmät

Alla on ohjeet diabetestietojen lataamiseen Glooko-järjestelmään Glooko® Uploaderin avulla. Ellei laitteelle ole annettu erillisiä latausohjeita, kytke se PC- tai Mac-tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla USB-kaapelilla, minkä jälkeen tiedot ladataan automaattisesti.



**i** Huomaathan, että kaikki diabeteslaitteet eivät mahdollisesti ole saatavilla markkina-alueellasi.

## Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät

### Abbott

FreeStyle Freedom Lite | FreeStyle Lite

Abbott FreeStyle USB  
(2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx  
FreeStyle Precision Neo | FreeStyle Optium Neo

Micro USB



Precision Xceed | Precision Xtra

Abbott Xceed  
USB



FreeStyle Libre Reader  
FreeStyle Libre 2 Reader | FreeStyle Libre 3 Reader

Micro USB



### Acon Laboratories

On Call® Express  
On Call® Express II  
On Call® Express Voice  
On Call® Extra | On Call® Extra Voice  
On Call® Sure  
On Call® Sure Sync

On Call USB  
(2,5 mm)



### Activmed

GlucoCheck GOLD (TD-4289)

Micro USB



### Agamatrix

WaveSense Jazz

Agamatrix USB



Ally BGK

Micro USB



Ally BGM

i-Sens USB  
(2,5 mm)



### Animas

OneTouch Ping (meter)

Mini USB




Abbott on rajoittanut yhteensopivuuden Ruotsiin, Norjaan ja Yhdysvaltoihin.


**HUOMAUTUS:** Muista valita Glooko Uploader -ohjelmiston asennuksen aikana, että käytät FreeStyle Libre -järjestelmää. Tällöin näiden latausten kohdalla asennetaan lisäksi FreeStyle Libre DataHub.

1. Liitä kaapeli tietokoneeseen.
2. Paina mittarin virtapainiketta.


# Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät




# Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



# Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



# Verensokerimittarit – USB-kaapelilla yhdistettävät



## Verensokerimittarit – infrapunayhteydellä varustetut



### Roche (IR)

Accu-Chek Aviva Nano  
Accu-Chek Aviva Plus Black  
Accu-Chek Aviva Plus Silver  
Accu-Chek Nano  
Accu-Chek Performa  
Accu-Chek Perfoma Nano



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Kun mittari on pois päältä, aktivoi infrapunälähetys pitämällä kahta nuolipainiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Compact Plus



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Aktivoi infrapunälähetys pitämällä näytön alapuolella olevia **S**- ja **M**-painikkeita painettuna, kunnes näytössä näkyy kaksi nuolta.

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert



ACTiSYS Li, Li2 tai Accu-Chek 360°

1. Liitä infrapunakaapeli tietokoneeseen.
2. Siirry päävalikossa kohtaan **Omat tiedot** ja valitse **Tiedonsiirto**.

## Jatkuvan reaaliaikaisen glukoosiseurannan laitteet – USB-kaapelilla yhdistettävät

### Dexcom

G4 Platinum  
G4 Platinum with Share  
G5  
Touchscreen Receiver (G5/G6)  
G6 Receiver  
G7 Receiver  
One Receiver  
One+ Receiver

Micro USB




Jos lataus ei käynnisty, irrota vastaanotin ja sammuta se valitsemalla valikosta Sammutus. Käynnistä vastaanotin uudelleen ja yhdistä se tietokoneeseen.

## Verenglukoosimittarit ja insuliinipumput – NFC-yhteys

Terumo


Medisafe Fit Smile



1. Liitä Terumon toimittama NFC-levy tietokoneeseen.
2. Aseta mittari NFC-levyn päälle.

*Huomaa, että mittarin takaosassa olevan tiedonsiirtosymbolin on oltava kohdakkain NFC-levyn NFC-symbolin kanssa.*

Medisafe WITH



1. Liitä Terumolta saamasi NFC-levy tietokoneeseesi.
2. Varmista, että päävalikko näkyy pumpun etähallintayksikössä.
3. Aseta kauko-ohjain NFC-levyn päälle.

*Huomioithan, että etähallintayksikön takana oleva datansiirtosymbolin on oltava linjassa Glooko-lähtetimen NFC-tabletin keskiosan kanssa.*

## Insuliinipumput – infrapunayhteydellä varustetut

Animas (IR)





OneTouch Ping Vibe



1. Keskeytä pumpun toiminta. (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Keskeytä** on korostettuna).
2. Paina **OK**.
3. Aseta pumpu niin, että sen selkäpuoli osoittaa kohti langatonta Actisys IR -latauskaapelia.
4. Kun lähetys on valmis: Jatka pumpun käyttöä (PÄÄVALIKKO, vieritä kohtaan **Keskeytä/Jatka** ja paina **OK**; vaihtoehto **Jatka** on korostettuna). Paina **OK**.


*ACTISYS IR latauskaapeli  
Huomautus! Jos käytössäsi on Windows 8 tai Windows 10, sinun on käytettävä ACTISYS Li2 -kaapelia.*

## Yhteensopivat infrapunakaapelit

<p><b>ACTiSYS - Li -kaapeli</b></p>  <p><b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:</b> macOS X: 10.14–12.0 Windows: -</p>	<p><b>ACTiSYS - Li2 -kaapeli</b></p>  <p><b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:</b> macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p><b>Accu-Chek - 360° -kaapeli (Realtyme)</b></p>  <p><b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:</b> macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>	<p><b>Roche Accu-Chek Smart Pix 2 -kaapeli</b></p>  <p><b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:</b> macOS X: 10.14–12.0 Windows: 8, 10</p>
--	---	--	---

 **Puuttuuko kaapeli?**  
Ota yhteyttä oman diabeteslaitteesi valmistajaan.

# Insuliinipumput – USB-kaapelilla yhdistettävät




1. Liitä kaapeli ja paina PDM:n virtapainiketta.
2. Avaa PDM:n lukitus ja valitse näytöltä "Vie".



1. Yhdistä Contour Next Link 2.4 -mittari yhteen tietokoneen USB-porteista.
2. Lataa tiedot Medtronic-pumpusta noudattamalla Glooko Uploaderin näytölle tulevia ohjeita.



1. Avaa pumpun käsiyksikön päävalikko.
2. Valitse USB päävalikosta.
3. Liitä käsiyksikkö tietokoneeseen mikro-USB-kaapelilla.



- Siirry keltaiseen valikkoon ja valitse tietojen lataaminen.

# Insuliinipumput – infrapunakaapeleilla yhdistettävät

Yhteensopivat infrapunakaapelit

Roche Accu-Chek  
Smart Pix -kaapeli




Roche Accu-Chek  
Smart Pix 2 -kaapeli



Roche

Accu-Chek Aviva Insight  
Accu-Chek Performa Insight



### Smart Pix 2

Huomautus! Liitä pumpun  
käsilaite mikro-USB-kaapelilla  
Smart Pix 2:een.

1. Liitä Smart Pix 2 -kaapeli tietokoneeseen ja odota, kunnes Smart Pix 2:n sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Yhdistä käsilaite Smart Pix 2:een mikro-USB-kaapelilla.
3. Valitse käsilaitteesta **Muodosta yhteys PC-tietokoneeseen** ja paina **OK**.
4. Varmista, että pumppu on käsilaitteen toimintasäteen sisäpuolella.
5. Smart Pix 2:n sininen merkkivalo palaa, kun tietoja siirretään laitteesta Smart Pix 2:een.
6. Sininen merkkivalo sammuu, ja sekä Smart Pix 2 että laite antavat äänimerkin, joka osoittaa, että tietoja lähetetään Smart Pix 2:sta Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pix 2 -yhteyttä!
7. Odota, että Glooko Uploader vahvistaa latauksen onnistuneen.

Roche

Accu-Chek Spirit Combo



### Smart Pix tai Smart Pix 2

Huomautus! Smart Pixin  
käyttämiseen vaaditaan sen  
ohjelmistoversio 3.02 tai uudempi.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseesi ja odota, että Smart Pixin sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu **tiedonsiirtotilaan** (pysäytä pumppu ja mene **tiedonsiirtovalikkoon**).
3. Aseta pumppu niin, että sen infrapuna-anturi on kohti Smart Pixiä. Sininen merkkivalo kertoo, että tietoja siirretään Smart Pixiin.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa taas vilkkua hitaasti tai lakkaa kokonaan vilkkumasta.
5. Tietoja siirretään nyt Smart Pixistä Glooko Uploaderiin. Älä katkaise vielä Smart Pixin liitännää!
6. Odota, että Glooko Uploader ilmoittaa latauksen onnistuneen.





Glooko Inc  
579 University Avenue  
Palo Alto, CA 94301  
USA

Tuki  
NordicInfu Care  
+358 (0)20 734 8761  
diabetessupport@infucare.fi